


PRIDE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST*

Q
QUANTUM®
#1 FOR REHAB POWER

Q6 EDGE 3
Q-LOGIC 3
Advanced Drive Control System

EDGE 3



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
Contact commercial + email et ligne directe : _____
Référence de commande : _____
Adresse de livraison : _____
Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Profondeur d'assise : 35,5cm à 61cm*
- Largeur dossier ajustable indépendamment 25-60cm
- Garde au sol : 7,6 cm
- Longueur hors-tout (sans RP) : 75-83cm
- Largeur hors-tout : 62cm
- Autonomie** : jusqu'à 28km
- Suspensions SRS
- Poids max utilisateur : 136 kg
- Vitesse max** : 10 km/h (7,2km avec iLevel)
- Roues centrales pneumatiques noires 14"
- Roues avant/arrière 6" bandages
- Moteurs 2 x 200/1200W 2 pôles
- Batteries 2 x 62Ah et chargeur 8Amp
- Electronique QLogic 3 avec bluetooth
- Accroche-taxi

*à partir de 30,5cm en version KID **résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type, de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°
- Lift iLevel électrique 30,5cm
- Bluetooth
- Chargeur USB au manipulateur offert
- Inserts de roues motrices identiques couleur châssis



iLevel
power chairs

DESIGNATION

REFERENCE

PRIX PUBLIC TTC

Base assise fixe TRU BALANCE Q6 EDGE 3

9 175 €

Combiné d'assise électrique TB3

4 187 €



- ✗ Bascule d'assise 50° à translation électrique PTOINDV3443
- ✗ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180° PTOINDV3444
- ✗ Lift électrique iLevel de 30,5cm PTOINDV3773

✓ Ensemble Q6 EDGE 3 Q6 EDGE3.0 3MP-SS 13 362 €
LPP 9178202 - 3938,01€

Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐44,5cm ☐47cm ☐49,5cm

☐ Contrôleur de trajectoire ACCU-TRAC	MOT155715-01 / MOT155716-01	1 120 €
☐ Extension de garantie <u>version TB3</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)	voir conditions auprès du conseiller technique	2 500 €
☐ Extension de garantie <u>PACK TB4</u> (2 ans supplémentaires hors batteries)		3 000 €

PREPARATION DAHL

☐ Préparation châssis pour Station d'ancrage DAHL	DAHL-READY		950 €
--	------------	--	-------

PACK ASSISE ET FONCTIONS TB4

☐ Pack mémoires de positions et proclive à 30°	3 070 €
☐ Activation proclive usine	

Ce pack implique la sélection obligatoire de l'option relève-jambes central à compensation ASL (sélection et configuration dans la section relève-jambes à potence centrale : voir page 4) / Appui-sous rotulien et barre pectorale inclus 2 160 €
Tarif de l'option

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Noir Back in black (brillant)	●	DGN1801101-PBK1	-
☐ Rouge Red corvette	●	DGN1801101-PRD1	-
☐ Vert Green Machine	●	DGN1801101-PGN11	-
☐ Bleu Electric blue	●	DGN1801101-PBU9	-
☐ Jaune Lemon crush	●	DGN1801101-PYL4	-

COLORIS OPTIONNEL

☐ Bleu Blue Jean	●	DGN1801101-PBU11	450 €
☐ Noir Night train (mat)	●	DGN1801101-PBK3	450 €
☐ Rose Raspberry beret	●	DGN1900199-PPK4	450 €
☐ Gris Grey Street	●	DGN1900199-PSL3	450 €
☐ Violet Deep Purple	●	DGN1801101-PPR5	450 €
☐ Vert Military Green	●	DGN1801101-PGN8	450 €
☐ Evolution Orange	●	DGN1801101-POR7	450 €

ELECTRONIQUE

☒	Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth				-
☐	Avec touches 1 et 2	CTL143976			-
☐	Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977			-
☐	Infra-rouge sur boitier standard				280 €
☐	Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670		715 €
	Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)				
☐	Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156			200 €

PANTOGRAPHES

☐	Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698			-
	☐ Montage à droite ☐ Montage à gauche				
☐	Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM			149 €

IACCESS

☐	Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010			690 €
☐	Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009			690 €
	☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite ☐ Montage au dossier				

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

☐	Boitier SCIM	CTL143988			650 €
☐	Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible	CTL143979+DWR1010D446			1 590 €
	(Montage côté opposé au manipulateur)				
☐	Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033			45 €

COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER

☐	Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862			715 €
	☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite				
	LPPR 9384670				
☐	Déplacement du boitier principal à l'arrière	SOF			350 €
	(Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)				
	LPPR 9384551				

EQUIPEMENT ROUTE

☐	Equipelement route sur rail d'assise	Non compatible largeur d'assise <14"			590 €
☐	Equipelement route sur châssis	Non compatible largeur d'assise <14"			590 €
☐	Eclairage Fender sur garde-boue	Non compatible clignotant, contrôle par contacteur externe			410 €

ROUES

☐	Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL150034			-
☐	Roues centrales bandages souples noires 14"	PTOINDV3525			-
☒	Roues avant et arrière bandages noires 6"	KITASMB1940			-
☐	Roues centrales pneumatiques Knobby 14"	WHL147599			430 €
☐	Roues centrales bandages Knobby 14"	WHL147601			430 €
☒	Couleur insert roue centrale identique châssis				-


FONCTIONS ELECTRIQUES

☒	Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443			-
☒	Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444			-
☒	Lift électrique iLevel 30,5cm				-
	Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐ 44,5cm ☐ 47cm ☐ 49,5cm				

SYSTEME D'ASSISE TRU BALANCE 4**REGLAGES DE L'ASSISE**

		Largeur module A					Largeur module B		
		16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	20" (50,8cm)	22" (55,9cm)	24" (61cm)
Profondeur	14" (35,5cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	15" (38cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	16" (40,6cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17" (43,2cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	18" (45,7cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19" (48,3cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20" (50,8cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22" (55,9cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

REGLAGES DU DOSSIER

		Largeur						
		14" (35,5cm)	16" (40,6cm)	17" (43,2cm)	18" (45,7cm)	19" (48,3cm)	20" (50,8cm)	
Hauteur	13" (33cm)	☐	☐	☐				
	15" (38cm)		☐	☐	☐	☐	☐	
	17" (43,2cm)		☐	☐	☐	☐	☐	
	19" (48,3cm)			☐	☐	☐	☐	

DOSSIER TUBE

- ☐ Interface d'adaptation dossier SSAPT B4  495 €
- ☐ Livrée et montée à la place du dossier TruBalance 4
- ☐ Livrée non montée en plus du dossier TruBalance 4

DOSSIERS ADI QBACK 2

- ☐ Dossier Stealth ADI QBack 2  890 €
- ☐ Livré et monté à la place du dossier TruBalance 4
- ☐ Livré non monté en plus du dossier TruBalance 4

Sélection en page suivante

Type : ☐ Aluminium☐ Aluminium Flat Top Largeur : ☐ 14" ☐ 15" ☐ 16" ☐ 17" ☐ 18" ☐ 19" ☐ 20" ☐ 21" ☐ 22"Hauteur : ☐ Medium 13" (non dispo en Flat Top) ☐ Standard 16" ☐ Tall 18" ☐ Extra Tall 20" ☐ Extra Extra Tall 22"Contour : ☐ Active 2,5" ☐ Deep 4" ☐ Extra Deep 6"

- ☐ Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :

COUSSINS D'ASSISE

- ☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP ST-TC2SPP
- Epaisseur : 11,4cm | Poids du coussin : 1,81kg | Capacité de poids : 204kg

TRU COMFORT 2 SPP		Largeur (en pouces)									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
Profondeur (en pouces)	14	☐		☐							
	15	☐									
	16	☐		☐				☐			
	17	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			
	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	22			☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
	24									☐	☐



- ☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP ST-SPCFSP
- Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,36kg | Capacité de poids : 272kg

SPECTRUM FOAM SPP		Largeur (en pouces)							
		16	17	18	19	20	22	24	
Profondeur (en pouces)	15	☐							
	16	☐	☐	☐	☐	☐		☐	
	17	☐	☐	☐	☐				
	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	19	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21			☐		☐		☐	
	22			☐		☐	☐	☐	☐
	24			☐		☐	☐	☐	☐



☐ Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP
 ST-SPCGSP
 390 €

Epaisseur : 7,6cm | Poids du coussin : 1,60kg | Capacité de poids : 250kg

		Largeur (en pouces)							
		14	16	17	18	19	20	22	24
Profondeur (en pouces)	15		☐						
	16		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	17		☐	☐	☐	☐			
	18	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	19		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	20		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	21				☐		☐		☐
	22				☐		☐	☐	☐
	24				☐		☐	☐	☐

Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

☒ Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)
 Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)

ACCOUDOIRS

☐ Manchettes mousse (à l'unité)
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142128 -
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche DGN142014 -
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche DGN1801530 -

☐ Manchettes gel (à l'unité)
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136409 130 €
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche ARM136408 130 €

☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)
☐ droit MEC133331 110 €
☐ gauche MEC133331 110 €

☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)
☐ droit ASF6X2C-S-Q 130 €
☐ gauche ASF6X2C-S-Q 130 €

APPUI-TÊTE

☒ Appui-tête Stealth Confort Plus CP250+support -

RELEVÉ-JAMBES SEPARES Non compatible Pack mémoires et Proclive

☐ Relève-jambes manuels avec vérins à gaz MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878 -

☐ Relève-jambes électriques séparés MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHCS1322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878 1 322 €

Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :

☒ Tubes
☐ 29-43 cm Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel
 Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique
☐ 37-56 cm Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel
 Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique

☒ Palettes
☐ 12 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeurs 14"-16"* MEC2008389
☐ 15 x 17,5cm *Conseillé pour assises largeurs 16" et >* MEC8008388

RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE

☐ Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz* MEC166037 Non compatible Pack mémoires et Proclive -

☐ Relève-jambes électrique central à compensation* RIG131138 1 820 €

☐ Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)* RIG131108_FR 2 160 €

Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :

☒ Appui-mollet ☐ 6"x6" RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" RIGASMB7120019 | Préciser UL = cm
☒ Potences 10"-16" Palettes ☐ 5"x6" RIG150206 ☐ 5"x8" RIG150203 ☐ 5"x11" RIG150212 *Réglage plaque d'assise 28 à 43cm*
☒ Potences 13"-19" Palettes ☐ 5"x6" RIG151505 ☐ 5"x8" RIG151506 ☐ 5"x11" RIG151508 *Réglage plaque d'assise 34 à 50cm*

ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES


☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517		75 €
☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518		75 €
☐	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519		75 €
☐	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023		45 €
☐	Rebords latéraux externes (la paire)			
	☐ Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510		55 €
	☐ Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516		55 €
☐	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)			
	☐ 6"x6"	RIG133717		165 €
	☐ 8"x8"	RIG133719		165 €
☐	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)			
	☐ 5"x8"	FPG5008T-Q		290 €
	☐ 5"x11"	FPG5011T-Q		290 €
	☐ 6,5"x8"	FPG6508T-Q		290 €
	☐ 7"x11"	FPG7011T-Q		290 €

POSITIONNEMENT**UniLink**



☐	Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"	UIMBK125 , UIPFS1100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)		280 €
☐	Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"			280 €
☐	Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)		230 €
☐	Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"			230 €
☐	Cale coude Stealth Unilink droit, coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) / UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)		230 €
☐	Cale coude Stealth Unilink gauche, coussinet demi-lune 3"x10"			230 €
☐	Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)		210 €
☐	Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"			210 €
☐	Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €
☐	Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4		235 €
☐	Cales latérales de dossier Adulte ☐ petit ☐ grand	CUS122169 / SET123465		-
☐	Plot d'abduction			515 €


Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse | Taille des coussins : 8x13cm | Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)

AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE

☐	Ceinture à enrouleur	IFRB5350		195 €
☐	Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224		110 €
☐	Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3) Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244		130 €
☐	Harnais classique Textile dynamique Homme Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104		145 €

cm	A	B	C	D	E	F	G	H
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5
M	24	38	5	14	28	13	13	7
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9

☐	Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104	145 €																																			
Taille ☐ S ☐ M ☐ L																																						
<table><tr><th>cm</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th></tr><tr><td>S</td><td>21.5</td><td>39</td><td>5</td><td>11.5</td><td>23</td><td>2.5</td><td>11</td><td>4.5</td></tr><tr><td>M</td><td>24</td><td>38</td><td>5</td><td>14</td><td>28</td><td>2.5</td><td>13</td><td>6</td></tr><tr><td>L</td><td>26.5</td><td>57</td><td>5</td><td>16.5</td><td>33</td><td>2.5</td><td>15</td><td>9</td></tr></table>	cm	A	B		C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9	
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																														
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																														
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																														
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																														
☐	Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104	145 €																																			
Taille ☐ S ☐ M ☐ L																																						
<table><tr><th>cm</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>S</td><td>48</td><td>20</td><td>5</td></tr><tr><td>M</td><td>56</td><td>23</td><td>6</td></tr><tr><td>L</td><td>63.5</td><td>28</td><td>6</td></tr></table>	cm	A	B		C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																					
cm	A	B	C																																			
S	48	20	5																																			
M	56	23	6																																			
L	63.5	28	6																																			
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																						
CONTACTEURS																																						
☐	Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN	110 €																																			
Quantité :																																						
☐	Microlite	ML210	190 €																																			
☐	Mini Cup 24	MC210	190 €																																			
☐	Contacteur twister câble long 1,5m ☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	Force de poussée requise : 30g P005-79-P005-75-P005-76	170 €																																			
☐	Extension de câble pour contacteur	ES-EXT	20 €																																			
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																																						
EMBOUTS DE JOYSTICK																																						
☐	Champignon (B)	PLSKNCP1008	60 €																																			
☐	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009	45 €																																			
☐	Poignée T (D)	PLSKNCP1006	80 €																																			
☐	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007	35 €																																			
☐	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004	50 €																																			
☐	Barre (G)	PLSKNCP1005	50 €																																			
ACCESSOIRES																																						
☐	Rail support d'accessoire dossier Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus	MEC125098	100 €																																			
☐	Sac à dos Quantum	ACC1905853	145 €																																			
☐	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006	165 €																																			
☐	Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791	380 €																																			
☐	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003	45 €																																			
☐	Boîte range gant sur accoudoir	ACC125011	60 €																																			
☐	Bidon système d'hydratation	ACC125010	250 €																																			
☐	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008	60 €																																			
☐	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774	60 €																																			
☐	Kit Réflecteur	ACC124670	35 €																																			
☐	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104	-																																			
☐	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC155835 + MEC1809178 + ACC123539 + MEC131114 (x2)	149 €																																			
☐	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835	99 €																																			
☐	Protège vêtements (la paire)	ACC125007	240 €																																			
☐	Poignées de transfert amovibles (la paire)	MEC1809930	275 €																																			
☐	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070	200 €																																			
☐	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD1000060 ARM240-T	450 €																																			

☐ Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €
☐ MEC1904891-11B 11" fumée	☐ MEC1904891-11C 11" transparente		
☐ MEC1904891-13B 13" fumée	☐ MEC1904891-13C 13" transparente		
☐ MEC1904891-15B 15" fumée	☐ MEC1904891-15C 15" transparente		
☐ MEC1904891-17B 17" fumée	☐ MEC1904891-17C 17" transparente		
☐ MEC1904891-19B 19" fumée	☐ MEC1904891-19C 19" transparente		
☐ Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331		590 €
☐ Câble de programmation Q-LOGIC 3	DWR1111H068		550 €

Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV

COMMENTAIRES

FICHES JOINTES

- | | |
|--|--|
| ☐ Commandes spéciales | ☐ ATP positionnement |
| ☐ Assise modulaire | ☐ Instructions de montage |
| ☐ ATP appui-tête | ☐ Autre (préciser) : |

Notes et informations utiles

- LPPR 9178219 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, PRIDE MOBILITY, 3487,95€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

Fauteuil roulant approuvé **DAHL** ENGINEERING 