


INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

CARACTERISTIQUES

- Largeur d'assise : 50 à 71 cm réglable
- Profondeur d'assise : 50 à 61 cm réglable
- Hauteur sol/plaque d'assise sans lift : 45 cm à 50 cm
- Hauteur sol/plaque d'assise avec lift : 47 cm à 52 cm
- Largeur de dossier ajustable indépendamment : 50-61 cm
- Garde au sol : 7.62 cm
- Longueur hors tout : 90.45 cm (hors RP)
- Largeur de la base : 66.70 cm
- Rayon de giration : 50,20 cm
- Poids max utilisateur : 204 kg (sans lift) 182kg (avec lift)
- Ceinture type boucle auto

- Dossier biomécanique à compensation inclinable à 175°
- Assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Roues centrales bandages souple noir 14"
- Roues avant et arrière bandages 6"
- Vitesse maximum : jusqu'à 8 km/h*
- Autonomie : jusqu'à 30 km
- Moteurs : 4 pôles
- Batteries 73 A
- Chargeur 8A
- Electronique : Q-Logic 3

*résultats obtenus suite à des tests en laboratoire. Variations possibles en fonction du modèle de base, du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état, du type et de la capacité des batteries et de l'état des pneus. Spécifications sujettes à une variation de +10% -5%.

DE SERIE

- Bascule d'assise électrique 50°
- Dossier électrique biomécanique 180°

• Bluetooth


DESIGNATION
REFERENCE
PRIX PUBLIC TTC
Base assise fixe TRU BALANCE HD Q6 EDGE HEAVY DUTY
8 213 €
Combiné d'assise électrique TB HD
2 087 €

X Bascule d'assise 50° à translation électrique

X Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 175°

✓ Ensemble Q6 EDGE HD	Q6 EDGE HD	10 300 €
LPP 9178202 - 3938,01€		
✓ Accroches-taxi pour rail d'assise 'occupied transit ready'	MEC1909905	-

EXTENSION DE GARANTIE

☐ Extension de garantie (2 ans supplémentaires hors batteries) voir conditions auprès du conseiller technique	2 500,00 €
--	------------

COLORIS CHASSIS, DU MANIPULATEUR Q LOGIC 3 ET DU DOSSIER

☐ Rouge Red corvette	DGN169178-PRD1	-
☐ Bleu Electric blue	DGN169178-PBU9	-
☐ Noir Night train (mat)	DGN169178-PBK3	-
☐ Vert Green Machine	DGN169178-PGN11	-
☐ Orange Evolution Orange	DGN169178-POR6	-

COLORIS OPTIONNEL

☐ Noir back in black (brillant)	DGN169178-PBK1	450 €
☐ Bleu Midnight blue	DGN169178-PBU10	450 €
☐ Gris Grey Street	DGN169178-PSL3	450 €
☐ Rose Pretty in Pink	DGN169178-PPK3	450 €
☐ Violet Deep purple	DGN169178-PPR5	450 €

ELECTRONIQUE

X Boitier de commande Q-Logic 3 avec bluetooth			
☐ Avec touches 1 et 2	CTL143976		
☐ Avec touche éclairage (sélection éclairage page suivante)	CTL143977		
☐ Infra-rouge sur boitier standard			280 €
☐ Joystick stand-alone Q-Logic 3	CTL143980	LPPR 9384670	715 €
Nécessite un manipulateur standard ou un contrôle d'environnement (Sans contrôle d'environnement ajouter la prise de charge externe)			
☐ Prise de charge externe (Obligatoire si joystick standalone seul)	HAR144001 + FRMASMB11156		200 €

PANTOGRAPHES

☐ Pantographe escamotable réversible droite/gauche	MEC1801698		-
☐ Montage à droite ☐ Montage à gauche			
☐ Support de pantographe réglable en hauteur	ARM250-3/4FM		149 €

IACCESS

☐ Boitier iAccess interrupteurs à bascule	CTL144010	690 €
☐ Boitier iAccess boutons poussoirs	CTL144009	690 €
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		

INTERFACE DE COMMANDE ET BOITIER ADDITIONNEL

☐ Boitier SCIM	CTL143988	650 €
☐ Ecran de contrôle d'environnement Q-LOGIC 3 + flexible (Montage côté opposé au manipulateur)	CTL143979+DWR1010D446	1 590 €
☐ Câble adaptateur clic droit et gauche	DWR1265H033	45 €

COMMANDE TIERCE-PERSONNE ET DEPLACEMENT DU MANIPULATEUR AU DOSSIER

☐ Commande tierce personne Q-LOGIC 3	ELE167862	715 €
☐ Montage à gauche ☐ Montage à droite		
☐ Déplacement du boitier principal à l'arrière (Rail support d'accessoires au dossier MEC125098 inclus)	SOF LPPR 9384551	350 €

EQUIPEMENT ROUTE

☐ Equipement route sur rail d'assise	590 €
☐ Eclairage Fender sur garde-boue	410 €

ROUES

☐ Roues centrales pneumatiques noires 14"	WHL124117	-
☐ Roues centrales bandages souples noires 14"	WHL124116	-
☒ Roues avant et arrière bandages noires 6"		-
☐ Couleur insert roue centrale identique châssis		190 €

FONCTIONS ELECTRIQUES

☒ Bascule d'assise 50° à translation électrique	PTOINDV3443	-
☒ Dossier Biomécanique inclinable électriquement à 180°	PTOINDV3444	-
☐ Lift électrique iLevel 30,5cm		2 100 €

Lift incompatible avec une largeur d'assise >24" (61cm) / 182kg maximum

HAUTEUR D'ASSISE

☒ Sélectionner le réglage de la hauteur d'assise : ☐ 47cm (PTOINDV3558) ☐ 49,5cm (PTOINDV3559) ☐ 52cm (PTOINDV3560)

SYSTÈME D'ASSISE TRU BALANCE 3**REGLAGES DE L'ASSISE**

Largeur (pouces)	☐ 50,8cm (20")	☐ 55,9cm (22")	☐ 61cm (24")	☐ 61cm (24")	☐ 66cm (26")	☐ 71cm (28")
Profondeur (pouces)	☐ 50,8cm (20")	☐ 55,9cm (22")	☐ 61cm (24")	☐ 61cm (24")	☐ 50,8cm (25")	
Module HD 1				Module HD 2		



Les largeurs d'assises 66cm (26") et 71cm (28") sont incompatibles avec le LIFT et la BASCULE D'ASSISE

-1 500,00 €

Attribution du code LPP AA1 - 9178219 (3487,95€)

REGLAGES DU DOSSIER**1 : Choisir les plaques de dossier pour le réglage en hauteur :**

- ☐ Hauteur réglable de 56 à 63 cm
Le coussin de dossier sera en hauteur 43 cm
- ☐ Hauteur réglable de 61 à 68 cm
Le coussin de dossier sera en hauteur 48 cm

2 : Choisir les amplitudes de réglages en largeur du dossier :

- ☐ Réglable de 50,8 à 61 cm
- ☐ Réglable de 61 à 71 cm

3 : Régler la largeur du dossier à :

- ☐ idem largeur d'assise
- ☐ 50.8cm (20") ☐ 55.9cm (22") ☐ 61cm (24") ☐ 66cm (26") ☐ 71cm (28")

DOSSIER TUBE

☐ Interface d'adaptation dossier	SSAPTb4	495 €
☐ Livrée et montée à la place du dossier TruBalance		
☐ Livrée non montée en plus du dossier TruBalance		

DOSSIERS ADI QBACK 2

☐ Dossier Stealth ADI QBack 2		890 €
☐ Livré et monté à la place du dossier TruBalance		
☐ Livré non monté en plus du dossier TruBalance		
Type :	☐ Aluminium  ☐ Aluminium Flat Top	
Largeur :	☐ 20" ☐ 21" ☐ 22"	
Hauteur :	☐ Standard 16" ☐ Tall 18" ☐ Extra Tall 20" ☐ Extra Extra Tall 22"	
Contour :	☐ Active 2,5" ☐ Deep 4" ☐ Extra Deep 6"	
☐ Préciser directement la référence souhaitée si vous la connaissez :		

**COUSSINS D'ASSISE**

☐ Coussin d'assise Stealth TruComfort 2 SPP	ST-TC2SPP	-
Epaisseur : 11,4cm Poids du coussin : 1,81kg Capacité de poids : 204kg		
☐ 50.8x50.8 ☐ 50.8x55.9 ☐ 55.9x50.8		
☐ 55.9x55.9 ☐ 55.9x61 cm		
☐ Coussin d'assise Stealth Products Spectrum Foam SPP	ST-SPCFSP	390 €
Epaisseur : 7,6cm Poids du coussin : 1,36kg Capacité de poids : 272kg		
☐ 55x9x55.9 ☐ 55.9x61 ☐ 61x61		
☐ 66x61cm ☐ 71x61		
☐ Coussin d'assise Stealth Spectrum Gel SPP	ST-SPCGSP	390 €
Epaisseur : 7,6cm Poids du coussin : 1,60kg Capacité de poids : 250kg		
☐ 61x55.9 ☐ 61x61		
☐ Coussin d'assise Stealth Solution SPP	ST-SOLSPP	390 €
Epaisseur : 7,6cm Poids du coussin : 2,45kg Capacité de poids : 227kg		
☐ 50.8x50.8 ☐ 50.8x55.9 ☐ 55.9x50.8		
☐ 55.9x55.9 ☐ 55.9x61 ☐ 61x55.9 cm		




Consultez le bon de commande *Coussins Stealth Products* pour découvrir la gamme complète de coussins d'assise

ACCOUDOIRS

☒ Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur réglables en angles (la paire)		
Montage ☐ bas (20 à 30,5cm) ☐ haut (30,5 à 40,6cm)		
☐ Manchettes mousse (à l'unité)		
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142128	-
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN142014	-
☐ 43cm : ☐ droit ☐ gauche	DGN1801530	-
☐ Manchettes gel (à l'unité)		
☐ 25cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136409	130 €
☐ 35cm : ☐ droit ☐ gauche	ARM136408	130 €
☐ Renfort sous accoudoir (non compatible réglage en angle de l'accoudoir)		
☐ droit	MEC133331	110 €
☐ gauche	MEC133331	110 €
☐ Rebord d'accoudoir (à l'unité)		
☐ droit	ASF6X2C-S-Q	130 €
☐ gauche	ASF6X2C-S-Q	130 €



APPUI-TÊTE			
☒	Appui-tête Stealth Confort Plus	CP250+support	-
RELEVÉ-JAMBES SEPARÉS			
☐	Relève-jambes manuels avec vérins à gaz	MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC51322 + FRMASMB7879 +FRMAMSMB7878	-
☐	Relève-jambes électriques séparés	MOT1800941+ MEC153735 +SCRSHFH1203 +MEC1909391+ MEC1909392 +SCRHHC51322 + FRMASMB7879 + FRMAMSMB7878	1 322 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes séparés :			
☒ Tubes			
☐	29-43 cm	Upper standard RIG2103320 + Lower standard MEC1903300 manuel	
		Upper standard RIG2103323 + Lower standard MEC1903300 électrique	
☐	37-56 cm	Upper long RIG2103321 + Lower long MEC1904114 manuel	
		Upper long RIG2103322 +Lower long MEC1904114 électrique	
☒ Palettes			
☐	12 x 17,5cm	MEC2008389	
☐	15 x 17,5cm	MEC8008388	
RELEVÉ-JAMBES AVEC POTENCE CENTRALE			
☐	Relève-jambes central bi-palettes avec vérins à gaz*	MEC166037	-
☐	Relève-jambes électrique central à compensation*	RIG131138	1 820 €
☐	Relève-jambes électrique central à compensation et réglage électrique en hauteur (avec contacteur ASL)*	RIG131108_FR	2 160 €
Sélection obligatoire pour les relève-jambes à potence centrale :			
☒ Appui-mollet ☐ 6"x6" RIGASMB7120018 ☐ 8"x8" RIGASMB7120019 Préciser UL = cm			
☒ Potences 10"-16" Palettes ☐ 5"x6" RIG150206 ☐ 5"x8" RIG150203 ☐ 5"x11" RIG150212			
☒ Potences 13"-19" Palettes ☐ 5"x6" RIG151505 ☐ 5"x8" RIG151506 ☐ 5"x11" RIG151508			
Réglage plaque d'assise 28 à 43cm Réglage plaque d'assise 34 à 50cm			
ACCESSOIRES POUR PALETTES ET RELEVÉ-JAMBES			
☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 8"	RIG152517	75 €
☐	Extensions latérales de palettes (la paire) 11"	RIG152518	75 €
☐	Extensions de palettes avant (la paire)	RIG152519	75 €
☐	Connecteur de palettes central	RIGASMB7120023	45 €
☐	Rebords latéraux externes (la paire)		
☐	□ Pour palettes longueur 8" (rebords 10cm)	RIG152510	55 €
☐	□ Pour palettes longueurs 8" et 11" (rebords 15cm)	RIG152516	55 €
☐	Housse d'appui mollets DARTEX 6"x6" (la paire)		
☐	□ 6"x6"	RIG133717	165 €
☐	□ 8"x8"	RIG133719	165 €
☐	Coussinets de revêtement gel pour palettes (la paire)		
☐	□ 5"x8"	FPG5008T-Q	290 €
☐	□ 5"x11"	FPG5011T-Q	290 €
☐	□ 6,5"x8"	FPG6508T-Q	290 €
☐	□ 7"x11"	FPG7011T-Q	290 €
POSITIONNEMENT			
UniLink			
☐	Cale-tronc Unilink droit ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"	UIMBK1125 , UIPFSI100, ULS2510F-R (droit) , ULS2510F-L (gauche), ULP535050320 (3x5) ULP546050320 (4x6)	280 €
☐	Cale-tronc Unilink gauche ☐ 3"x5" ☐ 4"x6"		280 €
☐	Cale-cuisse Unilink droit ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"	UTT6A1260000 + UT800000-Q + UTP544056100 (4x4) UTP548056100 (4x8) UTP54D056100(4x12)	230 €
☐	Cale-cuisse Unilink gauche ☐ 4"x4" ☐ 4"x8" ☐ 4"x12"		230 €
☐	Cale coude Stealth Unilink droit,coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-3X10R (droit) /UETB4021FL-Q + ARMSES-3X10L (gauche)	230 €
☐	Cale coude Stealth Unilink gauche,coussinet demi-lune 3"x10"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)	230 €

☐ Maintien de coude Stealth droit, coussinet carré 4"x4"	UETB4021FR-Q + ARMSES-4x4 (droit) UETB4021FL-Q + ARMSES-4x4 (gauche)			210 €																																				
☐ Maintien de coude Stealth gauche, coussinet carré 4"x4"				210 €																																				
☐ Cale genou droit	KN1ADD-TRK+KN1ADD4			235 €																																				
☐ Cale genou gauche	KN1ADD-TRK+KN1ADD4			235 €																																				
☐ Cales latérales de dossier Adulte ☐ petit ☐ grand	CUS122169 / SET123465			-																																				
☐ Plot d'abduction				515 €																																				
Double coussin réglable en angle et en profondeur indépendamment, fourni avec une housse Taille des coussins : 8x13cm Support réglable en hauteur et profondeur escamotage sur assise (compatible repose jambe central)																																								
AIDES TECHNIQUES A LA POSTURE 																																								
☐ Ceinture à enrouleur	IFRB5350			195 €																																				
☐ Ceinture de maintien 2 points (Remplace la ceinture standard TB3)				110 €																																				
Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5122-IFPB5223-IFPB5224																																							
☐ Ceinture de maintien 4 points (Remplace la ceinture standard TB3)				130 €																																				
Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPB5242-IFPB5243-IFPB5244																																							
☐ Harnais classique Textile dynamique Homme				145 €																																				
Taille ☐ S ☐ M ☐ L	IFPS1102-IFPS1103-IFPS1104																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5	M	24	38	5	14	28	13	13	7	L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9				
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	10	10	5																																
M	24	38	5	14	28	13	13	7																																
L	26.5	57	5	16.5	33	15	15	9																																
☐ Harnais contour Textile dynamique Femme	IFPS2102-IFPS2103-IFPS2104			145 €																																				
Taille ☐ S ☐ M ☐ L																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>21.5</td> <td>39</td> <td>5</td> <td>11.5</td> <td>23</td> <td>2.5</td> <td>11</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>28</td> <td>2.5</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>26.5</td> <td>57</td> <td>5</td> <td>16.5</td> <td>33</td> <td>2.5</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	D	E	F	G	H	S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5	M	24	38	5	14	28	2.5	13	6	L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9				
cm	A	B	C	D	E	F	G	H																																
S	21.5	39	5	11.5	23	2.5	11	4.5																																
M	24	38	5	14	28	2.5	13	6																																
L	26.5	57	5	16.5	33	2.5	15	9																																
☐ Ceinture d'épaule Y Straps Textile dynamique	IFYS3102-IFYS3103-IFYS3104			145 €																																				
Taille ☐ S ☐ M ☐ L																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>cm</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S</td> <td>48</td> <td>20</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>56</td> <td>23</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>63.5</td> <td>28</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	cm	A	B	C	S	48	20	5	M	56	23	6	L	63.5	28	6																								
cm	A	B	C																																					
S	48	20	5																																					
M	56	23	6																																					
L	63.5	28	6																																					
Consultez la fiche ATP Positionnement pour encore plus de solutions de positionnement																																								
CONTACTEURS																																								
☐ Egg - coloris ☐ Noir ☐ Rouge ☐ Bleu ☐ Vert	ES-BLK ES-RED ES-BLU ES-GRN			110 €																																				
Quantité :																																								
☐ Microlite	ML210			190 €																																				
☐ Mini Cup 24	MC210			190 €																																				
☐ Contacteur twister câble long 1,5m	Force de poussée requise : 30g			170 €																																				
☐ Vert ☐ Noir ☐ Rouge	P005-79-P005-75-P005-76																																							
☐ Extension de câble pour contacteur	ES-EXT			20 €																																				
Consultez notre fiche Commandes spéciales pour découvrir l'ensemble de nos contacteurs																																								


EMBOUTS DE JOYSTICK

☐	Champignon (B)	PLSKNCP1008		60 €
☐	Cupule menton (C)	PLSKNCP1009		45 €
☐	Poignée T (D)	PLSKNCP1006		80 €
☐	Boule plastique (E)	PLSKNCP1007		35 €
☐	Balle mousse (F)	PLSKNCP1004		50 €
☐	Barre (G)	PLSKNCP1005		50 €

ACCESSOIRES

☐	Rail support d'accessoire dossier <i>Obligatoire déplacement manipulateur, support respirateur et support obus</i>	MEC125098		100 €
☐	Sac à dos Quantum	ACC1905853		145 €
☐	Support obus oxygène (rajouter rail support)	ACC125006		165 €
☐	Support respirateur (rajouter rail NC poignées de poussée)	ACC136791		380 €
☐	Support gobelet (montage côté opposé au manipulateur)	ACC125003		45 €
☐	Boîte range gant sur accoudoir	ACC125011		60 €
☐	Bidon système d'hydratation	ACC125010		250 €
☐	Crochet pour sac à main (à l'unité)	ACC125008		60 €
☐	Support pour sac à dos (la paire)	ACC147774		60 €
☐	Kit Réflecteur	ACC124670		35 €
☐	Poignées de poussée (la paire) (NC support respirateur)	ACC1902104		-
☐	Support téléphone sur le côté de l'accoudoir	ACC125012		190 €
☐	Support téléphone en bout d'accoudoir	ACC155835		190 €
☐	Protège vêtements (la paire)	ACC125007		240 €
☐	Poignées de transfert amovibles (la paire)	ACC147773		75 €
☐	Chargeur USB MULTIMEDIA Q-LOGIC 3	ELE168070		00 €
☐	Tablette escamotable 56cm	SSLXM0100011 SSLXHD10000060 ARM240-T		450 €
☐	Tablette TB3/TB4	MEC1905021+MEC1904884+MEC1904182+SCR8110001 x14 + MEC2100296 + MEC131114		395 €

☐	MEC1904891-11B	11" transparente	☐	MEC1904891-11C	11" fumée
☐	MEC1904891-13B	13" transparente	☐	MEC1904891-13C	13" fumée
☐	MEC1904891-15B	15" transparente	☐	MEC1904891-15C	15" fumée
☐	MEC1904891-17B	17" transparente	☐	MEC1904891-17C	17" fumée
☐	MEC1904891-19B	19" transparente	☐	MEC1904891-19C	19" fumée



☐	Caméra de recul avec écran LCD	MEC1910365 MEC1906270 ELE2000271 ELE1907290 ELE2000270 ESBLK MEC1907331		590 €
☐	Câble de programmation Q-LOGIC 3 <i>Nécessaire pour la programmation de la conduite et le SAV</i>	DWR1111H068		550 €

COMMENTAIRES

FICHES JOINTES

- | | |
|--|--|
| ☐ Commandes spéciales | ☐ ATP positionnement |
| ☐ Assise modulaire | ☐ Instructions de montage |
| ☐ ATP appui-tête | ☐ Autre (préciser) : |

Notes et informations utiles

- LPPR 9178202 : VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES,PRIDE MOBILITY, 3938,01€ TTC
- LPPR 9384670 : VHP, propulsion électrique, Boitier de commande personnalisé, 714,26€ TTC
- LPPR 9384551 : VHP, propulsion électrique, Déplacement du boitier de commande standard, 35,71€ TTC
- Eco-participation : 7€ HT
- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Un seul coussin d'assise livré (hors assise modulaire)
- Consultez les visuels et vues éclatées sur la plateforme Documoto <https://documoto.digabit.com/ui/>
(Identifiant et mot de passe disponibles sur demande auprès de votre conseiller médico-technique de secteur ou du SAV.)

e