

Küschall®

Küschall® THE KSL®



Retrouvez le pack actif avec
des roulements en
céramique (options
USA0001 + USA5510 +
USA6579)
sans supplément du 5 mai
au 26 septembre 2025 !

À partir de :
4 851,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124749 - VHP, PROPULSION MANUELLE, POUR ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES, INVACARE : 558,99 €

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis Rigide
Référence d'achat :	Matière Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences Fixes
Cachet du distributeur :	Dossier Fixe ou rabattable sur l'assise
	Poids total* 6,8 kg
	Poids de transport 4,3 kg
	Positionnement Compatible avec les produits Vicaïr , Matrx et Bodypoint
	Motorisation en option montée alber e-motion
	Poids max utilisateur 100 kg
	Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas **Invacare®**.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard


○ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DSA0100	☐	Küschall® The KSL - Dossier fixe Code LPPR 9124749		4 598,10	4 851,00	558,99
DSA0120	☐	Küschall®The KSL - Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise + 20 mm de largeur hors-tout - Code LPPR 9124749		4 813,27	5 078,00	558,99
DOSSIER RABATTABLE TYPE K-SERIES						
	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec protège-vêtements rabattables	Fabrication spéciale : UN1673798	Sur devis	Sur devis	
	☐	Dossier rabattable sur l'assise type K-series avec garde-boue amovibles	Fabrication spéciale : UN1677038	Sur devis	Sur devis	
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours						
DSA0000	☐	Unique - Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis		
USA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par USA****		Sur devis		
PACK POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DSA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DSA2300 à DSA2315) - Coussin Matrx Libra (DSA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DSA7810 à DSA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 410/435 mm, 1315, 1430	1222,23	1289,45	838,47* Réalisez 18% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 276,85 € !
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DSA1000	☐	Châssis Aluminium , potences 75°		◆	◆	
DSA1010	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○	
DSA1020	☐	Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DSA1030	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
	☐	Barre de préhension soudée sous l'assise derrière le trou de fixation centrale de la toile d'assise (poids additionnel environ 170 g et peinture du coloris du châssis)		Sur devis		
UNIQUE - THE KSL TOUT SOUDÉ						
USA1270	☐	The KSL tout soudé - barre de préhension soudée incluse - Si une roulette anti-bascule est nécessaire, le DE262033 doit être commandé séparément	NC : 7500, 7510, 7520	834,12	880,00	
Largeur d'assise (SW)						
DSA1315	☐	340 mm	NC : 1600, 2300, 2305, 2310, 2315, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DSA1320	☐	360 mm	NC : 2362, 2364, 2366, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DSA1325	☐	380 mm	NC : 2364, 2366, 2744	○	○	
DSA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2364, 2366, 2740, 2744	○	○	
DSA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2366, 2740	○	○	
DSA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2740, 2742	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DSA1430	☐	385 mm	NC : 2720, 2744, 7810, 7820, 7830	○	○	
DSA1440	☐	410 mm	NC : 2746	◆	◆	
DSA1455	☐	435 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DSA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DSA1485	☐	485 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	






Küschall® THE KSL						Euros		
						Prix Public	LPPR*	
Hauteur de dossier (BH)								
DSA1605	☐	270 mm	NC : 2210, 2240			○	○	
DSA1610	☐	285 mm	NC : 2210, 2240			○	○	
DSA1615	☐	300 mm	NC : 2240			◆	◆	
DSA1620	☐	315 mm	DSA1625	☐	330 mm	NC : 2240	○	○
DSA1630	☐	345 mm	DSA1635	☐	360 mm	NC : 2240	○	○
DSA1640	☐	375 mm	DSA1645	☐	390 mm	NC : 2240	○	○
DSA1650	☐	405 mm	DSA1655	☐	420 mm	NC : 2240	○	○
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant								
DSA1740	☐	450 mm	NC : 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 6420			○	○	
DSA1745	☐	460 mm	NC : 1845, 1850, 1855, 1860			○	○	
DSA1750	☐	470 mm	NC : 1850, 1855, 1860			○	○	
DSA1755	☐	480 mm	NC : 1855, 1860			○	○	
DSA1760	☐	490 mm	NC : 1860			◆	◆	
DSA1765	☐	500 mm				○	○	
DSA1770	☐	510 mm	NC : 1820			○	○	
DSA1775	☐	520 mm	NC : 1820, 1825			○	○	
DSA1780	☐	530 mm	NC : 1820, 1825, 1830, 6410			○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 20 mm								
DSA1820	☐	400 mm	NC : 6420			○	○	
DSA1825	☐	410 mm				○	○	
DSA1830	☐	420 mm				○	○	
DSA1835	☐	430 mm				◆	◆	
DSA1840	☐	440 mm	DSA1845	☐	450 mm	○	○	
DSA1850	☐	460 mm	DSA1855	☐	470 mm	○	○	
DSA1860	☐	480 mm				○	○	
Distance (LLL) fauteuil								
Avec châssis 75°: FSTF - 100 mm < LLL < FSTF - 30 mm								
Avec châssis 90° FSTF - 80 mm < LLL ≤ FSTF- 40 mm								
DSA1930	☐	350 mm				○	○	
DSA1932	☐	360 mm	DSA1934	☐	370 mm	○	○	
DSA1936	☐	380 mm	DSA1938	☐	390 mm	○	○	
DSA1940	☐	400 mm	DSA1942	☐	410 mm	○	○	
DSA1944	☐	420 mm				○	○	
DSA1946	☐	430 mm				◆	◆	
DSA1948	☐	440 mm	DSA1950	☐	450 mm	○	○	
DSA1952	☐	460 mm	DSA1954	☐	470 mm	○	○	
DSA1956	☐	480 mm	DSA1958	☐	490 mm	○	○	
DSA1960	☐	500 mm				○	○	
TYPE DE DOSSIER								
Garniture de dossier								
DSA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440			◆	◆	
DSA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440			178,20	188,00	
DSA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440			○	○	
DSA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2440			258,77	273,00	
DSA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé				○	○	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back								
USA2241	☐	Jaune Fluo				101,42	107,00	
USA2242	☐	Rose Fluo				101,42	107,00	
USA2243	☐	Bleu				101,42	107,00	
USA2244	☐	Blanc				101,42	107,00	
USA2245	☐	Rouge				101,42	107,00	
USA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients				Sur devis		

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin





UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
USA2246	☐	Smiley		218,01	230,00	
USA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00	
USA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00	
USA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00	
USA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
USA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier						
USA2253	☐	Smiley		118,48	125,00	
USA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00	
USA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00	
USA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00	
USA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00	
USA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur devis		
Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! - Dossier Matrix MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DSA2300	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*
DSA2305	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*
DSA2310	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*
DSA2315	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)		927,01	978,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrix						
DSA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DSA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DSA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
DSA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
DSA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DSA2400	☐	Sans poignée		◆	◆	
DSA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DSA2420	☐	Standards longues		○	○	
DSA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		254,03	268,00	
DSA2450	☐	Rabattables		213,27	225,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DSA2500	☐	74°	DSA2520	☐	78°	
DSA2540	☐	82°				
DSA2560	☐	86°	DSA2580	☐	90°	
TOILE D'ASSISE						
DSA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DSA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	NOUVEAU	37,91	40,00	
DSA2630	☐	Toile Air Light - 60 g		66,35	70,00	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise						
USA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00	
USA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00	
USA2604	☐	Bleu		118,48	125,00	
USA2605	☐	Blanc		118,48	125,00	
USA2606	☐	Rouge		118,48	125,00	
USA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2300, 2305, 2310, 2315

Largeur du dossier Matrix en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450

Angle de dossier
BA



2600



2601



2630

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !




2300, 2305, 2310, 2315

Largeur du dossier Matrix en mm					
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460
360					
380					
400					
420					
440					



2450




2600



2601



2630

Küschall® THE KSL				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DSA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	4851	101,42	107,00	838,47*	 2700  2710
DSA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	838,47*	
DSA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 410 et 435 mm	293,84	310,00	838,47*	 2720
DSA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DSA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	 2740 / 2742 2744 / 2746
DSA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	 2748
DSA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	 2750
DSA2748	☐	Coussin Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DSA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	683,73	721,33		
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Accessoires coussin Matrx Libra							
DSA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		90,05	95,00		 2810
DSA2820	☐	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		 2820
DSA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00		 2830
DSA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		 2840
DSA2850	☐	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		 2850
Base rigide							
DSA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		 2860
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc							
DSA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		○	○		 3200
DSA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		◆	◆		
DSA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	264,45	279,00		 3210
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DSA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		113,74	120,00		
Sangles							
DSA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		◆	◆		
DSA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnées derrière les potences		76,78	81,00		 3305

Küschall® THE KSL				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS (+0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DSA3410	☐	Protège-vêtements fixes en carbone		◆	◆		
DSA3430	☐	Garde-boue fixes en carbone	NC : 6553, 7230	89,10	94,00		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DSA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○		
DSA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○		
DSA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○		
DSA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○		
DSA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○		
DSA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00		
DSA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00		
DSA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00		
DSA4145	☐	Bleu Nuit Nacré	NOUVEAU	216,11	228,00		
DSA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00		
DSA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00		
DSA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00		
USA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00		
USA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00		
USA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00		
USA4104	☐	Prune		750,71	792,00		
USA4105	☐	Saumon		750,71	792,00		
DSA4070	☐	Violet Atomique		sur devis			
USA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis			
UNIQUE - Vernis céramique							
USA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris USA410*</i>)		643,60	679,00		
Style de décalcomanie							
DSA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		64,45	68,00		
DSA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆		
Coloris de la décalcomanie Bold							
DSA4200	☐	Noir		○	○		
DSA4210	☐	Gris Foncé		○	○		
DSA4220	☐	Gris Clair		○	○		
DSA4230	☐	Rouge		○	○		
DSA4240	☐	Bleu		○	○		
DSA4250	☐	Doré		○	○		
USA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00		
USA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis			
Coloris de la décalcomanie Tag							
DSA4300	☐	Noir		○	○		
DSA4310	☐	Rouge		○	○		


Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG




Délai supplémentaire + 15 jours

Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues avant						
DSA5000	☐	3" Supersport		○	○	
DSA5050	☐	4" Every day - bandage noir		◆	◆	
DSA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00	
DSA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DSA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DSA5300	☐	5" Every day - bandage noir		○	○	
DSA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○	
DSA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	
DSA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DSA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	147,87	156,00	
DSA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
USA5502	☐	Rose		98,58	104,00	
USA5504	☐	Orange		98,58	104,00	
USA5506	☐	Bleu		98,58	104,00	
USA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00	
USA5508	☐	Rouge		98,58	104,00	
USA5509	☐	Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
USA5510	☐	Roulements en céramique		0,00	0,00	
ROUES ARRIERE						
Support de roues arrière						
USA6050	☐	Position des roues arrière réglable (+/- 1 position) - Fauteuil livré à la position arrière choisie ci-après	Sélectionnez l'option USA0001 pour accéder à cette option	-284,36	-300,00	NOUVEAU
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)						
DSA6100	☐	140 mm (position 1 sur le K-Series)		○	○	
DSA6110	☐	125 mm (position 2 sur le K-Series)		○	○	
DSA6120	☐	110 mm (position 3 sur le K-Series)		◆	◆	
DSA6130	☐	95 mm (position 4 sur le K-Series)		○	○	
DSA6140	☐	80 mm (position 5 sur le K-Series)		○	○	
Carrossage - Barre de carrossage en carbone						
DSA6200	☐	0°		○	○	
DSA6210	☐	3°	NC : 8680	◆	◆	
DSA6220	☐	6°	NC : 6950	○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DSA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DSA6410	☐	24"		◆	◆	
DSA6420	☐	25"	NC : 6600, 6630, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	

5000

5200 / 5250 / 5450 / 5500
5350
5050 / 5300



PROMO !



6300



PROMO !



Küschall® THE KSL				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Type des roues arrière						
DSA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noirs)	24", 25"		◆	◆
DSA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noirs) 600g par roue	24", 25"	771,56	814,00	
USA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
USA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) - 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
USA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	
USA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
USA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
USA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
USA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
USA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
USA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
USA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
USA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
USA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
USA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
USA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
USA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
USA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
USA6579	☐	Roulements en céramique		0,00	0,00	
Pneus arrière						
DSA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	○	○	
DSA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect - 24" ou 25" x 1" (protection anti-crevaison)	24", 25"	○	○	
DSA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite - 24" x 1" (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	

Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

PROMO !



6600



6625



6630

Taille des pneus

MAXXIS LITE GUARD / ALPHA PROTECT :


24" : 25-540

25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :

24" : 25-540

PROMO !



Küschall® THE KSL					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Mains-courantes							
DSA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		142,18	150,00	
DSA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24"		113,74	120,00	
DSA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00	
DSA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24" , 25"		373,46	394,00	 6790 6760
DSA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24" , 25"		373,46	394,00	 6700 6710
DSA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00	 6720
DSA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00	 6740
DSA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24" , 25"		◆	◆	
DSA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24" , 25"		○	○	
Protège-rayons, la paire							
DSA6900	☐	Transparent	24" , 26"		200,95	212,00	
DSA6910	☐	Noir	24" , 26"		200,95	212,00	
Motorisations alber (uniquement avec roulettes anti-basculer alber)							
DSA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520		579,15	611,00	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.							
UNIQUE - Kits anodisation							
USA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00	
USA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein			551,66	582,00	
USA6962	☐	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier (si dossier du K-series) , brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage			779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation							
USA6963	☐	Rouge			○	○	
USA6964	☐	Violet			○	○	
USA6965	☐	Cuivre			○	○	
USA6966	☐	Vert			○	○	
USA6967	☐	Orange			○	○	
USA6968	☐	Doré			○	○	
USA6969	☐	Champagne			○	○	
USA6970	☐	Rose Fluo			○	○	



6790 6760





6700 6710



6720



6740

Küschall® THE KSL				Euros																								
				Prix Public		LPPR*																						
				HT	TTC																							
USA6971	☐	Bleu		○	○																							
USA6972	☐	Finition poli miroir		○	○																							
Freins																												
DSA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆																							
DSA7230	☐	Performance		76,78	81,00																							
DSA7240	☐	Actifs		76,78	81,00																							
DSA7250	☐	Actifs légers		145,02	153,00																							
OPTIONS DE SECURITE																												
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, porte-canne ou roues de transit																												
Roulettes anti-bascule																												
DSA7500	☐	Droite		130,81	138,00																							
DSA7510	☐	Gauche		130,81	138,00																							
DSA7520	☐	Droite et gauche		261,61	276,00		Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm 																					
DSA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg		217,06	229,00																							
DSA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		217,06	229,00																							
DSA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		217,06	229,00																							
Catadioptrés																												
DSA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00																							
AUTRES OPTIONS																												
Protections de châssis																												
DSA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		44,55	47,00																							
Autres																												
DSA8500	☐	Pompe		33,18	35,00																							
DSA8550	☐	Trousse à outils		22,75	24,00																							
DSA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		65,40	69,00																							
DSA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport	NC : 6210	646,45	682,00																							
DSA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00																							
DSA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00																							
Récapitulatif des mesures :																												
				<table><tr><th colspan="2">MESURES PERSONNALISEES</th></tr><tr><td>SW</td><td></td></tr><tr><td>ST = SD</td><td></td></tr><tr><td>RW = BH</td><td></td></tr><tr><td>FSTF = SHv</td><td></td></tr><tr><td>RSTF =SHh</td><td></td></tr><tr><td>UL</td><td></td></tr><tr><td>BA = RW</td><td></td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Poids utilisateur</td><td></td></tr><tr><td>Taille utilisateur</td><td></td></tr></table>			MESURES PERSONNALISEES		SW		ST = SD		RW = BH		FSTF = SHv		RSTF =SHh		UL		BA = RW		X		Poids utilisateur		Taille utilisateur	
MESURES PERSONNALISEES																												
SW																												
ST = SD																												
RW = BH																												
FSTF = SHv																												
RSTF =SHh																												
UL																												
BA = RW																												
X																												
Poids utilisateur																												
Taille utilisateur																												

Küschall® THE KSL				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité max. : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130