



18.64LA

HILO UP

**Caractéristiques du fauteuil:**

La largeur d'assise est réglable jusqu'à + 4 cm.

La profondeur d'assise est réglable comme suit :

- largeur 36 cm (Junior): profondeur minimum 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

- largeur 42 cm et 46 cm : profondeur minimum 42 cm réglable jusqu'à + 12 cm.

Verticalisation per vérin à gaz avec commande par manivelle de l'accoudoir. Vérin à gaz adapté au poids du patient (le poids du patient devra systématiquement être précisé au moment de la commande). USAGE DES 2 MAINS.

Assise et dossier équipés de sangles réglables en tension avec une housse rembourrée.

Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable.

Poignées réglables en hauteur et sangle thoracique de maintien. Freins manuels.

Appui sous rotulien rembourrés et amovibles. Repose-pieds réglables en hauteur et escamotables.

Coussin appui-mollets. Protège-vêtements en aluminium, amovibles

Roues avant pivotantes de Ø120 à bandage. Roues arrière ultra légères de Ø600 sur pneumatique à démontage rapide

Poids maxi. de 75 Kg. (Junior) jusqu'à 90 Kg. (adultes)

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	X
STANDARD	36 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	LPPR 9178828
	38 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	
	40 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	
	42 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	
	44 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	
	46 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	
	48 cm				4 729,86 €	4 990,00 €	1 559,84 €	

Couleur châssis Noir semi opaque RAL 9005

Jaune opaque RAL 1021

Entourer votre choix Bleu outremer RAL5002

Vert mousse RAL 6005

Rouge RAL 3003

Gris métallisé RAL 9006


Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
Roues/roulettes et options sur roues					LPPR	X
DE SERIE	Roues AV /bandages DIAM 120					
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples-T40-48		48,36 €	51,02 €		
14.61/22-1	Roues AR 22"/bandages souples-T36		50,22 €	52,98 €		
13.55	Roues AV à démontage rapide		92,44 €	97,52 €		
13.61D	Kit hémiplégique Droit	LPPR 9384953	274,35 €	289,44 €	289,44 €	
13.61S	Kit hémiplégique Gauche		274,35 €	289,44 €	289,44 €	
13.43HM	Roulettes anti-basculer		130,20 €	137,36 €		
13.43GB	Roulettes anti-basculer /balancier		362,70 €	382,65 €		
13.47EV	Roulettes anti-basculer escamotables		295,00 €	311,23 €		
13.45	Roulettes pour passages étroits		122,40 €	129,13 €		
13.20	Freins à tambour/roues 24"		204,60 €	215,85 €		
15.92P	Rallonges de frein		63,23 €	66,71 €		




13.61

13.43GB

13.47EV


Référence	Désignation		Tarif public HT	Tarif public TTC	LPPR	X
DOSSIER						X
DE SERIE	Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension					
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.	LPPR 9384947	323,64 €	341,44 €	34,90 €	 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647,28 €	682,88 €	34,90 €	

ASSISE					LPPR	X
DE SERIE	Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension					
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension	LPPR 9384947	323,64 €	341,44 €	34,90 €	 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647,28 €	682,88 €	34,90 €	
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130,20 €	137,36 €	34,90 €	

RELEVÉ-JAMBES/POTENCES					LPPR	X
DE SERIE	Palettes séparées. Appui sous-rotulien amovible					
14.73H	Palettes repose-pieds aluminium réglables en inclinaison		148,00 €	156,14 €		 14.76
14.76	Plaque aluminium/palettes plastique		186,00 €	196,23 €		

APPUI-TÊTE					LPPR	X
14.82E	Prolongateur de dossier	LPPR 9384901	133,92 €	141,29 €	63,41 €	 14.82E
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316,20 €	333,59 €	63,41 €	
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483,60 €	510,20 €	63,41 €	

AUTRES OPTIONS	Désignation	Prix unitaire HT	Prix unitaire TTC	LPPR	X
DE SERIE	Sangle thoracique				 14.62N
14.62N	Harnais	297,60 €	313,97 €		
14.66PL	Sangles pelvienne	130,20 €	137,36 €		
13.37	Sangles de chevilles	69,30 €	73,11 €		
13.37	Sangles talonnières	78,12 €	82,42 €		



Observations/Fabrications spéciales...

"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société	Adresse de livraison	Adresse de facturation si différente