



18.64M

HILO SEMI-ELECTRIQUE



VHP manuel à verticalisation électrique

Les largeurs d'assise standard annoncées sont réglables jusqu'à + 2 cm.

Les profondeurs d'assise standard annoncées sont réglables :

- largeur 36 (Junior): profondeur minimum 36 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

largeur 42 et 46: profondeur minimum 42 cm réglable jusqu'à + 10 cm.

Verticalisation électrique par télécommande, avec boutons montée / descente et voyant lumineux indiquant l'état de charge de la batterie. Assise et dossier réglables en tension et rembourrés avec coussin. Dossier réglable en inclinaison et en hauteur et rabattable vers l'avant.

Poignées réglables en hauteur et sangle thoracique de maintien. Freins manuels. Appui sous rotulien rembourré, réglable et amovible. Accoudoirs réglables en largeur et en hauteur. Protège-vêtements en ABS réglables en largeur et amovibles.

Repose-pieds amovibles et palettes réglables en hauteur. Coussin appui-mollets.

Roues avant pivotantes Ø180 sur bandages souples. Roues arrières 24 OU 22 » SI JUNIOR sur pneumatiques à démontage rapide. 2 batteries de 2

Ah sans entretien avec centrale de commande équipée de prise pour le chargeur de batteries.

Autonomie : environ 30 verticalisations avec un utilisateur de 90 kg.

Poids utilisateur : maxi 120 kg ou 75 kg pour la version Junior.

	Largeur d'assise	Profondeur assise	Segment jambier	Hauteur dossier	Télécommande droite/Gauche	Prix public HT	Prix public TTC	Tarif LPPR	Code LPPR
STANDARD	36 cm					3 364,93 €	3 550,00 €	2 425,05 €	9178870
	42 cm					3 364,93 €	3 550,00 €	2 425,05 €	
	46 cm					3 364,93 €	3 550,00 €	2 425,05 €	

SUPPL 13.74H FABRICATION SPECIALE. NOUS CONTACTER	50 cm					NOUS CONTACTER POUR ETUDE/DEVIS			
	55 cm								
	65 cm								

Couleur châssis	Noir semi opaque VR101N	Jaune opaque VR504G
	Bleu outremer VR203BL	Vert mousse VR600V
	Rouge VR302R	Gris métallisé VR700GR

Référence	Désignation	P.U HT	P.U TTC	LPPR	X
Assise/dossier électriques					
13.22LM	Bascule d'assise électrique	1 289,00 €	1 359,90 €		
13.22G	Bascule d'assise sur vérin à gaz/tierce personne	1 209,00 €	1 275,50 €		
14.92LM	Dossier inclinable électrique	1 100,00 €	1 160,50 €		
13.31HM	Relève-jambes électrique	1 525,20 €	1 609,09 €		

Roues/roulettes et options sur roues				LPPR	X
DE SERIE	Roues Av/bandages DIAM 180				
14.61/7	Roues AV/pneumatiques				
R100-PU	Roues AV /bandages DIAM 100	30,50 €	32,18 €		
R120-PU	Roues AV /bandages DIAM 120	28,68 €	30,26 €		
R150-PU	Roues AV/bandages DIAM 150	28,68 €	30,26 €		
14.61/24-1	Roues AR 24"/bandages souples-T42+46	57,75 €	60,93 €		
14.61/22-1	Roues AR 22"/bandages souples-T36	57,75 €	60,93 €		
13.10/E	Roues AR transit diam 300 à bandages	158,90 €	167,64 €		
13.10HMT	Roues AR transit diam 300 à bandages avec freins à tambour	204,60 €	215,85 €		
13.61D	Kit hémipédalique Droit	LPPR 274,35 €	289,44 €	289,44 €	
13.61S	Kit hémipédalique Gauche	LPPR 274,35 €	289,44 €	289,44 €	
13.43HM	Roulettes anti-bascule	143,22 €	151,10 €		
13.43G	Roulettes anti-bascule escamotables	224,70 €	237,06 €		
13.43GB	Roulettes anti-bascule/balancier	362,70 €	382,65 €		
13.65	Kit pour amputés	122,76 €	129,51 €		
13.20	Freins à tambour/roues 24"	204,60 €	215,85 €		
15.92P	Rallonges de frein	63,23 €	66,71 €		



Roues AR 300



13.61



13.43GB



13.43G



DOSSIER			P.U HT	P.U TTC	LPPR	X	
DE SERIE	Toile de dossier montée sur sangles réglables en tension						
13.15SH	Coussin de dossier anatomique rembourré/sangles réglables en tension.	LPPR 9384947	323,64 €	341,44 €	34,90 €		 13.15SH/SD
13.15SC	Coussin de dossier anatomique rembourré/plaque.		647,28 €	682,88 €	34,90 €		

ASSISE					LPPR	X	
DE SERIE	Toile d'assise montée sur sangles réglables en tension						
13.15SB	Coussin d'assise anatomique rembourré/sangles réglables en tension	LPPR 9384947	323,64 €	341,44 €	34,90 €		 13.15SB/SD
13.15SD	Coussin d'assise anatomique rembourré/plaque		647,28 €	682,88 €	34,90 €		
22.56E	Coussin d'assise mousse 5 cm		130,20 €	137,36 €	34,90 €		 22.56

RELEVÉ-JAMBES/POTENCES					LPPR	X	
DE SERIE	Palettes séparées. Appui sous-rotulien escamotable et amovible						
14.73HLM	Potences escamotables et amovibles		320,00 €	337,60 €			 14.73HLM
21.84HC	kit repose-pied central monobloc + appui sous rotulien central		372,00 €	392,46 €			
14.74SIGM	Relève-jambes sérés/vérin à gaz		1 004,40 €	1 059,64 €			
13.31HM	Relève-jambes électrique		1 525,20 €	1 609,09 €			
14.73HM	Palette repose-pieds monobloc à hauteur variable électrique		1 406,16 €	1 483,50 €			 14.73HM

APPUI-TÊTE					LPPR	X	
14.82E	Prolongateur de dossier	LPPR 9384901	147,32 €	155,42 €	63,41 €		 14.82E
21.80E	Appui-tête enveloppant occipital		297,60 €	313,97 €	63,41 €		
21.78E	Appui-tête orientable		279,00 €	294,35 €	63,41 €		
21.82E	Appui-tête postural enveloppant		316,20 €	333,59 €	63,41 €		
14.81EN	Appui-tête postural fixe		483,60 €	510,20 €	63,41 €		
14.81A	Appui-tête avec côtés réglables en angle		520,80 €	549,44 €	63,41 €		

AUTRES OPTIONS	Désignation		P.U HT	P.U TTC	LPPR	x	
14.51UR	Tablette transparente	LPPR 9384930	344,08 €	363,00 €	76,84 €		 14.51/54UR
14.54UR	Tablette en ABS gris		312,79 €	329,99 €	76,84 €		
13.48	Câble tronc Droite Gauche		98,58 €	104,00 €			
13.48A	Câble tronc orientable Droite Gauche		172,98 €	182,49 €			 13.48A
13.00/S	Accoudoirs enveloppant 90°		279,00 €	294,35 €			 13.00/S 13.00/N
13.00/N	Accoudoirs enveloppant 45°		279,00 €	294,35 €			
DE SERIE	Protège-vêtements						
14.23H	Protège-vêtements rembourrés		165,54 €	174,64 €			

A diagram of a seated person with various anthropometric measurements indicated by red arrows and labels. The measurements include:

- Vertical distance from the floor to the top of the head: cm
- Vertical distance from the floor to the top of the shoulders: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the torso: cm
- Vertical distance from the floor to the hip level: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the thighs: cm
- Vertical distance from the floor to the knee level: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the lower legs: cm
- Vertical distance from the floor to the ankle level: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the feet: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the toes: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the heels: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the soles: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the toes: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the heels: cm
- Horizontal distance from the vertical backrest to the front of the soles: cm

<i>"Bon pour commande" - Nom et fonction du signataire + cachet de la société</i>	<i>Adresse de livraison</i>	<i>Adresse de facturation si différente</i>
---	-----------------------------	---