


WEELY ORIGINAL
INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

- Fauteuil confort ajustable en largeur et profondeur avec bascule d'assise à 35°, et une inclinaison de dossier assistée par vérin de 85° à 120°. Longueur compacte et largeur réglable de -3 à +4.
- Profondeur d'assise réglable en continu du 41 cm à 51 cm
- Freins adaptés
- Accroche Taxi
- Châssis 6 roues à propulsion par roues centrales 22" à démontage rapide
- Franchissement d'obstacles jusqu'à 13 cm, activation par pédale par la tierce personne
- Coussin d'assise galbé et dossier souple de positionnement Symbiose réglable en tension
- Compatible motorisation E-Fix E35 et E36 de chez Alber
- Accoudoirs réglables en hauteur avec protèges vêtements
- Roues avant et arrière 6" à bandage, à suspensions
- Poids maxi utilisateur 140 kg
- Couleur du châssis gris titane

BASE	REFERENCE	LPPR	PP HT	PP TTC
✓ WEELY ORIGINAL	WEELY / FMW2012	948,38 €	1 971,56 €	2 080,00 €
✓ Montant total association code LPPR 948,38€				

9169479 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, DOSSIER INCLINABLE - (ancien code 4118193) : 603.65€
 9369540 - VHP, PROP. MANUELLE, APPUI-TETE - (ancien code 4325302) : 63.41€
 9369617 - VHP, PROP. MANUELLE, PLIANT, REPOSE JAMBE - (ancien code 4342654) : 105.76€
 9369652 - VHP, PROP. MANUELLE, COUSSIN SIEGE/DOSSIER + HOUSSE - (ancien code 4375116) : 34.90€

ASSISE STEALTH 6284731 pour « Assise Modulaire STEALTH » ou « Assise Modulaire ADI

☐ Assise de positionnement Stealth standard	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire std	Selon fdm
☐ Assise de positionnement Stealth Full	Merci de joindre la fiche Pack Stealth - Assise modulaire Full	Selon fdm

TAILLE D'ASSISE

☐ 39 cm (réglable de 36 à 43 cm)	FAW1001	-
☐ 44 cm (réglable de 41 à 48 cm)	FAW1002	-
☐ 49 cm (réglable de 46 à 53 cm)	FAW1003	-
✓ Profondeur: ☐ 41 ☐ 43 ☐ 46 ☐ 48 ☐ 49 ☐ 51 Mesure à titre informatif, ajustement fait à la livraison par le prestataire		

COUSSINS D'ASSISE

✓ Coussin standard Galbé	SAP50XX	-
☐ Coussin viscoplat classe Iia T39 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
☐ Coussin viscoplat classe Ila T44 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 34,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 69.00€</i>		
☐ Coussin viscoplat classe Ila T49 (en remplacement du coussin standard)	SAP51XX	Supplément de 46,10 €
<i>Remplacement du code 9369652 par : 1294653 - COUSSIN D'AIDE A LA PREVENTIN D'ESCARRES : 81.00€</i>		
☐ Coussin Equilibre II (en remplacement du coussin standard)		200 €
☐ TruComfort 2 SPP	TC2SPP	390 €
☐ Solution SPP Coolcore	SOLSPP	390 €
☐ Essence SPP Coolcore	ESSSPP	390 €
☐ Spectrum Gel SPP Coolcore	SPCGSPP	390 €
☐ Glacial SP Coolcore	GLSP	390 €

La taille du coussin correspond à la largeur et la profondeur sélectionnées. Attention, vérifier en page 4 que la taille souhaitée existe pour le coussin sélectionné





☐ Autres coussins d'assise ou accessoires disponibles	Fiche de mesure coussins	
Référence du coussin ou housse : _____	Tarif: _____	€

DOSSIER

✓ Dossier rigide en mousse visco-élastique		-
--	--	---

ACCOUDOIRS

✓ Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur, avec protège vêtements	FAW1070	-
☐ Gouttière régl. rotation, hauteur, profondeur, côté Gauche	FAW1071	170 €
<i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>		
☐ Gouttière régl. rotation, hauteur, et profondeur, côté Droit	FAW1071	170 €
<i>9369563 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE D/G : 119.39€</i>		

ROUES AVANT ET ARRIERE			
☒	Roues 6" x 1-1/4" avec bandage	FAW1030	-
ROUES CENTRALES			
☒	Paire de freins levier long	FAW1042	-
☐	Paire de freins levier court	FAW1043	-
☒	Roues rayonnées 22'	FAW1035	-
☐	Supplément pour roues rayonnées 22" avec freins tambour avec bandages, mains courantes aluminium - hauteur sol/siège préréglée à 45cm	FAW5075	510 €
☐	Accessoire : Roues composite 12" avec freins tambour, bandages	FAW1038	649 €
APPUI-TÊTE STEALTH			
☒	Appui-tête orientable multi-positions		
☐	Appui-tête Contour	FAW4012	80 €
☐	Appui-tête Contour avec support appui-tête en "T"	FAW4012T	104 €
☐	CONFORT PLUS		440 €
☐	Taille M L: 28cm x H: 15cm ST-CP10CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
☐	Taille L (incompatible swing away) L: 36cm x H: 15cm ST-CP14CCFPM-Q + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		86 €
☐	AJUSTABLE CONFORT PLUS		
☐	Taille L (incompatible swing away) A: 13cm x B: 13cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP150M + ST-UHB3D33200		
☐	Taille XL (incompatible swing away) A: 18cm x B: 17cm x C: 13cm x D: 6cm ST-ACP550M + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐	ALL POSITIONNING SERIES		430 €
☐	Taille M A: 10cm x B: 13cm x C: 20cm x D: 23cm x E: 2,5cm x F: 16,5cm ST-AP350M + ST-UHB3D33200		
☐	Taille L A: 11,5cm x B: 15cm x C: 20cm x D: 25,5cm x E: 3cm x F: 19cm ST-AP450M + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐	COMBO		570 €
☐	Taille L A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB305M + ST-UHB3D33200		
☐	Taille XL A: 16cm x B: 15cm x C: 18cm x D: 16cm ST-CB325M + ST-UHB3D33200		
☐	Support d'appui tête escamotable "ST-UHB3D232FD remplace ST-UHB3D33199"		85 €
☐	Autres appui-tête: Il vous est possible d'utiliser d'autres types ou tailles d'appui tête, pour cela veuillez vous référer à la fiche de mesure spécifique puis noter ci-dessous la référence et le tarif public	Fiche mesure appui tête 	
REPOSE-JAMBES			
☐	Repose-jambes Gauche Essentiel	FAW3014	-
☐	Repose-jambes Droit Essentiel	FAW3015	-
☒	Repose-jambe Gauche Ergonomique	FAW1020	-
☒	Repose-jambe Droit Ergonomique	FAW1021	-
☐	Repose-pied Gauche Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3052	-105,76 €
☐	Repose-pied Droit Essentiel (Supprime LPPR: 9369617)	FAW3053	-105,76 €
☐	Rallonge de 65mm pour réglage en profondeur des appuis-mollets (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3020	35 €
☐	Surpalette centrale (pour repose-jambes FAW3014/3015)	FAW3085	-
☐	Palette monobloc (pour repose-jambes FAW1020/1021)	FAW1024	185 €
ACCESSOIRES			
☐	Tablette amovible 9369586 - VHP, PROP. MANUELLE, TABLETTE CPL AVEC MONTAGE : 76.84€	FAW7010	209 €
☐	Support porte sérum	FAW7011	236 €

ACCESSOIRES (suite)		
☐ Gâchette pour inclinaison de dossier par l'utilisateur	FAW6010	104 €
<i>Incompatible avec l'option Gouttière (déplacement de la gâchette d'inclinaison par tierce personne)</i>		
☐ Dossier Dynamique	FAW1086	683 €
<i>Permet d'absorber les schémas d'extension et spasmes, tout en conservant un réglage d'inclinaison de dossier avec un vérin à gaz</i>		
☐ Bascule d'assise électrique (Délai nous consulter)	FAW1019	1 339 €
☐ Bascule d'assise et inclinaison de dossier électrique (Délai nous consulter)	FAW1160	918 €
☐ Plot d'abduction	FAW6040	154 €
☐ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose , la paire (fixation velcro)	SAP3603	134 €
☐ Cales-tronc réglables pour dossier Symbiose, la paire (fixation par outil)	SAP3601	230 €
☐ Cales-tronc réglables pour Dossier rigide, la paire (fixation par outil)	SAP3608	270 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du fauteuil
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.
- Un seul coussin d'assise et un seul dossier livrés sauf demande expresse
- La sélection d'un appui-tête confort plus implique le remplacement de l'appui-tête standard (un seul appui-tête livré sauf demande expresse)

COMMENTAIRES:

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire