



Gemini 2 - Standard



Poussette multi-réglable et évolutive pour enfants < à 18ans, démontable, pliable et transportable en un clin d'oeil, Confortable, esthétique et simple d'utilisation, la Gemini 2 est entièrement réglable et personnalisable.

Elle propose un excellent maintien et de nombreuses possibilités de positionnement grâce à son dossier inclinable et sa bascule d'assise par vérin pneumatique. Son siège peut être équipé d'un appui-tête, de cale-tronc, de cale-hanches, d'un plot d'abduction réglables.

Sa palette monobloc est réglable en hauteur avec support appui-mollets, rabattable et inclinable de 1° à 88° en fonction des versions.

Reverseat de série: Fixation permettant le montage de l'assise face ou dos à la route

Freinage centralisé de série. Châssis d'intérieur disponible.

3 coloris de série. Diverses configurations disponibles

Châssis garanti 2 ans hors pièces d'usure

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP Poussette évolutive multi-réglable et évolutive < 18 ans POU_MRE + Harnais 4 points + Support de tête

+ facturation PAP Forfait A Membres Supérieurs et Forfait B Membres inférieurs si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR ou Médecin titulaire d'un DU et Ergothérapeute dans équipe pluridisciplinaire POU_MRE

Agence de Phalempin
Tel : 03.28.55.07.98

Agence de Cournon
Tel : 04.73.60.82.40
Fax: 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.



= Exécution standard



= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
Largeur d'assise 32 cm Réglable en largeur via les cales-hanches de 22 à 32 cm		<input type="checkbox"/>	2 452,13 €	2 587,00 €	2 587,00 €	

*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
U52	Harnais de sécurité 4 points réglable	<input type="checkbox"/>	218 €	230 €	230 €	9985718	U52
U72	Support de tête ajustable en hauteur	<input type="checkbox"/>	151,66 €	160 €	160 €	9922920	U72
U85	Cales tronc Réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientation INCOMPATIBLE AVEC U69 & B28	<input type="checkbox"/>	116,10	122,49 €	Forfait A Et/ou Forfait B (cf PAP) Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs /inférieurs Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC x2	9961008	U85
U53C	Plot d'abduction réglable en profondeur et amovible Airflow	<input type="checkbox"/>	42,00	44,31 €		4510005	U53C


POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie POU_MRE

ACHAT	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	2 452,13 €	2 587,00 €	2 587,00 €	
LOCATION LONGUE DURÉE (Usage +6 mois) Forfait trimestriel (Inclus les réparations)	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	218,88 €	220,08 €	220,08 €	4711293
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition MAD + Forfait Livraison				
	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
FORFAIT MAD1 niveau 1 - Pour Achat ou LLD	94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 - Pour Achat ou LLD en renouvellement	47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON - Pour Achat ou LLD	47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV3 pour VHP achat ou LLD				
Montant forfaitaire annuel - Sans PLV	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
	246.92 €	260.50 €	260.50 €	4858932



Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS				

Modèle							   
	Pliant et démontable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	Système réfléchissant avant & arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	2 Suspensions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	Freins centralisés avec pédale au pieds	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Positionnement du siège sur le châssis							 
	REVERSEAT - <i>Système intelligent</i> Mise en place du siège face ou dos à la route	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
    							
MODE DE PROPULSION							
Configuration de série							
	Dispositif de poussée pour l'accompagnant ajustable en hauteur et en angle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
DOSSIER							
Type							
	Dossier inclinable par manette indexable <i>(Largeur 32 cm) : de 0° à 45°</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	Réglable en hauteur <i>(Largeur 32 cm) : de 52cm à 64cm</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Revêtement							
	Support rigide avec coussin rembourré et amovible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
ASSISE							         
Type							
	Support rigide avec coussin mousse rembourré et amovible	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Largeur d'assise							
	32 cm - <i>réglable en largeur via les cales-hanches de 22 à 32 cm</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
U86	Cale-hanches ajustable INCOMPATIBLE AVEC U69 & B28	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Profondeur d'assise (ajustable)							
	30 - 36 cm (Pour la largeur 32 cm Version 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Hauteur de siège							
	51 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
Inclinaison							    
	Par vérin (<i>Gâchette d'actionnement sur le châssis</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
COULEUR DU CHÂSSIS							 
C13	Noir Mat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
C48	Gris Sombre Pailleté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
COULEUR DU REVÊTEMENT							
	Noir & gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	Bleu & gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		
	Vert & gris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-		

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	 BK6
REPOSE-PIEDS						
Potences						
BK6	Réglable en inclinaison par manettes indexables de 2,5° à 85,5°	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Palette monobloc						

Standard	Réglable en hauteur Distance palette monobloc / Assise de 25cm à 34cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
Standard	Relevable et rabattable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
Appui-mollet							
Standard	Rembourré avec protection plastifiée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
ROUES (Configuration standard bandage avant et arrière noir)							
Avant							
	Bandage noir 8"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
	Pneumatique noir 8"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
Arrière							
	Bandage noir 12"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
	Pneumatique noir 12"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
	Démontage rapide	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
ADJONCTIONS							
U63	Tablette Plastique SEULEMENT COMPATIBLE AVEC U84	<input type="checkbox"/>		125,12 €	132,00 €	132,00 €	9929507
U70	Support d'oxygénothérapie et/ou appareil de ventilation assistée	<input type="checkbox"/>		378,20 €	399,00 €	500,00 €	9903293
ACCESSOIRES (Livrés séparément)							
U61	Panier de transport	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
U67	Canopy	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	







PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs






Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires						Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	 00.01
Sangle thoracique								
00.01	Sangle multi-usage neoflex							
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €				
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €				
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €				
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95 €	100,23 €				
00.02	Extension sangle multi-usage neoflex					9961008	 	
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €				
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €				
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €				



Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Dispositifs de positionnement de l'épaule						Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	 20.05
Harnais épaule								
20.05	Harnais d'épaule		neoflex					
2997892	<input type="checkbox"/>	o Small	119 €	125,55 €				
2997893	<input type="checkbox"/>	o Medium	119 €	125,55 €				
2997894	<input type="checkbox"/>	o Large	119 €	125,55 €				
2997895	<input type="checkbox"/>	o X-Large	119 €	125,55 €				
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip		neoflex					








2997899	o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €	9961008	
2997901	o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997902	o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997903	o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

PAP du Siège						<div>Forfait B</div> <div>Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs :</div> <div>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>	<div>9961008</div> <div></div> <div>20.07</div> <div></div>		
Dispositifs de positionnement du bassin								<div>4510005</div> <div></div> <div>30.01</div> <div></div>	
20.07	Ceinture pelvienne/abdominale neo flex								<div>4510005</div> <div></div> <div>30.02</div>
2997909	o X-Small	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €					
2997910	o Small	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €					
2997911	o Medium	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €					
2997912	o Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €					
2997913	o X-Large	<input type="checkbox"/>	86 €	90,73 €					
30.01	Ceinture 2 points neo flex						<div>4510005</div>		
2997943	o Small	<input type="checkbox"/>	75 €	79,13 €					
2997944	o Medium	<input type="checkbox"/>	75 €	79,13 €					
2997945	o Large	<input type="checkbox"/>	75 €	79,13 €					
30.02	Ceinture 4 points neo flex							<div>4510005</div>	
2997937	o Small	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €					
2997938	o Medium	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €					
2997939	o Large	<input type="checkbox"/>	105 €	110,78 €					
30.03	Sangle Pelvienne neo flex						<div>4510005</div>		
2997967	o X-Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €					
2997968	o Small	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €					
2997969	o Medium	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €					
2997970	o Large	<input type="checkbox"/>	69 €	72,80 €					
Dispositifs de positionnement du genou								<div>4510005</div>	
B19	Fixation velcro (uniquement avec B08)		<input type="checkbox"/>	50,47 €	53,25 €				
U91	Cale-pieds avec sangles		<input type="checkbox"/>	129,22 €	136,33 €				

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV TTC	Code Remboursement	
Sangles						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres inférieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	4510005	
40.01	Sangle appui mollet neoflex							
2997952		o Small	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €			
2997949		o Medium	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €			
2997950		o Large	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €			
2997951		o X-Large	<input type="checkbox"/>	109,00 €	115,00 €			
40.02	Maintien de cheville neoflex						4510005	 40.02
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €			
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €			
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €			
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €			

2998389	o X-Large		<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €		4510005	
B91	Sangle de maintien de pieds (<i>uniquement avec B08</i>)							
	Droite	<input type="checkbox"/>	50,47 €	53,25 €				
	Gauche	<input type="checkbox"/>	50,47 €	53,25 €				
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B						neoflex	4510005/ 4510004	 image 1  image 2  image 3  image 4  image 5  image 6
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (<i>image 1</i>)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €	Forfait A et/ou Forfait B Concerne toutes les fixations disponibles et au choix pour les membres supérieurs et inférieurs: Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC			
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (<i>image 2</i>)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €				
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (<i>image 3</i>)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) <i>livré par 2 unités (image 4)</i>							
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920928	Système de support de dossier L34 x1 (<i>image 5</i>)	<input type="checkbox"/>	34,00 €	35,87 €				
1920929	Fixation pour dossier rigide type inovys II (<i>image 6</i>)	<input type="checkbox"/>	17,00 €	17,94 €				

Fiche de mesure disponible sur Vermeiren.fr

TOTAL :							
---------	--	--	--	--	--	--	--

Commentaire :