


GEKO
INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____
 Contact commercial + email et ligne directe : _____
 Référence de commande : _____
 Adresse de livraison : _____
 Date de commande : _____
 Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**


CARACTERISTIQUES

• Poids maxi utilisateur : 35kg T1 et 40kg T2

Inclinaison de l'assise de -10° à +35°.

Appui-tête articulé, monté sur une rotule, préformable.

Appuis pelviens réglables en hauteur et profondeur.

DIMENSIONS (cm)

	Geko T1	Geko T2
Taille (LxlxH)	90 x 60 x 101	110 x 67 x 99
Plié (LxlxH)	81 x 60 x 63	79 x 64 x 72
Poids utilisateur maximal	35 kg	40 kg
Poids	chassis 8 kg / siège 8 kg	chassis 9 kg / siège 11 kg
Diamètre roue avant	19	19

	Geko T1	Geko T2
Diamètre roue arrière	25	25
Hauteur dossier	26 à 42	32 à 52
Inclinaison dossier	90° à 140°	90° à 140°
Bascule d'assise	-10° à 35°	-10° à 35°
Repose pied	78° à 100°	78° à 100°
Profondeur du siège	17 à 28	24 à 35
Largeur du siège	20 à 30	26 à 35
Hauteur assise/repose pied	17 à 30	25 à 36

BASE

☐ Poussette Geko ☐ T1 PGE10__ ☐ T2 PGE50__

LPPR
1 025,67 €
PP HT
2 043,30 €
PP TTC
2 155,68 €
Association code LPPR soit 1058,42 €

9269525 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE EVOLUTIVE<16ans (ancien code 4261051) : 962.20€

9369623 - VHP, POUSSETTE<16ans, APPUI-TETE (ancien code 4357319) : 63.47€

COULEUR
☐ GRIS / ROSE

☐ GRIS / VERT

☐ NOIR / GRIS

Référence

P__10

P__20

P__30

PPTC
ACCESSOIRES
☐ Barre de saisie T1
☐ Barre de saisie T2

Référence

PAP6621

PAP6721

PPTC

142 €

☐ Cales tronc T1 (la paire)

☐ Cales tronc T2 (la paire)

9369592 - VHP, POUSSETTE<16ans, CALE LATÉRALE DE CORPS (ancien code 4331024) : 34.92€ x2

☐ Capote soleil / pluie

PAJ6637



490 €

☐ Capote de pluie transparente

PAS6814



261 €

(s'utilise sans l'option PAJ6637)

☐ Harnais papillon taille S Largeur d'épaules 18cm / Hauteur du buste 31cm

☐ Harnais papillon taille M Largeur d'épaules 22cm / Hauteur du buste 36cm

☐ Harnais papillon taille L Largeur d'épaules 25cm / Hauteur du buste 46cm

LPPR 4328542 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, harnais - 96,22€

☐ Harnais en H

PAJ6629



155 €

LPPR 9369570 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, harnais - 96,22€

☐ Plot d'abduction T1

☐ Plot d'abduction T2

LPPR 9369646 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, Cale anti abduction - 69,84€

PAJ6620

PAJ6720



183 €

189 €

☐ Tablette Acrylique T1

☐ Tablette Acrylique T2

LPPR 9369669 - VHP, poussette, inférieur à 16 ans, Tablette démontable - 76,82€

PAP6822

PAP6728



489 €

578 €

☐ Cales pieds (sangles), la paire

PAP6648



80 €

☐ Kit d'ancrage pour Jazz Easys Advantage T1/2

PAJ6783

180 €