

DEVIS

COMMANDE



N° CLIENT

Poids maximum utilisateur : 55 kg châssis / 40 kg assise

Poids du châssis à partir de : 10,5 kg

Garantie 2 ans

- + Châssis avec roues avant pivotantes
- + Poignée réglable en hauteur
- + Accroche-taxi intégrés au châssis
- + Réglage de la prof. et larg. d'assise, haut. du dossier, long. des repose-jambes
- + Réglage de l'inclinaison d'assise, de l'angle dorsal et du segment jambier
- + Positionnement de l'assise face/dos à la route
- + Espace de rangement sous l'assise (possibilité d'utilisation comme plateforme pour respirateur)



# Kimba Buggy

POU\_MRE

01

470G71= 5\_AA04\_C

Poussette multi-réglable,  
évolutive et pliante

PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC	CODE LPP	MONTANT LPP
2 452,13€	2 587,00€	9516700	2 587,00€

02

## Châssis

### Taille du châssis

KA 01	Taille 1 - largeur totale 60cm - bascule d'assise -40° à +10° ou -10° à +40°
KA 05	Taille 2 - largeur totale 67cm - bascule d'assise -40° à +10° ou -10° à +40°

### Pneus

KF 03	EVA bandage
-------	-------------

## Roues arrière

KG 01 Standard (freins au pied)

## Accessoires

KA 08 Aide au basculement gauche

KA 12 Aide au basculement droit

KA 13 Autocollant auto-réfléchissant "Classique" gris vert turquoise

## Teintes de châssis

013 Noir mat RAL 9005

023 Blanc neige RAL 9016

# 03 Assise

## Taille de l'assise

KC 01 Assise taille 1  
Largeur assise 20-30 cm / Profondeur assise 19-31 cm  
Bascule assise -10° à 40°  
Hauteur dossier 41-61 cm / Inclinaison dossier 80° à 180°

KC 02 Assise taille 2  
Largeur assise 26-35 cm / Profondeur assise 24-40 cm  
Bascule assise -10° à 40°  
Hauteur dossier 56-70 cm / Inclinaison dossier 80° à 180°

## Teintes de l'habillage

KD 41 Habillage tissu gris

## Appui-tête

KD 01 Standard

KD 03 Pelotes appui-tête, ajustable latéralement

## Palette repose-pieds

KB 03 Standard aluminium

KB 05 Réglable en inclinaison, aluminium

## Accessoires de maintien


KD 04 Pelotes thoraciques

KD 20 Limitation de l'inclinaison de dossier 80° - 130°

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.


Maj 30/11/25

Accessoires

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
KP 02B	Ceinture de bassin rembourrée 	4540003	100,00€	94,78€	100,00€
KP 16B	Harnais épaules taille S	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 17B	Harnais épaules taille M	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 19B	Harnais thoracique-épaules taille S	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 20B	Harnais thoracique-épaules taille M	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 21B	Harnais thoracique fin	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 22B	Harnais dynamique taille XS	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 23B	Harnais dynamique taille S	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 24B	Harnais dynamique taille M	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 03B	Harnais 4 points rembourré	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 05B	Harnais 5 points, à petite boucle - pour taille 1	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 04B	Harnais 5 points, à large boucle - pour taille 2	4540002	230,00€	218,00€	230,00€
KP 10B	Gilet de maintien	4540002	230,00€	218,00€	230,00€




## Produits d'aide à la posture des membres supérieurs (PAP)

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
KS 01B	Tablette thérapeutique réglable en hauteur grise Uniquement avec assise dans le sens de la route 	4510004	Dans la limite de 600€	270,14€	285,00€
KS 02B	Tablette thérapeutique réglable en hauteur transparente Uniquement avec assise dans le sens de la route			379,15€	400,00€
KQ 04B	Barre de maintien avec rembourrage			71,09€	75,00€



## Produits d'aide à la posture des membres inférieurs (PAP)

		CODE LPP	MONTANT LPP	PRIX PUBLIC HT	PRIX PUBLIC TTC
KC 06B	Plot d'abduction taille 1, couleur de l'habillage (L 9cm x l 6cm x h 9cm)	4510005	Dans la limite de 600€	132,70€	140,00€
KC 07B	Plot d'abduction taille 2, couleur de l'habillage (L 10cm x l 7,5cm x h 10cm)			132,70€	140,00€
KC 08B	Plot d'abduction taille 3, couleur de l'habillage (L 12cm x l 9cm x h 10cm)			132,70€	140,00€
KB 07B	Sangles velcro avec cou de pieds rembourré, la paire 			34,12€	36,00€
KB 12B	Sandales de maintien des pieds, la paire			127,96€	135,00€





KF 03 Pneus EVA bandage



KA 08/ KA 12 Aide au basculement



KD 01 Dossier standard



KD 03 Pelotes appui-tête

KB 03 Palette repose-pieds  
standard aluminiumKB 05 Palette repose-pieds  
réglable en inclinaison, aluminium

KD 04 Pelotes thoraciques

KD 20 Limitation de l'inclinaison de  
dossierKP 02B Ceinture de bassin  
rembourréeKS 01B Tablette thérapeutique  
réglable en hauteur griseKS 02B Tablette thérapeutique  
réglable en hauteur transparenteKS 07B Sangles velcro avec cou de  
pied rembourré