

## DEVIS

## COMMANDE

N° CLIENT

TAMPON DE LA SOCIÉTÉ

Poids maximum utilisateur : 50 kg (taille 1) / 60 kg (taille 2)

Poids à partir de : 13,6 kg (taille 1) / 14,6 kg (taille 2)

Garantie 2 ans

- + Poussette canne pliante en aluminium
- + Largeur assise: 32-36cm (taille 1) / 37-41cm (taille 2)
- + Profondeur assise évolutive
- + Hauteur palette repose-pieds: 27 à 40cm
- + Inclinaison du dossier: 30° en 4 paliers de 7,5°
- + Roues à roulements à billes
- + Accroche-taxi
- + Plot d'abduction escamotable
- + Ceinture de bassin noir standard



# Lisa

POU\_S

01

HR321X0001X-027

Lisa

| PRIX PUBLIC HT | PRIX PUBLIC TTC (PLV) | CODE LPP | MONTANT LPP |
|----------------|-----------------------|----------|-------------|
| 1 232,23€      | 1 300,00€             | 9587685  | 1 300,00€   |

## Modèle

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| HR32130001-027 | Lisa, taille 1, profondeur 30cm |
| HR32130002-027 | Lisa, taille 1, profondeur 35cm |
| HR32140001-027 | Lisa, taille 2, profondeur 35cm |
| HR32140002-027 | Lisa, taille 2, profondeur 40cm |

## Accessoires

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 481D00-ST302   | Dispositif réfléchissant sur le châssis (sticker) |
| HR32137200-031 | Plot d'abduction escamotable taille 1             |
| HR32147200-031 | Plot d'abduction escamotable taille 2             |



## Options supplémentaires

|                 |                                                                                |                                                                                     | PRIX<br>PUBLIC<br>HT | PRIX<br>PUBLIC<br>TTC |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| HR32136200-094  | Capote bleu marine, avec couverture des jambes transparente (protection pluie) |  | 210,43€              | 222,00€               |
| HR32136100      | Harnais 5 points                                                               |                                                                                     | 191,47€              | 202,00€               |
| HR32137100-027  | Accoudoirs (à commander par 2)                                                 |                                                                                     | 158,29€              | 167,00€               |
| HR16001102      | Buggy board                                                                    |  | 178,20€              | 188,00€               |
| HR32135800      | Panier souple sous l'assise taille 1                                           |                                                                                     | 118,48€              | 125,00€               |
| HR32145800      | Panier souple sous l'assise taille 2                                           |                                                                                     | 118,48€              | 125,00€               |
| HR32100100-344  | Imperméable bleu foncé taille 1                                                |                                                                                     | 126,06€              | 133,00€               |
| HR322010100-344 | Imperméable bleu foncé taille 2                                                |                                                                                     | 126,06€              | 133,00€               |



En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.