

**POUSSETTE PIPER (Tarif Code A)**

- Taille unique
- Dossier réglable en inclinaison 90° - 135°
- Repose-pieds monobloc réglable en hauteur
- Harnais 5 points et panier filet en std
- freins au pieds
- Roues increvables avant Ø17,5cm pivotantes avec blocage directionnel et roues arrière increvables Ø22,5cm
- Revêtement lavable en machine à 30°
- Poignée de poussée monobloc pliante
- Crash testée

**DIMENSIONS EN CM:****CODES LPPR*:**

	Taille unique
HAUTEUR DOSSIER	68
LARGEUR D'ASSISE	35
PROFONDEUR D'ASSISE	29
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIEDS	25-37,5
INCLINAISON DE DOSSIER	90° - 135°
ANGLE D'ASSISE	26°
LONGUEUR TOTALE	108
LARGEUR TOTALE	59
HAUTEUR TOTALE / POIGNEE DE POUSEE	100
LARGEUR PLIEE	31
LONGUEUR PLIEE	100
HAUTEUR PLIEE	30
POIDS	14,5KG
CHARGE MAXI	50

	Ancien code	Nouveau Code	Montant LPPR
(a)	4255116	9264580	574,21 €
(b)	4263950	9264686	403,50 €
(c)	4357319	9364838	63,47 €
(e)	4328542	9364784	96,22 €
(i)	4360215	9364778	69,84 €

*Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
 Contact / Tel:
 Adresse:
 Code Poste:
 Ville:
 Email:


UTILISATEUR:

Nom:
 Prénom:
 Adresse:
 Code Postal:
 Ville:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
 Nom / Structure:
 Tel / Email:

Email:
 Diagnostic:
 Date de l'essai:

PRISE DE MESURE:

Age
 Poids KG
 Taille CM

1 Longueur des cuisses CM
 2 Longueur des jambes CM
 3 Hauteur avant bras CM
 4 Hauteur de tête CM
 5 Largeur du bassin CM

REFERENCE PIPER:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22500V	<input type="checkbox"/> POUSSETTE PIPER VERTE TAILLE UNIQUE	1 386,00 €	1 462,23 €	(a) + (e) <16 (b) > 16 ans	670,43€ 403,50€
22500R	<input type="checkbox"/> POUSSETTE PIPER ORANGE TAILLE UNIQUE (jusqu'à épuisement des stocks)	1 386,00€ 1 310,00€	1 462,23€ 1 382,05€		

ACCESSOIRES:								
	Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR		
22497	<input type="checkbox"/> JEU DE COUSSINS REDUCTEUR PIPER* (Réduit la largeur d'assise 24-35cm)		180,00 €	189,90 €				
22498	<input type="checkbox"/> APPUI TETE T.U PIPER*		110,00 €	116,05 €			(c)	63,47 €
22495	<input type="checkbox"/> CALE D'ABDUCTION TAILLE S PIPER *		117,00 €	123,44 €			(i)	69,84 €
22496	<input type="checkbox"/> JEU DE SANGLES DE PIEDS PIPER*		64,00 €	67,52 €				
22518	<input type="checkbox"/> HOUSSE ANTI PLUIE T.M / 1-2 CORZINO PIPER* ***		83,00 €	87,57 €				

***ATTENTION: la référence 22518 se fixe sur la capote référence 22499

22499	<input type="checkbox"/> CAPOTE T.U PIPER*		331,00 €	349,21 €		
22515	<input type="checkbox"/> SAC THERMIQUE ETE PIPER*		161,00 €	169,86 €		
22516	<input type="checkbox"/> SAC THERMIQUE HIVER PIPER*		438,00 €	462,09 €		
22521	<input type="checkbox"/> ACCROCHE TAXI POUR PIPER (UE) *		93,00 €	98,12 €		
22523	<input type="checkbox"/> REDUCTEUR D'ASSISE PIPER * ***		295,00 €	311,23 €		

*** ATTENTION: Couleur du réducteur d'assise NOIR (photo non contractuelle)

*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHONE – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
cree@cree.fr - <http://www.cree.fr>