

**POUSSETTE PIPER (Tarif Code A) - catégorie POU_S**

- Taille unique
- Dossier réglable en inclinaison 90° - 135°
- Repose-pieds monobloc réglable en hauteur
- frein unilatéral au pied
- Roues increvables avant Ø17,5cm pivotantes avec blocage directionnel et roues arrière increvables Ø22,5cm
- Revêtement lavable en machine à 30°
- Poignée de poussée monobloc pliante
- Crash testée

PHOTO NON CONTRACTUELLE

**DIMENSIONS EN CM:****CODES LPPR*:**

	Taille 1	Option
LARGEUR D'ASSISE	35	26
HAUTEUR DOSSIER	68	-
LARGEUR TOTALE	59	-
LONGUEUR TOTALE	108	-
INCLINAISON DOSSIER	90-135°	-
ANGLE D'ASSISE	26°	-
PROFONDEUR D'ASSISE	29	27
HAUTEUR ASSISE / REPOSE PIED	25-37,5	-
HAUTEUR TOTALE / POIGNEE DE POUSSEE	100	-
LONGUEUR PLIEE	102	-
LARGEUR PLIEE	31	-
HAUTEUR PLIEE	30	-
CHARGE MAXIMALE EN KG	50	-
POIDS DE LA POUSSETTE	14,5 kg	-

***Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE****INFORMATIONS CLIENT:**

Prestataire N° Client CREE:
Contact / Tel:
Adresse:
Code Poste:
Ville:
Email:


UTILISATEUR:

Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
Nom / Structure:
Tel / Email:

Email:
Diagnostic:
Date de l'essai:

PRISE DE MESURE:











Age
Poids
Taille

KG
CM

1 Longueur des cuisses CM
2 Longueur des jambes CM
3 Hauteur avant bras CM
4 Hauteur de tête CM
5 Largeur du bassin CM

REFERENCES CORZINO:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
22500V	<input type="checkbox"/> POUSSETTE PIPER TAILLE UNIQUE VERTE*	1 232,23 €	1 300,00 €	4100015	1 300,00 €
22500G	<input type="checkbox"/> POUSSETTE PIPER TAILLE UNIQUE GRISE*	1 232,23 €	1 300,00 €		
	<input checked="" type="checkbox"/> PANIER TISSU PIPER TAILLE UNIQUE	Offert	Offert		
22500H.	<input checked="" type="checkbox"/> CEINTURE 5 POINTS PIPER*	94,79 €	100,00 €	4540003	100,00 €

ACCESSOIRES:							
		Désignation		PRIX HT	PRIX TTC*	CODE LPPR	MONTANT LPPR
Ne cocher qu'une seule case si nécessaire							
Ne cocher que si nécessaire							
22498.	<input type="checkbox"/>	APPUI-TETE T.U. PIPER*		Offert	Offert		
22495.	<input type="checkbox"/>	BLOC D'ABDUCTION T.U. PIPER*		Offert	Offert		
Accessoires non inclus							
22499	<input type="checkbox"/>	CAPOTE T.U PIPER*		347,00 €	366,09 €		
22518	<input type="checkbox"/>	HOUSSE ANTI PLUIE CORZINO T1-2 / PIPER*		76,00 €	80,18 €		
ATTENTION: La référence 22518 se fixe sur la Capote référence 22499							
22497	<input type="checkbox"/>	JEU DE COUSSINS REDUCTEUR PIPER (Réduit la largeur d'assise 24-35cm)		106,00 €	111,83 €		
22496	<input type="checkbox"/>	JEU DE SANGLES DE PIEDS PIPER*		69,00 €	72,80 €		
22515	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE ETE PIPER*		166,00 €	175,13 €		
22516	<input type="checkbox"/>	SAC THERMIQUE HIVER PIPER*		399,00 €	420,95 €		
22521	<input type="checkbox"/>	ACCROCHE TAXI POUR PIPER (UE) *		76,00 €	80,18 €		
22523	<input type="checkbox"/>	REDUCTEUR D'ASSISE PIPER (NOIR)*		282,00 €	297,51 €		

*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
cree@cree.fr - <http://www.cree.fr>