

# ZIPPIE Voyage

POU\_MRE



## Classement Nomenclature LPPR

Grande Classe :	Poussettes
Dénomination Catégorie :	Poussettes Modulaires Multiréglables et Evolutives
Acronyme :	POU_MRE
Code :	4100016 - (code individuel en cours)
LPPR / PLV :	2 587,00 €

## Prescripteurs

- Médecins Spécialistes MPR
- Médecins Titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes en Équipe Pluridisciplinaire

## Adjonctions Disponibles

Code	Désignation	LPPR/PLV € TTC
9995042	Tablette complète	132,00
9915675	Harnais 4 points ou plus	230,00
9945334	Support d'oxygénothérapie et/ou appareil de ventilation assistée	500,00

## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

OF\_Voyage\_Rev1\_122025

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Adresse facturation ou Code client			Adresse Livraison		Identique facturation	
Code client:			Code client:			
Magasin:			Magasin:			
Rue:			Rue:			
Ville/CP:			Ville/CP:			
E-Mail:			E-Mail:			
Tél:			Tél:			
Informations			Poids Utilisateur			
Commande	Devis	Built-4-Me®	<b>Poids max. Utilisateur:</b> 34 kg			
N° Commande.:			<b>Poids Uti.:</b> kg			
<b>Art. No.: 99000601</b>			LPPR : 4100016			
Date:	Jour	Mois	Année			

Prix Public TTC (LPPR / PLV)

**€ 2 587,00**

# ZIPPIE VOYAGE

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids max Utilisateur	34 kg	Assise rotative	Position de face ou de dos
Poids total	22,5 kg	Dispositif réfléchissant	Avant et arrière
Poids transport	Châssis : 12,7 kg - Siège : 9,8 kg	Garantie	24 mois hors pièces d'usure
Type de châssis	Pliant	Crash-testé	oui (avec option accroche taxi)
Dossier & siège	Réglage indépendant en inclinaison	Marquage CE	oui



● = Configuration de base      △ = Option      □ Sélectionner toutes les options choisies par une croix dans les cases

MODELE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
199BS9 (EIZ18) <input type="checkbox"/> Zippie Voyage	2 452,13	2 587,00	4100016	2 587,00
SYSTEME D'ASSISE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
199KM01 <input type="checkbox"/> Assise confort <b>réglable en hauteur, largeur et profondeur</b> Largeur : 240 à 300 mm - 155 mm avec réducteur Profondeur : 200 à 330 mm Hauteur de dossier réglable : 410 à 610 mm Assise inclinable, -5° à 30° Longueur de repose-pieds réglable : 155 à 310 mm Palette de repose-pieds réglable en angle 199KM02 Dossier inclinable de 80° à 180° Barre de poussée réglable en angle et en hauteur Capote de protection avec fenêtre filet Sac de rangement sous l'assise	●	●	-	-
ROUES avec DEMONTAGE RAPIDE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
199WQ07 <input type="checkbox"/> Arrière 12" - pneumatique avec insert anti-crevaisson avec freins par commande au pied	●	●	-	-
199WQ07 <input type="checkbox"/> Avant 7" bandage - pivotantes, avec suspensions et blocage de direction	●	●	-	-
HABILLAGE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Revêtement tissu avec protection incontinence, amovible, lavable, aérée, noire à pois blancs 199KN01 <input type="checkbox"/> Intérieur bleu      199KN02 <input type="checkbox"/> Intérieur rouge 199KN03 <input type="checkbox"/> Intérieur beige      199KN04 <input type="checkbox"/> Intérieur gris	●	●	-	-
REPOSE-PIEDS REGLABLE EN HAUTEUR ET EN ANGLE	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
199F329 <input type="checkbox"/> Palette monobloc composite, relevable, talonnière, noir	●	●	-	-
SUPPORTS LATERAUX DU TRONC	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Rembourrées, en tissu, réglables en hauteur et largeur				
199KO01 <input type="checkbox"/> Petite taille (105 x 150 mm) - <b>paire</b>	●	●	-	-
199KO02 <input type="checkbox"/> Grande taille (110 x 200 mm) - <b>paire</b>	△	△	-	-
CALES CUISSES	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
199KP01 <input type="checkbox"/> Cales cuisses, rembourrées, en tissu, réglable en largeur	△	△	-	-
199KP03 <input type="checkbox"/> Réducteur d'assise pour largeur 155 mm (cales cuisses requis)	△	△	-	-
APPUIS-TETE MULTIREGLABLES	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Appuis-tête, rembourrés, en tissu, réglables en hauteur et largeur 199VJ01 <input type="checkbox"/> Petit      199VJ02 <input type="checkbox"/> Grand	●	●	-	-
PLOT D'ABDUCTION	Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV
<input type="checkbox"/> Plot d'abduction, rembourré, en tissu				
199KQ01 <input type="checkbox"/> carré	△	△	-	-
199KQ02 <input type="checkbox"/> triangulaire	●	●	-	-

# ZIPPIE VOYAGE

● = Configuration de base

△ = Option

HARNAIS JAY - 4 POINTS				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
199JY01	<input type="checkbox"/>	Harnais dynamic, 4 points, ouverture latérale		218,01	230,00	9915675	230,00	
199JY02	<input type="checkbox"/>	Harnais classique, 4 points, ouverture latérale (ND avec taille 1)		218,01	230,00	9915675	230,00	
199JY06	<input type="checkbox"/>	Harnais dynamic, 4 points, ouverture centrale		218,01	230,00	9915675	230,00	
199JY05	<input type="checkbox"/>	Harnais classique, 4 points, ouverture centrale (ND avec taille 1)		218,01	230,00	9915675	230,00	
199JZ05	<input type="checkbox"/>	Taille : Intervention précoce (taille 1)	Voir mesures page suivante	△	△	-	-	
199JZ06	<input type="checkbox"/>	Taille : Xtra-Small		△	△	-	-	
199JZ01	<input type="checkbox"/>	Taille : Small		●	●	-	-	
CEINTURES				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
Standards, 2 points, bouton poussoir, petit (25 mm)								
199ZZ11	<input type="checkbox"/>	avec petit coussinet	(110 mm)	●	●	-	-	
199ZZ12	<input type="checkbox"/>	avec coussinet medium	(140 mm)	△	△	-	-	
ACCESSOIRES				Prix € HT	Prix € TTC	Code	LPPR/PLV	
199LF1	<input type="checkbox"/>	Plateforme pour ventilateur LTV, montage vertical	(max. 7kg)	473,93	500,00	9945334	500,00	
199LF11	<input type="checkbox"/>	Plateforme pour ventilateur Trilogy, montage vertical	(max. 7kg)	473,93	500,00	9945334	500,00	
	<input type="checkbox"/>	Tablette à pousser, réglable en hauteur		125,12	132,00	9995042	132,00	
199A91	<input type="radio"/>	gris clair	199A92	<input type="radio"/>	transparente			

## HARNAIS ET CEINTURES JAY

### HARNAIS JAY


#### Harnais, ouverture LATÉRALE

Taille	A	B
Précoce	170 mm	250 mm
XS	190 mm	320 mm
S	220 mm	380 mm



#### Harnais, ouverture CENTRALE

Taille	A	B
Précoce	125 mm	250 mm
XS	150 mm	280 mm
S	170 mm	310 mm



### CEINTURES JAY

Standard, 2 points, bouton poussoir 25 mm ou 38 mm



V-Contour, 4 points, bouton poussoir



## BON DE COMMANDE | Accessoires & Personnalisations - Montage Usine

### ZIPPIE VOYAGE

OF\_Zippie Voyage\_Accessoires-Personnalisations\_Rev1\_122025  
 Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Pièces Rapportées au Châssis				Prix € HT	Prix € TTC
199KJ11	Accroche taxi			175,36	185,00
Barre de Maintien				Prix € HT	Prix € TTC
199KR01	Barre de maintien, matelassée, amovible			89,10	94,00
Accessoires de Pieds				Prix € HT	Prix € TTC
Cales pieds (paire)				Prix unitaire	
199A68	Petits (150 mm)	199A69	Moyens (200 mm)	175,36	185,00
Sangles pour cales pieds (paire)				Prix unitaire	
199A79	Petites (400 mm)	199A80	Moyennes (450 mm)	43,60	46,00
Ceintures				Prix € HT	Prix € TTC
199ZZ14	Standard, 2 points, bouton poussoir large, 38 mm - sans coussinet			100,47	106,00
199ZZ15	Standard, 2 points, bouton poussoir large, 38 mm - avec coussinet large (190 mm)			100,47	106,00
199ZZ23	V-Contour, 4 points, bouton poussoir petit, 25 mm - avec petit coussinet			129,86	137,00
199ZZ24	V-Contour, 4 points, bouton poussoir petit, 38 mm - avec coussinet medium			129,86	137,00
Accessoires				Prix € HT	Prix € TTC
199LF2	Plaque rigide sous l'assise pour batteries et ventilateur, montage central, incluant 1 crochet		(max. 23 kg)	368,72	389,00
199LF3	Plateforme utilitaire à l'avant		(max. 23 kg)	289,10	305,00
199LF4	Plateforme additionnelle à l'arrière		(max. 20 kg)	187,68	198,00
199A74	Tige porte sérum		(max. 0,5 kg)	137,44	145,00
199A713	Support bouteille oxygène		(max. 4,5 kg)	175,36	185,00
199A714	Combinaison porte sérum + support bouteille oxygène			289,10	305,00
199LF5	Porte bouteille		(max. 0,5 kg)	48,34	51,00
199LF7	Crochet			43,60	46,00