



CORAILLE



Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax: 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Fauteuil équipé d'un coussin d'assise anti-escarres. Hauteur de dossier de 80 cm. Structure en acier avec peinture Epoxy. Equipé de 2 petites roues avant et 2 grandes roues arrière avec freins à tambours. Le dossier et les accoudoirs sont composés d'une mousse haute résilience et d'un revêtement soft pour un confort maximum. Livré avec appui-tête hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées rabattables.
Poids maxi utilisateur : 120 kg

Date et cachet de la société :

*** Prescription Médicale :**

- Siège de série, siège coquille
Code LPP 6222612*

- Tablette amovible
Code LPP 6222776*

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 sans tablette	-	-	532,54 €	6222612*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois clair incluse <i>(avec coloris vert, orange, praline et prune)</i>	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option tablette amovible en bois foncé incluse <i>(avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)</i>	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois clair incluse NOUVEAU <i>(avec coloris vert, orange, praline et prune)</i>	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Fauteuil Coquille Coraille taille 38 à 48 + Option demi-tablette amovible en bois foncé incluse NOUVEAU <i>(avec coloris bi-revêtement brun ou noir uniquement)</i>	-	-	592,85 €	6222612 +6222776*
Option inclinaison électrique pour Coraille	160,03 €	168,83 €	-	-



tablette



demi-tablette

ASSISE

Largeur d'assise						
38 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
Profondeur d'assise						
44 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-
Coussin d'assise						
Coussin d'assise anti-escarres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	-

COULEURS *(pour autres coloris : supplément de prix, merci de vous rapprocher du service commercial)*

PU Soft Touch Vert	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
PU Soft Touch Prune	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
PU Soft Touch Praline	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
PU Soft Touch Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Bi-revêtement : Cuir artificiel brun + alcalà	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
Bi-revêtement : Cuir artificiel noir + alcalà	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-



PU Soft Touch PU Soft Touch
VERT PRUNE



PU Soft Touch PU Soft Touch
PRALINE ORANGE



Bi-revêtement Bi-revêtement
NOIR BRUN

		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP		
ACCESSOIRES							
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i>	<input type="checkbox"/>	111,36 €	117,48 €	-	-	 demi-tablette
B12H	Demi-Tablette NOUVEAU amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	<input type="checkbox"/>	111,36 €	117,48 €	-	-	 demi-tablette
B12	Tablette amovible en bois clair livrée à part <i>(recommandé pour coloris vert, orange, praline et</i>	<input type="checkbox"/>	111,36 €	117,48 €	-	-	 tablette
B12	Tablette amovible en bois foncé livrée à part <i>(recommandé pour coloris bi-revêtement brun ou noir)</i>	<input type="checkbox"/>	111,36 €	117,48 €	-	-	 tablette
B52	Porte Serum	<input type="checkbox"/>	65,50 €	69,10 €	-	-	 porte-serum
TOTAL :							