

# CORAILLE XXL



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :

☎ : 03.28.55.07.98

☎ : 04.73.60.82.40

☎ : 03.20.90.28.89

☎ : 04.73.77.95.94



Fauteuil équipé d'un coussin d'assise de 6, 8 ou 10 cm d'épaisseur pour hauteur de dossier de 75, 77 et 79 cm. Structure en acier de diamètre 32 mm avec peinture Epoxy.

Equipé de roues 6" Krypton à l'avant et 12" 1/2 X 2" 1/4 Krypton à l'arrière. Mousse semi-mémoire de forme au niveau de l'assise et du dossier, et de housses PU Soft Touch pour un confort maximum. Appui-tête, hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées.

Poids maxi utilisateur : 150 kg pour tailles 55 et 60.  
Poids fauteuil 37 kg.

Date et cachet de la société :

## ATTENTION :

Ce modèle est **réservé aux collectivités**,  
il ne peut en aucun cas bénéficier d'une prise en charge.

### Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC		
Fauteuil Coquille Coraille XXL taille 55 et 60 AVEC tablette <input type="checkbox"/>	-	-		

### COULEURS (pour autres coloris, merci de vous rapprocher du service commercial)

PU Soft Touch vert <input type="checkbox"/>	-	-	-	
PU Soft Touch Prune <input type="checkbox"/>	-	-	-	
PU Soft Touch Praline <input type="checkbox"/>	-	-	-	

### REPOSE-PIEDS

Palettes séparées (standard sur version XXL) <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
--	---	---	---	--

Hauteur Dossier		75 cm	77 cm	79 cm
= Epaisseur coussin		10 cm	8 cm	6 cm
Largeur Intérieur	Largeur totale	à cocher impérativement SVP		
55 XXL	79	T19	T20	T21
60 XXL	79	T22	T23	T24

= Exécution standard tenue de stock (non exhaus)

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

Fauteuil livré sans tablette <input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Housse PU Soft Touch supplémentaire <small>(jeu de 3 housses pour dossier + assise + appui tête)</small>	Praline <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Vert <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Prune <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
	Praline <input type="checkbox"/>	137,49 €	145,05 €	-
B52 Porte Serum <input type="checkbox"/>	65,50 €	69,10 €	-	