



Siège de bain multi-positions MANATEE (Tarif Code A)

- Appui-tête réglable en hauteur
- Ceinture 2 points
- Réglage profondeur
- Réglage inclinaison dossier et repose-jambes
- Châssis en aluminium
- Existe en 4 tailles



CODES LPPR:

	Désignation	Ancien code	Code LPPR	Montant
(a)	Siège de série, siège modul évolutif, tout modele et adjontions, CREE	1269336	6264935	838,47 €

Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE

DIMENSIONS EN CM:

	TAILLE 0	TAILLE 1	TAILLE 2	TAILLE 3
LARGEUR D'ASSISE	33	33	33	40
PROFONDEUR D'ASSISE	22 - 25	30 - 37	39 - 46	40 - 47
LONGUEUR REPOSE JAMBES	28	28	35	35
HAUTEUR DU DOSSIER	43	43	58	64
HAUTEUR ASSISE/SOL	14 - 43	14 - 43	14 - 43	14 - 43
LARGEUR CHASSIS	42	42	42	49
LONGUEUR CHASSIS PLIE	103 - 110	110 - 117	136 - 143	144 - 151
HAUTEUR PLIE	13	13	13	13
POIDS (Kg)	5,5	5,5	6	7
CHARGE MAXI (Kg)	50	50	75	75

INFORMATIONS CLIENT:

Prestataire N° Client CREE:
Contact / Tel:
Adresse:
Code Poste:
Ville:
Email:

UTILISATEUR


Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

INFORMATIONS STRUCTURE:

Prescripteur:
Nom / Structure:
Tel / Email:

Email:
Diagnostic:
Date de l'essai:

PRISE DE MESURE



Age
Poids KG
Taille CM

A	HAUTEUR DOS	CM
B	HAUTEUR ASSISE-COUDE	CM
C	HAUTEUR TALON-CREUX POP	CM
D	PROFONDEUR D'ASSISE	CM
E	LARGEUR THORAX	CM
F	LARGEUR D'ASSISES	CM
G	HAUTEUR ISCHION HAUT DE TETE	CM
H	LARGEUR D'EPAULES	CM

REFERENCES MANATEE:

	Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	Code LPPR	Montant LPPR
58100	☐ MANATEE 0*	794,76 €	838,47 €	(a)	838,47 €
58101	☐ MANATEE 1*	794,76 €	838,47 €	(a)	838,47 €
58102	☐ MANATEE 2*	794,76 €	838,47 €	(a)	838,47 €
58103	☐ MANATEE 3*	794,76 €	838,47 €	(a)	838,47 €

ACCESSOIRES					
		Désignation	PRIX HT	PRIX TTC*	
58150	☐	CALES LATERALES MANATEE 0-1-2*	255,00 €	269,03 €	
58151	☐	CALES LATERALES MANATEE 3*	255,00 €	269,03 €	
58152	☐	CEINTURE 2 POINTS MANATEE 0-1-2*	99,00 €	104,45 €	
58153	☐	CEINTURE 2 POINTS MANATEE 3*	99,00 €	104,45 €	
58156	☐	SANGLE MAINTIEN DES JAMBES MANATEE 0-1-2*	99,00 €	104,45 €	
58157	☐	SANGLE MAINTIEN DES JAMBES MANATEE 3*	99,00 €	104,45 €	
58154	☐	BLOC ABDUCTION MANATEE 0-1-2*	132,00 €	139,26 €	
58155	☐	BLOC ABDUCTION MANATEE 3*	132,00 €	139,26 €	
53880	☐	REHAUSSE BAIGNOIRE/DOUCHE MANATEE	225,00 €	237,38 €	

*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHÔNE– France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36
cree@cree.fr - <http://www.cree.fr>