




**FLAMINGO (Tarif Code A)**

- Dossier inclinable  $-25^{\circ} / +90^{\circ}$
- Bascule d'assise  $-35^{\circ} / +15^{\circ}$
- Un coussin interne en mousse PU, 100% imperméable
- Deux repose-pieds séparés réglables en hauteur et rotation externe
- Un déflecteur d'urine
- 4 roulettes blocables
- Réglage de la hauteur d'assise avec outil
- Châssis roulettes avec système de freinage (possibilité de dissocier le siège du châssis)
- Réducteur d'assise (-4cm en largeur totale) inclus pour les tailles 2,3 et 4

N.B : Il est possible de commander le siège Flamingo avec son coussin interne et son déflecteur d'urine sans base roulante.

**DIMENSIONS EN CM:**



|                          | Taille 1                 | Taille 2                 | Taille 3                 | Taille 4                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Largeur d'assise (A)     | 25                       | 28                       | 32                       | 34                       |
| Profondeur d'assise (B)  | 24                       | 29                       | 34                       | 40                       |
| Hauteur de dossier (C)   | 36                       | 38                       | 41                       | 47                       |
| Largeur de dossier (F)   | 19,5                     | 22                       | 26                       | 28                       |
| Inclinaison d'assise (a) | $-5^{\circ} +35^{\circ}$ | $-5^{\circ} +35^{\circ}$ | $-5^{\circ} +35^{\circ}$ | $-5^{\circ} +35^{\circ}$ |
| Largeur totale (G)       | 44                       | 46                       | 50                       | 54                       |
| Poids maxi usager kg     | 35                       | 50                       | 60                       | 70                       |


**CODES LPPR:**

|     | Désignation                                                           | Code LPPR | Montant  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| (a) | Siège de série, siège modul évolutif, tout modele et adjontions, CREE | 6264935   | 838,47 € |
| (d) | Siège de série, siège modul évolutif, pied support télescopique, CREE | 6264823   | 140,63 € |
| (e) | Siège de série, siège modul évolutif, repose-pieds réglablee, CREE    | 6264958   | 84,02 €  |

**Les codes LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas la société CREE**

**INFORMATIONS CLIENT:**

Prestataire N° Client CREE:  
Contact / Tel:  
Adresse:  
Code Poste:  
Ville:  
Email:



Utilisateur:  
Adresse:  
Code Postal:  
Ville:  
Email:  
Diagnostic:


Age:  
Poids:  
Taille:



**INFORMATIONS STRUCTURE:**

Prescripteur:  
Nom / Structure:  
Tel / Email:

**REFERENCES FLAMINGOS:**

|         | Désignation                                                 | PRIX HT    | PRIX TTC*  | CODE LPPR       | Montant LPPR |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| 55801   | <input type="checkbox"/> FLAMINGO T.1 BLEU*                 | 2 398,00 € | 2 529,89 € | (a) + (d) + (e) | 1 063,12 €   |
| 55802-1 | <input type="checkbox"/> FLAMINGO T.2 BLEU*                 | 2 398,00 € | 2 529,89 € | (a) + (d) + (e) | 1 063,12 €   |
| 55033-1 | <input type="checkbox"/> FLAMINGO T.3 BLEU Dossier renforcé | 2 499,00 € | 2 636,45 € | (a) + (d) + (e) | 1 063,12 €   |
| 55034-1 | <input type="checkbox"/> FLAMINGO T.4 BLEU Dossier renforcé | 2 499,00 € | 2 636,45 € | (a) + (d) + (e) | 1 063,12 €   |

| DIMENSIONS APPUI-TETE                                                                 |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|      |                          | APPUI-TETE TYPE 1 ; A : 10cm x B : 12cm x C : 12 cm        |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       |                          | APPUI-TETE TYPE 2 ; A : 10cm x B : 16cm x C : 11 cm        |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       |                          | APPUI-TETE TYPE 4 ; A : 10cm x B : 15cm x C : 7 cm         |                                                                                     |           |           |
| FIXATION MULTIREGLABLE COURTE ; A : 11,5cm x B : 10 à 22cm ■                          |                          |                                                            |  |           |           |
| FIXATION MULTIREGLABLE LONGUE ; A : 25cm x B : 10 à 22cm ■                            |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
| APPUI-TETE FLAMINGO                                                                   |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|    |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       | Désignation              |                                                            | PRIX HT                                                                             | PRIX TTC* |           |
| 55358                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 1 ; FIXATION MULTIR. COURTE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 486,36 €  |           |
| 05604                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 1 ; FIXATION MULTIR. LONGUE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 486,36 €  |           |
| 05602                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 2 ; FIXATION MULTIR. COURTE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 450,49 €  |           |
| 55359                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 2 ; FIXATION MULTIR. LONGUE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 486,36 €  |           |
| 05603                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 4 ; FIXATION MULTIR. COURTE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 486,36 €  |           |
| 05601                                                                                 | <input type="checkbox"/> | APPUI-TETE TYPE 4 ; FIXATION MULTIR. LONGUE, BLEU ■        | 461,00 €                                                                            | 486,36 €  |           |
| EXTENSION DE DOSSIER FLAMINGO                                                         |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|    |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       | Désignation              |                                                            | PRIX HT                                                                             | PRIX TTC* |           |
| 55605                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSION DE DOSSIER BLEUE FLAMINGO TAILLE 1 ET 2*         | 342,00 €                                                                            | 360,81 €  |           |
| 55606                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSION DE DOSSIER BLEUE FLAMINGO TAILLE 3 ET 4*         | 342,00 €                                                                            | 360,81 €  |           |
| 55603                                                                                 | <input type="checkbox"/> | FIXATION POUR EXTENSION DE DOSSIER FLAMINGO TU*            | 45,00 €                                                                             | 47,48 €   |           |
| FIXATION réf 55603 : OBLIGATOIRE AVEC EXTENTION DE DOSSIER réf 55605 et 55606         |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
| CALES LATERALES / EXTENSIONS LATERALES DE DOSSIER                                     |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|  |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       | Désignation              |                                                            | PRIX HT                                                                             | PRIX TTC* |           |
| 55334                                                                                 | <input type="checkbox"/> | CALES LATERALES ENVELOPPANTES ESCA. FLAMINGO T1/T2. BLEU*  | 703,00 €                                                                            | 741,67 €  |           |
| 55335                                                                                 | <input type="checkbox"/> | CALES LATERALES ENVELOPPANTES ESCA. FLAMINGO T3/T4. BLEU*  | 703,00 €                                                                            | 741,67 €  |           |
| 55336                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSIONS DOSSIER LATERALES CAPITONNEES FLAMINGO T1 BLEU* | 437,00 €                                                                            | 461,04 €  |           |
| 55337                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSIONS DOSSIER LATERALES CAPITONNEES FLAMINGO T2 BLEU* | 437,00 €                                                                            | 461,04 €  |           |
| 55338                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSIONS DOSSIER LATERALES CAPITONNEES FLAMINGO T3 BLEU* | 437,00 €                                                                            | 461,04 €  |           |
| 55339                                                                                 | <input type="checkbox"/> | EXTENSIONS DOSSIER LATERALES CAPITONNEES FLAMINGO T4 BLEU* | 437,00 €                                                                            | 461,04 €  |           |
| INSERT / REVETEMENT                                                                   |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|  |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       | Désignation              |                                                            | PRIX HT                                                                             | PRIX TTC* |           |
| 55330                                                                                 | <input type="checkbox"/> | INSERT POUR FLAMINGO BLEU T.1*                             | 91,00 €                                                                             | 96,01 €   |           |
| 55331                                                                                 | <input type="checkbox"/> | INSERT POUR FLAMINGO BLEU T.2*                             | 91,00 €                                                                             | 96,01 €   |           |
| 55332                                                                                 | <input type="checkbox"/> | INSERT POUR FLAMINGO BLEU T.3*                             | 91,00 €                                                                             | 96,01 €   |           |
| 55333                                                                                 | <input type="checkbox"/> | INSERT POUR FLAMINGO BLEU T.4*                             | 91,00 €                                                                             | 96,01 €   |           |
| TABLETTE                                                                              |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|  |                          |                                                            |                                                                                     |           |           |
|                                                                                       | Désignation              |                                                            | Montant LPPR                                                                        | PRIX HT   | PRIX TTC* |
| 55341                                                                                 | <input type="checkbox"/> | TABLETTE REPOSE-BRAS FLAMINGO 1 BLEU*                      | (e) 60,31€                                                                          | 493,00 €  | 520,12 €  |
| 55342                                                                                 | <input type="checkbox"/> | TABLETTE REPOSE-BRAS FLAMINGO 2 BLEU*                      | (e) 60,31€                                                                          | 493,00 €  | 520,12 €  |
| 55343                                                                                 | <input type="checkbox"/> | TABLETTE REPOSE-BRAS FLAMINGO 3 BLEU*                      | (e) 60,31€                                                                          | 493,00 €  | 520,12 €  |
| 55344                                                                                 | <input type="checkbox"/> | TABLETTE REPOSE-BRAS FLAMINGO 4 BLEU*                      | (e) 60,31€                                                                          | 493,00 €  | 520,12 €  |

| HARNAIS VESTE / HARNAIS GILETS CROISES / CEINTURES FLAMINGO |                          |                                                    |                                                          |  |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Harnais veste filet                                         |                          |                                                    | Dimensions en CM                                         |  | PRIX HT  | PRIX TTC* |                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| 05529                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS VESTE FILET T.1*                           | A : 6 / B : 6,5 / C : 18 / D : 13 / E : 34 CM            |  | 303,00 € | 319,67 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05539                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS VESTE FILET T.2*                           | A : 6,5 / B : 9 / C : 24 / D : 14,5 / E : 40 CM          |  | 298,00 € | 314,39 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05549                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS VESTE FILET T.3*                           | A : 7 / B : 12 / C : 28 / D : 15 / E : 46 CM             |  | 298,00 € | 314,39 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05554                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS VESTE FILET T.4*                           | A : 7 / B : 17 / C : 35 / D : 19 / E : 49 CM             |  | 298,00 € | 314,39 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Harnais gilet filet                                         |                          |                                                    | Distance S-P<br>(épaule-épine iliaque antéro-supérieure) |  | PRIX HT  | PRIX TTC* | <br>                                                                                        |                                                                                       |
| 05524                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS GILET CROISE FILET T.0*                    | S-P : 20-31,5 CM                                         |  | 262,00 € | 276,41 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05525                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS GILET CROISE FILET T.1*                    | S-P : 26-34,5 CM                                         |  | 262,00 € | 276,41 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05526                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS GILET CROISE FILET T.2*                    | S-P : 34,5-45 CM                                         |  | 262,00 € | 276,41 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05527                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS GILET CROISE FILET T.3*                    | S-P : 45-53 CM                                           |  | 262,00 € | 276,41 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05528                                                       | <input type="checkbox"/> | HARNAIS GILET CROISE FILET T.4*                    | S-P : 53-62 CM                                           |  | 262,00 € | 276,41 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Ceinture 2 points                                           |                          |                                                    | LONGUEUR                                                 |  | PRIX HT  | PRIX TTC* |                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| 90634                                                       | <input type="checkbox"/> | CEINTURE 2 POINTS NEOPRENE T.1*                    | L : 25,5 - 35,5 CM                                       |  | 147,00 € | 155,09 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 93633                                                       | <input type="checkbox"/> | CEINTURE 2 POINTS NEOPRENE T.2*                    | L : 30,5 - 40,5 CM                                       |  | 147,00 € | 155,09 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 90632                                                       | <input type="checkbox"/> | CEINTURE 2 POINTS NEOPRENE T.3*                    | L : 43,2 - 53 CM                                         |  | 147,00 € | 155,09 €  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| FIXATION WC                                                 |                          |                                                    |                                                          |  |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                             |                          | Désignation                                        |                                                          |  |          |           | PRIX HT                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIX TTC*                                                                             |
| 05505                                                       | <input type="checkbox"/> | KIT FIXATION CUVETTE WC FLAMINGO T.1*              |                                                          |  |          |           | 474,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,07 €                                                                              |
| 05506                                                       | <input type="checkbox"/> | KIT FIXATION CUVETTE WC FLAMINGO T.2*              |                                                          |  |          |           | 474,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,07 €                                                                              |
| 05507                                                       | <input type="checkbox"/> | KIT FIXATION CUVETTE WC FLAMINGO T.3*              |                                                          |  |          |           | 474,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,07 €                                                                              |
| 05508                                                       | <input type="checkbox"/> | KIT FIXATION CUVETTE WC FLAMINGO T.4*              |                                                          |  |          |           | 474,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,07 €                                                                              |
| POT FLAMINGO                                                |                          |                                                    |                                                          |  |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                             |                          | Désignation                                        |                                                          |  |          |           | PRIX HT                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIX TTC*                                                                             |
| 05510                                                       | <input type="checkbox"/> | POT FLAMINGO 1 + RAIL*                             |                                                          |  |          |           | 147,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,09 €                                                                              |
| 05511                                                       | <input type="checkbox"/> | POT FLAMINGO 2 + RAIL*                             |                                                          |  |          |           | 147,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,09 €                                                                              |
| 05512                                                       | <input type="checkbox"/> | POT FLAMINGO 3 + RAIL*                             |                                                          |  |          |           | 147,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,09 €                                                                              |
| 05513                                                       | <input type="checkbox"/> | POT FLAMINGO 4 + RAIL*                             |                                                          |  |          |           | 147,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 155,09 €                                                                              |
| JUPETTE FLAMINGO                                            |                          |                                                    |                                                          |  |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                             |                          | Désignation                                        |                                                          |  |          |           | PRIX HT                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIX TTC*                                                                             |
| 55623                                                       | <input type="checkbox"/> | JUPETTE + RAIL FLAMINGO 1*                         |                                                          |  |          |           | 139,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 146,65 €                                                                              |
| 55622                                                       | <input type="checkbox"/> | JUPETTE + RAIL FLAMINGO 2*                         |                                                          |  |          |           | 139,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 146,65 €                                                                              |
| 55621                                                       | <input type="checkbox"/> | JUPETTE + RAIL FLAMINGO 3*                         |                                                          |  |          |           | 139,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 146,65 €                                                                              |
| 55620                                                       | <input type="checkbox"/> | JUPETTE + RAIL FLAMINGO 4*                         |                                                          |  |          |           | 163,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 171,97 €                                                                              |
| AUTRES ACCESSOIRES DIVERS                                   |                          |                                                    |                                                          |  |          |           |    |                                                                                       |
|                                                             |                          | Désignation                                        |                                                          |  |          |           | PRIX HT                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIX TTC*                                                                             |
| 05562                                                       | <input type="checkbox"/> | (880155) KIT DE RENFORT DE DOSSIER FLAMINGO T.3/4* |                                                          |  |          |           | 226,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 238,43 €                                                                              |
|                                                             |                          | (En standard sur le Flamingo T.3 et T.4)           |                                                          |  |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 05502                                                       | <input type="checkbox"/> | SUPPORT DE MOLLET FLAMINGO*                        |                                                          |  |          |           | 67,00 €                                                                                                                                                                                                                                                           | 70,69 €                                                                               |
| 05509                                                       | <input type="checkbox"/> | PIEDS-VENTOUSE POUR FLAMINGO*                      |                                                          |  |          |           | 301,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 317,56 €                                                                              |
| 05519                                                       | <input type="checkbox"/> | POIGNEE DE POUSSEE FLAMINGO/SWAN*                  |                                                          |  |          |           | 182,00 €                                                                                                                                                                                                                                                          | 192,01 €                                                                              |

\*TVA 5,5%



Avenue Champlevert - Z.I du Recou – 69520 GRIGNY SUR RHÔNE – France – Tél. +33 (0)4 72 24 08 99 – Télécopie +33 (0)4 72 24 25 36  
cree@cree.fr - <http://www.cree.fr>