

PLANETE

"CHARIOT PLAT"

- Longueur, largeur et hauteur sol/plateau sur mesure
- Châssis renforcé pour utilisateur > 100 kg
- Matelas confort amovible ou incorporé
- Rambardes
- Tablette
- Tête relevable à 30°
- Sangles de maintien

TRANSPORTS
SÉCURISÉS


TRANSPORTS ET
TRANSFERTS EN
POSITION
ALLONGÉE

2 POSITIONS :

- VENTRALE
- DORSALE

AUTONOMIE
DES
PERSONNES

CONFORT
GARANTI



CHARIOT PLAT

PLANETE

Utilisateur 110 kg maxi en standard
Version renforcée : utilisateur jusqu'à 150 kg
Roues motrices fixes 600x32 à pneus
Roues pivotantes 200x28 à bandages


PLANETE STANDARD

Longueur utile 160 ou 180 cm - Largeur utile 45 cm
Hauteur sol/Plateau 73 cm



TVA 20%

Référence	Désignation	COMMANDE
Forfait Transport pour 1 Table 80 € HT		
PLANETE		
PLAF	Longueur / Largeur utiles ☐ 160/45 ☐ 180/45	
DIMENSIONS SPECIALES		
WLARHS	Largeur hors standard : cm	☐
WLONHS	Longueur hors standard : cm	☐
WHSPSP	Hauteur sol/Plateau hors standard : cm	☐
WPLAREN	Châssis renforcé pour utilisateur 150 kg maxi	
WPLA2RF320	Châssis avec 2 roues AR Fixes de 320	☐
TEXTILE Coloris au choix :		
☐ Vinyle Noir	☐ Vinyle Chocolat	
☐ Vinyle Bleu Marine	☐ Vinyle Fauve	
☐ Vinyle Vieux Rose	☐ Vinyle Emeraude	
☐ Vinyle Bleu Clair	☐ Vinyle Rouge	
☐ Vinyle Gris	☐ Vinyle Aubergine	
2BTRASPE	Traitement spécial anti-corrosion renforcé	☐
EPOXY Coloris au choix dans le nuancier LCD Concept : RAL		

Référence	Désignation		COMMANDE
REEMPLACEMENT (supplément pour le fauteuil)			
YR228PN	Roues de 200x28 à pneus	☐	
YR228PI	Roues de 200x28 à chambres increvables	☐	
YR632PI	Roues de 600x32 à chambres increvables	☐	
YR632B	Roues de 600x32 à bandages	☐	
YR632DR	Roues de 600x32 à Démontage Rapide	☐	
YR632BAT	Roues de 600x32 à bâtons (utilisateur 90 kg maxi)	☐	
ADJONCTIONS & OPTIONS			
WPOIBAP	Barre à pousser	☐	
YCEISECAUT	Ceinture de sécurité boucle auto (longueur 1.34m)	☐	
YFLAS6001	Flasques protège-rayons transparents, la paire	☐	
YFLASPERS	Flasques protège-rayons personnalisés, la paire	☐	
YFREIN+LG	Freins rallongés, la paire	☐	
	Matelas confort 4 cm		
	☐ Amovible ☐ Incorporé		
WMAT1	Matelas - PLANETE Standard	☐	
WMAT2	Matelas - PLANETE Spéciale	☐	
WRAMPF	Rambardes sur Planète Fixe Standard, la paire Amovibles par ressort bille	☐	
			
WRRABPF	Rabattables	☐	
			
WRESCPF	Escamotables	☐	
			
WSANKIN	Sangle confort " longueur : cm	☐	
			
WTABPF	Tablette de service	☐	
			
WTETPF	Tétière relevable à 30°	☐	

NUANCIERS

(coloris non contractuels)



LES TUBES EPOXY



Jaune
1028



Rouge
3020



Rose
4010



Violine
4004



Bleu Marine
5011



Bleu Clair
5012



Bleu
Outremer
5002



Vert Clair
6018



Vert Mousse
6005



Noir
9005



Blanc
9010



Gris
Anthracite
7016



Gris
Aluminium
9006

LES TEXTILES



Vinyle Noir



Vinyle
Bleu Marine




Vinyle
Bleu Clair



Vinyle
Gris



Vinyle
Chocolat




Vinyle
Fauve



Vinyle
Emeraude



Vinyle
Aubergine



Vinyle Vieux
Rose



Vinyle
Rouge