



Tonicpouss



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICPOUSS est un système tractable adaptable sur n'importe quel cycle à l'aide d'un étrier se fixant sur la tige de selle. Il est équipé en série des accessoires de sécurité permettant un bon maintien de l'utilisateur : appui dos avec réglage antéropostérieur et dossier enveloppante, paire de sabots réglables en largeur en matériau thermoformé avec sangles, roue libre et panier arrière, attache rotule avec chaîne de sécurité, roues rayonnées.

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: _____

BASE

		PP HT	PP TTC
☐	TONICPOUSS PLISANT T1 JAUNE	TCS1021	2 050,24 € 2 163,00 €
☐	TONICPOUSS PLISANT T2 JAUNE	TCS2022	2 050,24 € 2 163,00 €
☐	TONICPOUSS PLISANT T3 JAUNE	TCS3023	2 050,24 € 2 163,00 €
☐	TONICPOUSS PLISANT T4 JAUNE	TCS4024	2 105,97 € 2 221,80 €

ACCESSOIRES

		PP TTC
☐	Frein à disque, moyeu 3 vit. indexées, roue libre intégré	TAS0091 281 €
☐	Supplément pour double appui dos Taille 1-2	TAT0044 124 €
☐	Supplément pour double appui dos Taille 3-4	TAT0045 124 €

DIMENSIONS (cm)

	de 41 à 48	de 48 à 60	de 60 à 73	73 et plus
Hauteur d'entrejambe				
Référence TONICPOUSS	T1	T2	T3	T4
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	90
Poids (kg)	16	17	20	22