

TRICYCLES 2202 - Standard





<p>Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2202 sauront plaire au plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance. Les cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chute et rendre l'enjambement plus naturel.</p> <p>Guidon réglable en hauteur et en inclinaison Selle ajustable en hauteur Frein V-brake avec position parking Pignon fixe pour plus de sécurité Panier arrière sans supplément, Garde-boue de série et klaxon Différentes configurations disponibles Poids utilisateur max: de 40kg Garantie 2 ans hors pièces d'usure Tricycles orthopédiques pour enfants</p>	<p>Modèle Aqua</p>  <p>Modèle Safari</p> 	<p>Date et cachet de la société :</p>
<p>Prescription Médicale : Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire</p> <p>Qui peut prescrire ? Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</p>	<p>Agence de Phalempin : Tel : 03.28.55.07.98 Fax : 03.20.90.28.89</p> <p>Agence de Cournon : Tel : 04.73.60.82.40 Fax : 04.73.77.95.94</p>	

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	

A partir de 2 ans.
Distance sel-selle 50-64 cm
Distance selle-pédale 39-52 cm

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Pour Rappel : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT				1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
Pour Rappel: Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1				94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 <i>En cas de renouvellement à l'achat</i>				47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON				47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
Pour Rappel: Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 <i>sans PLV</i>				246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737


















☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

CHÂSSIS							
Type							
	Cycle à roues multiples pourvu d'un selle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Châssis fixe	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière <i>(Tous les modèles)</i>	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Klaxon	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
MODE DE PROPULSION							
Type							
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Pignon							
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon <i>(à droite)</i>	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
GUIDON							
S1	Guidon classique	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	



Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
---	--	--	--	----------------	-----------------	----------	--------------------

DOSSIER							
Système de maintien du tronc							
Cales-hanches							
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux							
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux + Cale-hanches							
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
ASSISE							
Selle							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	 selle standard  E18  P4S
E18	Selle type "banane" (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Tige pour fixation selle							
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur(hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 F2  F1  F3S  F4S
PÉDALES							
Pédales							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Pédales à fixations velcro							
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro							
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
ACCESSOIRES							
Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	39,88 €	42,07 €	-		

E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	



PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier

Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)

Sangle thoracique

00.01	Sangle multi-usage	neoflex			
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €	
00.02	Extension sangle multi-usage	neoflex			
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	
20.01	Harnais large	neoflex			
2997879	o X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997880	o Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997881	o Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997882	o Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
2997883	o X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	
20.02	Harnais large avec zip	neoflex			
2997842	o X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997843	o Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997844	o Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997845	o Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
2997846	o X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	
20.03	Harnais étroit	neoflex			
2997874	o X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997875	o Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997876	o Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997877	o Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
2997878	o X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	
20.04	Harnais étroit avec zip	neoflex			
2997859	o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997860	o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997861	o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997862	o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	
2997863	o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

9961008

9961008

9961008


9961008

9961008


9961008




00.01




20.01



20.02





20.03



20.04

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Dispositifs de positionnement de l'épaule					
Harnais épaule					
20.05	Harnais d'épaule	neoflex			




2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	 20.05
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	 20.06
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeiren.fr


MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

PAP des membres inférieurs						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	4510005	 40.02									
40.02	Maintien de cheville	neoflex															
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
		<table><tr><th></th><th>A</th></tr><tr><td>XS</td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>					A	XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm
	A																
XS	14 cm - 17 cm																
S	17 cm - 20 cm																
M	19 cm - 23 cm																
L	22 cm - 29 cm																
XL	28 cm - 33 cm																

SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B					neoflex	Forfait A et Forfait B	4510005/ 4510004	<div><div> image 1</div><div> image 2</div><div> image 3</div><div> image 4</div></div>
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €				
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €				
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)							
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €				

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT

Prix public TTC

PLV* TTC

Code Remboursement

RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			

TOTAL :					
---------	--	--	--	--	--

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - distance totale, jambe tendue, du gîte de l'aine jusqu'au talon. Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures talon à talon indiquées.

Modèle	2202	2215	2217	2219
Distance talon à talon	50 à 54 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
Distance aile pédale	38 à 52 cm	48 à 62 cm	59 à 73 cm	64 à 88 cm
Hauteur du guidon	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm
Modèles	AQUA - TARRA	HAPPY - SPORTY	REEDON - 8 Trips	LAGOON - VENTURE 8 Trips

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse? Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe

Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre

Vous pouvez pédaler en avant uniquement.