

TRICYCLES 2202 - Configuré



Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2202 seront plaire aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.
Les cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
Selle ajustable en hauteur
Frein V-brake avec position parking
Pigeon fixe de série pour plus de sécurité
Panier arrière sans supplément, Garde-boue de série et klaxon sans supplément
Nombreuses options disponibles
Poids utilisateur max: de 40kg
Garantie 2 ans hors pièces d'usure
Tricycles orthopédiques pour enfants



Modèle Aqua



Modèle Safari

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC

Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

***Prix limite de vente**

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	

A partir de 2 ans.
Distance sol-selle 50-64 cm
Distance selle-pédale 39-52 cm

POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC

ACHAT		1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison					
FORFAIT MAD1 niveau 1 -		94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat		47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON		47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5					
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV		246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

CHÂSSIS

Type						
	Cycle à roues multiples pourvu d'un selle (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Châssis fixe (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
	Klaxon	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
Eclairage						
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	



Klaxon




Eclairage avant & arrière

MODE DE PROPULSION


Type						
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
Roues						
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
Pignon						
Pignon Fixe						
06	Pignon fixe	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
Système de freinage standard						
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC
						Code Remboursement




GUIDON						
S1	Guidon classique	S	<input type="radio"/>	-	-	
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
S4	Poignée rectangulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
S6	Potence longue de guidon (30 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
D1	Butée directionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Sangles de maintien						
E9	Sangles de maintien des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E10S	Support de maintien des mains avec sangles	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11S	Manchons - S	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11M	Manchons - M	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11L	Manchons - L	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
DOSSIER						
Système de maintien du tronc						
Cales-hanches						
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux						
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux + Cale-hanches						
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
ASSISE						
Selle						
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E18	Selle type "banane" (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Tige pour fixation selle						
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur(hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Pédales						
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	




S1




S2




S6




D1



S4




E9




E10


largeur x longueur
S = 60 x 130 mm
M = 90 x 150 mm
L = 120 x 170 mm




E11

largeur x longueur
S = 40 x 80 mm
M = 50 x 90 mm
L = 60 x 90 mm







P1S




P2S




P3S




Selle standard




E18



P4S






F1




F2

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Pédales à fixations velcro				

F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
						
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro						
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-
						



F3S



F4S



F4S

ACCESSOIRES (Livrés séparément)								
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	39,88 €	42,07 €	-	-		
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	-		
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	-		
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-		
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-		



E1S



E7






E8L / E8R

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier							
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)							
Sangle thoracique							
00.01	Sangle multi-usage 						
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
00.02	Extension sangle multi-usage 						
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			


Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC







9961008

9961008


00.01




Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
20.01	Harnais large 					

2997879		o X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	9961008		20.01
2997880		o Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997881		o Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997882		o Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997883		o X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
20.02	Harnais large avec zip neoflex					9961008		20.02
2997842		o X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997843		o Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997844		o Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997845		o Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
2997846		o X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €			
20.03	Harnais étroit neoflex					9961008		20.03
2997874		o X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997875		o Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997876		o Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997877		o Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
2997878		o X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €			
20.04	Harnais étroit avec zip neoflex					9961008		20.04
2997859		o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997860		o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997861		o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997862		o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
2997863		o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €			
Dispositifs de positionnement de l'épaule						9961008		20.05
Harnais épaule								
20.05	Harnais d'épaule neoflex							
2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €			
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip neoflex					9961008		20.06
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €			

Forfait A
Concernes toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC










Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeiren.fr

Forfait A
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeiren.fr

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement													
PAP des membres inférieurs						Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	4510005	 40.02												
40.02	Maintenance de cheville neoflex																			
2998385		<input type="radio"/> X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €															
2998386		<input type="radio"/> Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €															
2998387		<input type="radio"/> Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €															
2998388		<input type="radio"/> Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €															
2998389		<input type="radio"/> X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €															
<table><tr><th></th><th>A</th></tr><tr><td>XS</td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>					A				XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm		
	A																			
XS	14 cm - 17 cm																			
S	17 cm - 20 cm																			
M	19 cm - 23 cm																			
L	22 cm - 29 cm																			
XL	28 cm - 33 cm																			
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B neoflex						Forfait A et Forfait B	4510005/ 4510004	 image 1  image 2  image 3  image 4												
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)			<input type="checkbox"/>	15,00 €				15,83 €											
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)			<input type="checkbox"/>	23,00 €				24,27 €											
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)			<input type="checkbox"/>	19,00 €				20,05 €											
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)																			
1920918		Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															
1920919		Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															
1920920		Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															
1920921		Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															
1920922		Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															
1920923		Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €															

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-

8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
TOTAL :						

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du pli de l'aîne jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 59 à 52 cm	48 à 45 cm	59 à 70 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles
AQUA - SAFARI

à partir de 5 ans

Modèles
HAPPY - SPORTY

à partir de 14 ans

Modèles
FREEDOM
8 tricycle

adultes

Modèles
LAGOON - VINTAGE
8 tricycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille



Il vous intéresse?
Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant uniquement.

Le prix des accessoires indiqué sur cette fiche ne correspond pas au prix facturé lorsqu'ils sont envoyés en tant que pièces détachées.

15/11/2025
6/6