

## TRICYCLES 2215 - Configuré





<p>Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2215 seront plaire aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.</p> <p>Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.</p> <p>Guidon réglable en hauteur et en inclinaison</p> <p>Selle ajustable en hauteur</p> <p>Frein V-brake avec position parking</p> <p>Pigeon fixe de série pour plus de sécurité</p> <p>Panier arrière</p> <p>Garde-boue de série, klaxon sans supplément</p> <p>Nombreuses options disponibles et 2 modèles au choix</p> <p>Poids utilisateur max: de 60kg</p> <p><b>Garantie 2 ans hors pièces d'usure</b></p> <p>Tricycles orthopédiques pour enfants</p>	<div><p>Modèle Happy</p></div> <div><p>Modèle Sporty</p></div>	<p><u>Date et cachet de la société :</u></p>
<p><b><u>Prescription Médicale :</u></b></p> <p>Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire</p> <p><b><u>Qui peut prescrire ?</u></b></p> <p><i>Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</i></p>	<p><i>Agence de Phalempin</i></p> <p><i>Tel : 03.28.55.07.98</i></p> <p><i>Fax: 03.20.90.28.89</i></p>	<p><i>Agence de Cournon</i></p> <p><i>Tel : 04.73.60.82.40</i></p> <p><i>Fax: 04.73.77.95.94</i></p>

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.




S = Exécution standard

O = Option sans supplément de prix



Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	A partir de 8 ans. Distance sol-selle 61-76 cm Distance selle-pédale 48-65 cm 60kg
2215	HAPPY rose et blanc. 2215 HA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €		
	SPORTY noir et rouge. 2215 SP		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €		


Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC</b>					
ACHAT		1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
<b>POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison</b>					
FORFAIT MAD1 niveau 1		94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat		47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON		47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
<b>POUR RAPPEL : Forfait SAV5</b>					
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV		246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737





Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public TTC	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
CHÂSSIS						
Type						
	Cycle à roues multiples pourvu d'un selle <i>(Tous les modèles)</i>	S	<input type="radio"/>	-	-	 Klaxon
	Châssis fixe <i>(Tous les modèles)</i>	S	<input type="radio"/>	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière <i>(Tous les modèles)</i>	S	<input type="radio"/>	-	-	
	Klaxon	S	<input type="radio"/>	-	-	
Eclairage						
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	 Eclairage avant & arrière
MODE DE PROPULSION						
Type						
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="radio"/>	-	-	
Roues						
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="radio"/>	-	-	


Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public TTC	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
---	--	-----------------	-----------------	----------	--------------------


Pignon						
Pignon Fixe						
06	Pignon fixe	S	<input type="radio"/>	-	-	
Pignon Libre (Avec option 3 ou 7 vitesses)						
03	Pignon libre + option 3 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Système de freinage standard						
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Frein supplémentaire						
02	Frein Torpedo ( frein à rétro-pédalage) uniquement avec pignon libre, pédalage vers l'avant uniquement	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
GUIDON						
S1	Guidon classique	S	<input type="radio"/>	-	-	
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
S4	Poignée rectangulaire	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
S6	Potence longue de guidon (30 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
D1	Butée directionnelle	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Sangles de maintien						
E9	Sangles de maintien des mains	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E10S	Support de maintien des mains avec sangles	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11S	Manchons - S	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11M	Manchons - M	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
E11L	Manchons - L	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
DOSSIER						
Système de maintien du tronc						
Cales-hanches						
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
						
Supports dorsaux						
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
						































largeur x longueur  
S = 60 x 130 mm  
M = 90 x 150 mm  
L = 120 x 170 mm



largeur x longueur  
S = 40 x 80 mm  
M = 50 x 90 mm



Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public TTC	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Supports dorsaux + Cale-hanches				

P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
ASSISE								
Selle								
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
E18	Selle type "banane" (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		Selle standard	E18
Tige pour fixation selle								
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur (hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			P4S
PÉDALES								
Pédales								
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
F5	Pédales ajustables en longueur - 2 positions	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Pédales à fixations velcro								
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro								
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille S - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
ACCESSOIRES (Livrés séparément)								
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>		39,88 €	42,07 €	-		E1S
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>		68,61 €	72,38 €	-		E3
E3	Compteur Kilométrique	<input type="checkbox"/>		90,94 €	95,94 €	-		E7
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>		23,94 €	25,26 €	-		E8L / E8R
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>		71,80 €	75,75 €	-		
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>		71,80 €	75,75 €	-		
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	<input type="checkbox"/>		255,23 €	269,27 €	-		E13

**PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)**  
Rappel : prise en charge Achat ou LLD

# MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,  
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC**  
*Cumulable avec le forfait B membres inférieurs*

PAP du Dossier


\*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
<b>Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)</b>							
<b>Sangle thoracique</b>							
00.01	Sangle multi-usage <b>neoflex</b>						
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		95,00 €	100,23 €		
00.02	Extension sangle multi-usage <b>neoflex</b>						
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>		65 €	68,58 €		
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		65 €	68,58 €		
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>		65 €	68,58 €		
20.01	Harnais large <b>neoflex</b>						
2997879	o X-Small	<input type="checkbox"/>		185,00 €	195,18 €		
2997880	o Small	<input type="checkbox"/>		185,00 €	195,18 €		
2997881	o Medium	<input type="checkbox"/>		185,00 €	195,18 €		
2997882	o Large	<input type="checkbox"/>		185,00 €	195,18 €		
2997883	o X-Large	<input type="checkbox"/>		185,00 €	195,18 €		
20.02	Harnais large avec zip <b>neoflex</b>						
2997842	o X-Small	<input type="checkbox"/>		199,00 €	209,95 €		
2997843	o Small	<input type="checkbox"/>		199,00 €	209,95 €		
2997844	o Medium	<input type="checkbox"/>		199,00 €	209,95 €		
2997845	o Large	<input type="checkbox"/>		199,00 €	209,95 €		
2997846	o X-Large	<input type="checkbox"/>		199,00 €	209,95 €		
20.03	Harnais étroit <b>neoflex</b>						
2997874	o X-Small	<input type="checkbox"/>		179,00 €	188,85 €		
2997875	o Small	<input type="checkbox"/>		179,00 €	188,85 €		
2997876	o Medium	<input type="checkbox"/>		179,00 €	188,85 €		
2997877	o Large	<input type="checkbox"/>		179,00 €	188,85 €		
2997878	o X-Large	<input type="checkbox"/>		179,00 €	188,85 €		


**Forfait A**  
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
**Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**




00.01



20.01









20.02



20.03

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
20.04	Harnais étroit avec zip <b>neoflex</b>						

2997859		o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	9961008		20.04	
2997860		o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997861		o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997862		o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997863		o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
Dispositifs de positionnement de l'épaule						Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008		20.05
Harnais épaule									
20.05	Harnais d'épaule		neoflex						
2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
Harnais d'épaule avec fermeture clip									
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip		neoflex						
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				

9961008		20.04
9961008		20.05
9961008		20.06
9961008		

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)


**Forfait A**  
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
**Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

#### MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire, conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV**  
*Cumulable avec le forfait A membres supérieurs*

PAP des membres inférieurs																			
40.02	Maintien de cheville	neoflex																	
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €	<div>Forfait B</div> <div>Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :</div> <div>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>													
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
		<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>XS</td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>			A	XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm				
	A																		
XS	14 cm - 17 cm																		
S	17 cm - 20 cm																		
M	19 cm - 23 cm																		
L	22 cm - 29 cm																		
XL	28 cm - 33 cm																		



40.02

4510005

**Forfait B**  
Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
**Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B			neoflex			
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €		


1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €	Forfait A et/ou Forfait B	4510005/ 4510004	   
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)							
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			

## Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



Rampes pliantes 692 avec housse de rangement

longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Quickramp

Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES						
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-
KITS RAMPES						
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produits - Accessoires)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
TOTAL :						

## Commentaires :

### Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur inside intérieure de la pédale (S) : distance entre, jante avant, du côté de l'axe jusqu'au centre. Il faut ensuite comparer ce chiffre avec les mesures des roues et du cadre ci-dessous.

Modèle	2203	2215	2217	2219
Distance entre jantes	50 à 54 cm	47 à 50 cm	52 à 56 cm	47 à 50 cm
Distance entre pédales	29 à 32 cm	48 à 49 cm	29 à 30 cm	54 à 58 cm
À partir de 15 cm	à partir de 15 cm	à partir de 15 cm	à partir de 15 cm	à partir de 15 cm
Modèles	Modèle 2203, 2204	Modèle 2215, 2216	Modèle 2217, 2218	Modèle 2219, 2220

Outil d'aide pour trouver le tricycle de son taille

Si vous hésitez? Contactez votre service commercial

### Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un **pignon fixe** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire du pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un **pignon libre** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire du pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe

Vous pouvez pédaler en avant ET en arrière.

Pignon libre

Vous pouvez pédaler en avant uniquement.