



## TRICYCLES 2215 - Standard





<p>Compagnon idéal pour les petits, les tricycles 2215 seront plaire aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.</p> <p>Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.</p> <p>Guidon réglable en hauteur et en inclinaison Selle ajustable en hauteur Frein V-brake avec position parking Pigeon fixe de série pour plus de sécurité Panier arrière Garde-boue de série, klaxon sans supplément Nombreuses options disponibles et 2 modèles au choix Poids utilisateur max: de 60kg <b>Garantie 2 ans hors pièces d'usure</b> Tricycles orthopédiques pour enfants</p>	<div>  <p>Modèle Happy</p> </div> <div>  <p>Modèle Sporty</p> </div>	<p>Date et cachet de la société :</p>
<p><b>Prescription Médicale :</b></p> <p>Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire + Support O2 si nécessaire</p> <p><b>Qui peut prescrire ?</b></p> <p>Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</p>	<p><b>Agence de Phalempin</b> Tel : 03.28.55.07.98 Fax: 03.20.90.28.89</p> <p><b>Agence de Cournon</b> Tel : 04.73.60.82.40 Fax: 04.73.77.95.94</p>	

\*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	A partir de 8 ans. Distance sol-selle 61-76 cm Distance selle-pédale 48-65 cm 60kg
2215	HAPPY rose et blanc. 2215 HA		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €		
	SPORTY noir et rouge. 2215 SP		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €		

A partir de 8 ans.  
Distance sol-selle 61-76 cm  
Distance selle-pédale 48-65 cm  
60kg

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC						
ACHAT			1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison						
FORFAIT MAD1 niveau 1			94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat			47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON			47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5						
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV			246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737
















☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix



Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS						
Type						
Cycle à roues multiples pourvu d'un selle (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Châssis fixe (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Klaxon	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Eclairage						
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	
MODE DE PROPULSION						
Type						
Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Roues						
Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	



\*Prix limite de vente

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement	
<b>Pignon</b>							
<b>Pignon Fixe</b>							
06	Pignon fixe	S	<input type="radio"/>	-	-		
<b>Système de freinage standard</b>							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	<input type="radio"/>	-	-		
<b>GUIDON</b>							
S1	Guidon classique	S	<input type="radio"/>	-	-		
S2	Guidon plat	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
<b>DOSSIER</b>							
<b>Système de maintien du tronc</b>							
<b>Cales-hanches</b>							
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>Supports dorsaux</b>							
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>Supports dorsaux + Cale-hanches</b>							
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
<b>ASSISE</b>							
<b>Selle</b>							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	S	<input type="radio"/>	-	-		
E18	Selle type "banane" (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
<b>Tige pour fixation selle</b>							
P4S	Tige de selle Ajustable S en antéropostérieur (hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
<b>PÉDALES</b>							
<b>Pédales</b>							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
<b>Pédales à fixations velcro</b>							
F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		
							

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro				

F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro <b>Taille S - Gauche</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	 F4S
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro <b>Taille S - Droit</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
							

ACCESSOIRES (Livrés séparément)							
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>	39,88 €	42,07 €	-	-	
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-	-	
E3	Compteur Kilométrique	<input type="checkbox"/>	90,94 €	95,94 €	-	-	
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-	-	
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-	
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-	-	
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	<input type="checkbox"/>	255,23 €	269,27 €	-	-	


PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)

Rappel : prise en charge Achat ou LLD


MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,  
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC**  
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs


PAP du Dossier							
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)						<div>9961008</div> <div>Forfait A Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>	
Sangle thoracique							
00.01	Sangle multi-usage <div>neoflex</div>						
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €			
00.02	Extension sangle multi-usage <div>neoflex</div>						
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €			
20.01	Harnais large <div>neoflex</div>						
2997879	o X-Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997880	o Small	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997881	o Medium	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997882	o Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			
2997883	o X-Large	<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €			



00.01













00.02



20.01

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
20.02	Harnais large avec zip <b>neoflex</b>				

2997842		o X-Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	9961008			
2997843		o Small	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €				
2997844		o Medium	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €				
2997845		o Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €				
2997846		o X-Large	<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €				
20.03	Harnais étroit 						9961008		
2997874		o X-Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €				
2997875		o Small	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €				
2997876		o Medium	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €				
2997877		o Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €				
2997878		o X-Large	<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	<b>Forfait A</b> Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : <b>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</b>	9961008		
20.04	Harnais étroit avec zip 								
2997859		o X-Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997860		o Small	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997861		o Medium	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997862		o Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €				
2997863		o X-Large	<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	9961008			
Dispositifs de positionnement de l'épaule									
Harnais épaule									
20.05	Harnais d'épaule 								
2997892		o Small	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
2997893		o Medium	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	9961008			
2997894		o Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
2997895		o X-Large	<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €				
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip 						9961008		
2997899		o Small	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997901		o Medium	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997902		o Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				
2997903		o X-Large	<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €				






Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

**Forfait A**  
 Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :  
**Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC**

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur [www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)

## MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire,  
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps  
**Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV**  
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement										
PAP des membres inférieurs																	
40.02	Maintien de cheville	neoflex				<b>Forfait B</b> Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : <b>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</b>	 40.02										
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €												
			<table><tr><td></td><td><b>A</b></td></tr><tr><td><b>XS</b></td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td><b>S</b></td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td><b>M</b></td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td><b>L</b></td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td><b>XL</b></td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>						<b>A</b>	<b>XS</b>	14 cm - 17 cm	<b>S</b>	17 cm - 20 cm	<b>M</b>	19 cm - 23 cm	<b>L</b>	22 cm - 29 cm
	<b>A</b>																
<b>XS</b>	14 cm - 17 cm																
<b>S</b>	17 cm - 20 cm																
<b>M</b>	19 cm - 23 cm																
<b>L</b>	22 cm - 29 cm																
<b>XL</b>	28 cm - 33 cm																
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex ForfaitA et Forfait B neoflex																	
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)		<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €	<b>Forfait A et/ou Forfait B</b>	4510005/ 4510004	 image 1  image 2  image 3  image 4									
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)		<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €												
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)		<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)																
1920918		Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
1920919		Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
1920920		Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
1920921		Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
1920922		Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												
1920923		Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €												

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



RAMPES PLIABLES						
692	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-

<u>Sélectionner les options en cochant les cases SVP</u>			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
KITS RAMPES						
Kit N°1	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-

Kit N°2	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-
Kit N°3	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-
Kit N°4	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-
Kit N°5	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-
QUICKRAMPS						
Quick 10	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
Quick 12	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
Quick 14	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
Quick 16	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			

TOTAL :					
---------	--	--	--	--	--

Commentaires :

### Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du pli de l'aîne jusqu'au talon) Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.

2202

distance sol-selle

50 à 64 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

2215

distance selle-pédale

48 à 65 cm

à partir de 8 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY

2217

distance selle-pédale

59 à 78 cm

à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-tricycle

2219

distance selle-pédale

64 à 88 cm

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-tricycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse? Contactez votre service commercial

### Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

**Un pignon fixe** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

**Un pignon libre** est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe

Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre

Vous pouvez pédaler en avant uniquement.