

TRICYCLES 2217 - Configuré



Compagnon idéal pour les adolescents et les adultes, les tricycles 2217 seront plaisir aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.
Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.
Guidon réglable en hauteur et en inclinaison
Selle ajustable en hauteur
Frein V-brake avec position parking
Pigeon fixe ou libre pour plus de sécurité
Panier arrière ou avant
Garde-boue de série,
Nombreuses options disponibles et 2 versions au choix
Poids utilisateur max: de 125kg
Garantie 2 ans hors pièces d'usure
Tricycles orthopédiques pour adolescents et adultes



Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire

Qui peut prescrire ?

Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC

Agence de Phalempin :

Tel : 03.28.55.07.98

Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :

Tel : 04.73.60.82.40

Fax : 04.73.77.95.94

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2217	FREEDOM blanc et rouge. 2217 FRWR		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
	FREEDOM noir et vert. 2217 FRBG		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	

A partir de 14 ans.
Distance sol-selle 72-86 cm
Distance selle-pédale 59-78 cm
125kg

***Prix limite de vente**

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT				1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1				94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat				47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON				47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV				246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737



☒ = Exécution standard

☐ = Option sans supplément de prix

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
CHÂSSIS							
Type							
	Cycle à roues multiples pourvu d'un selle (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Châssis fixe (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
	Klaxon	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
MODE DE PROPULSION							
Type							
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="checkbox"/>	-	-	-	



Klaxon



Eclairage avant & arrière




Sélectionner les options en cochant les cases SVP

Prix public HT





















Prix public TTC

PLV* TTC



Code Remboursement

Pignon							 03
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	○	-	-		
Pignon Libre (Sans option de vitesse)							
01+B1	Pignon libre + frein à disque	□	○	-	-		
Pignon Libre (Avec option 3 ou 7 vitesses)							
03	Pignon libre + option 3 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	□	○	-	-		
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	○	-	-		
Frein supplémentaire							
B1	Frein à disque sur roue arrière	□	○	-	-		
02	Frein Torpedo (frein à rétro-pédalage) uniquement avec pignon libre, pédalage vers l'avant uniquement	□	○	-	-		
GUIDON							
S1	Guidon classique	S	○	-	-		
S2	Guidon plat	□	○	-	-		
S3	Guidon city (Standard sur le vintage)	□	○	-	-		
S4	Poignée rectangulaire	□	○	-	-		
S5	Potence de guidon réglable	□	○	-	-		
D1	Butée directionnelle	□	○	-	-		
NM	Commande à gauche	□	○	-	-		
Sangles de maintien							
E9	Sangles de maintien des mains	□	○	-	-		
E10M	Support de maintien des mains avec sangles	□	○	-	-		
E10L	Support de maintien des mains avec sangles	□	○	-	-		
E11S	Manchons - S	□	○	-	-		
E11M	Manchons - M	□	○	-	-		
E11L	Manchons - L	□	○	-	-		
DOSSIER							
Système de maintien du tronc							
Cales-hanches							
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	□	○	-	-		
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	□	○	-	-		
Supports dorsaux							
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)	□	○	-	-		

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
---	----------------	-----------------	----------	--------------------

P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux + Cale-hanches							
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
ASSISE							
Selle							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
E12	Selle confort	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
E18	Selle type "banane" (Incompatible avec P1, P2 et P3)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Tige pour fixation selle							
P4S	Tige de selle Ajustable S (hauteur + 5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
P4M	Tige de selle Ajustable M (hauteur +5cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
P5	Tige de selle avec amortisseur (incompatible avec P4)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
PÉDALES							
Pédales							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
F5	Pédales ajustables en longueur - 2 positions	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
F6	Stabilisateur de pédales en position horizontale	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
Pédales à fixations velcro							
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
							
F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
							

Sélectionner les options en cochant les cases SVP		Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro					
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-

F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	
						
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	144,74 €	-	
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	144,74 €	-	
						



ACCESSOIRES (Livrés séparément)						
NM	Commande à gauche	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	39,88 €	42,07 €	-
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	2217	<input type="checkbox"/>	68,61 €	72,38 €	-
E3	Compteur Kilométrique	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	90,94 €	95,94 €	-
E6	Porte canne	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	36,69 €	38,71 €	-
E7	Porte gourde	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	23,94 €	25,26 €	-
E8L	Rétroviseur à gauche	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-
E8R	Rétroviseur à droite	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	71,80 €	75,75 €	-
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	255,23 €	269,27 €	-
E14	Panier avant	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	53,29 €	56,22 €	-
E5	Top Case	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	261,61 €	276,00 €	-





PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)







Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A

Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier						<div>Forfait A</div> <div>Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :</div> <div>Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC</div>	<div>9961008</div>	<div></div> <div>00.01</div>
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)								
Sangle thoracique								
00.01	Sangle multi-usage <div>neoflex</div>							
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €				
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €				
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €				
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	95,00 €	100,23 €				

Sélectionner les options en cochant les cases SVP			Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
00.02	Extension sangle multi-usage neoflex					
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	9961008	
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)	<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €		

2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)		<input type="checkbox"/>	65 €	68,58 €	9961008	
20.01	Harnais large neoflex						
2997879	o X-Small		<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997880	o Small		<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997881	o Medium		<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997882	o Large		<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €		
2997883	o X-Large		<input type="checkbox"/>	185,00 €	195,18 €	9961008	
20.02	Harnais large avec zip neoflex						
2997842	o X-Small		<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997843	o Small		<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997844	o Medium		<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997845	o Large		<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €		
2997846	o X-Large		<input type="checkbox"/>	199,00 €	209,95 €	9961008	
20.03	Harnais étroit neoflex						
2997874	o X-Small		<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997875	o Small		<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997876	o Medium		<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997877	o Large		<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €		
2997878	o X-Large		<input type="checkbox"/>	179,00 €	188,85 €	9961008	
20.04	Harnais étroit avec zip neoflex						
2997859	o X-Small		<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997860	o Small		<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997861	o Medium		<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997862	o Large		<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €		
2997863	o X-Large		<input type="checkbox"/>	195,00 €	205,73 €	9961008	
Dispositifs de positionnement de l'épaule							
Harnais épaule							
20.05	Harnais d'épaule neoflex						
2997892	o Small		<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997893	o Medium		<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997894	o Large		<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €		
2997895	o X-Large		<input type="checkbox"/>	119 €	125,55 €	9961008	
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip neoflex						
2997899	o Small		<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997901	o Medium		<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997902	o Large		<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		
2997903	o X-Large		<input type="checkbox"/>	129 €	136,10 €		

Forfait A
Concerné toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeiren.fr

Forfait A
 Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs :
Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC


Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vermeren.fr

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire,
 conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

PAP des membres inférieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement											
40.02	Maintenance de the wedge neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	4510005											
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €													
<table><tr><td></td><td>A</td></tr><tr><td>XS</td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>					A			XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm	
	A																	
XS	14 cm - 17 cm																	
S	17 cm - 20 cm																	
M	19 cm - 23 cm																	
L	22 cm - 29 cm																	
XL	28 cm - 33 cm																	
SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex ForfaitA et Forfait B neoflex						Forfait A et/ou Forfait B	4510005/ 4510004											
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)		<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €													
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)		<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €													
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)		<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)																	
1920918		Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920919		Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920920		Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920921		Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920922		Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													
1920923		Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €													



40.02




image 1




image 2




image 3




image 4




40.02



Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES							
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	
KITS RAMPES							
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-	
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-	
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-	
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-	
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
QUICKRAMPS							
8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-	
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-	
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-	
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-	
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)							
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial				

Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veillez vous rapprocher du service commercial
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veillez vous rapprocher du service commercial

TOTAL :					
---------	--	--	--	--	--

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du pli de l'aîne jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



	2202	2215	2217	2219
distance sol-selle	50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale	39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

à partir de 8 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY

à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-bicycle

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-bicycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse? Contactez votre service commercial



Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant uniquement.