



TRICYCLES 2217 - Standard



<p>Compagnon idéal pour les adolescents et les adultes, les tricycles 2217 seront plaire aux plus grand nombre. Avec des looks attractifs et un design épuré, les tricycles allient confort et facilité de conduite en toute circonstance.</p> <p>Les Cadres sont conçus pour que son utilisateur puisse monter et descendre aisément et ainsi diminuer les risques de chutes et rendre l'enjambement plus naturel.</p> <p>Guidon réglable en hauteur et en indinaison</p> <p>Selle ajustable en hauteur</p> <p>Frein V-barck avec position parking</p> <p>Pigeon fixe ou libre pour plus de sécurité</p> <p>Panier arrière ou avant</p> <p>Garde-boue de série</p> <p>Nombruses options disponibles et 2 versions au choix</p> <p>Poids utilisateur max: de 125kg</p> <p>Garantie 2 ans hors pièces d'usure</p> <p>Tricycles orthopédiques pour adolescents et adultes</p>	<div>  <p>2217 Freedom Noir et Vert</p> </div> <div>  <p>2217 Freedom Blanc et Rouge</p> </div>	<p>Date et cachet de la société :</p>
<p>Prescription Médicale :</p> <p>Cycle modulaire à roues multiples CYC + PAP Forfait A membres supérieurs et/ou Forfait B membres inférieurs si nécessaire + Support O2 si nécessaire</p> <p><u>Qui peut prescrire ?</u></p> <p>Prescription par Médecin MPR, Médecin titulaire DU et Ergothérapeute dans une équipe pluridisciplinaire pour catégorie CYC</p>	<p>Agence de Phalempin : Tel : 03.28.55.07.98 Fax : 03.20.90.28.89</p> <p>Agence de Cournon : Tel : 04.73.60.82.40 Fax : 04.73.77.95.94</p>	

*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
2217	FREEDOM blanc et rouge. 2217 FRWR		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
	FREEDOM noir et vert. 2217 FRBG		<input type="checkbox"/>	1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	

A partir de 14 ans.
Distance sol-selle 72-86 cm
Distance selle-pédale 59-78 cm
125kg

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
POUR RAPPEL : Mode de prise en charge catégorie CYC							
ACHAT				1 591,92 €	1 679,48 €	1 679,48 €	
POUR RAPPEL : Forfait de mise à disposition + Forfait Livraison							
FORFAIT MAD1 niveau 1				94,79 €	100,00 €	100,00 €	4841966
FORFAIT MAD2 niveau 1 En cas de renouvellement à l'achat				47,39 €	50,00 €	50,00 €	4811876
LIVRAISON				47,39 €	50,00 €	50,00 €	1266390
POUR RAPPEL : Forfait SAV5							
Montant forfaitaire annuel SAV5 sans PLV				246,92 €	260,50 €	260,50 €	4800737

























CHÂSSIS				*Prix limite de vente			
Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
Type							
	Cycle à roues multiples pourvu d'un selle (Tous les modèles)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
	Châssis fixe (Tous les modèles)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
	Dispositif réfléchissant avant et arrière (Tous les modèles)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
	Klaxon	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
Eclairage							
E2	Kit éclairage avant, arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-	-	
MODE DE PROPULSION							
Type							
	Propulsion podale avec direction manuelle	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
Roues							
	Pneumatiques avant et arrière	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
Pignon							
Pignon Fixe							
06	Pignon fixe	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
Système de freinage standard							
	Poignée de frein sur guidon (à droite)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
















Poignée de frein

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
---	----------------	-----------------	----------	--------------------

GUIDON							
S1	Guidon classique	Tous modèles	S	<input type="radio"/>	-	-	S1
S2	Guidon plat	Tous modèles	□	<input type="radio"/>	-	-	
DOSSIER							
Système de maintien du tronc							
Cales-hanches							
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		□	<input type="radio"/>	-	-	
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		□	<input type="radio"/>	-	-	
Supports dorsaux							
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)		□	<input type="radio"/>	-	-	
P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable) 2217 et 2219		□	<input type="radio"/>	117,82 €	-	
Supports dorsaux + Cale-hanches							
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)		□	<input type="radio"/>	-	-	
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)		□	<input type="radio"/>	-	-	
ASSISE							
Selle							
-	Selle standard (Réglable en hauteur et en antéropostérieur)	S	<input type="radio"/>	-	-	-	
E12	Selle confort	□	<input type="radio"/>	-	-	-	
Tige pour fixation selle							
P4M	Tige de selle Ajustable M (hauteur +5cm)	□	<input type="radio"/>	-	-	-	
PÉDALES							
Pédales							
F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	□	<input type="radio"/>	-	-	-	
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	□	<input type="radio"/>	-	-	-	
Pédales à fixations velcro							
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)	□	<input type="radio"/>	-	-	-	
							

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
---	----------------	-----------------	----------	--------------------

F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-		 F3L	
								
Tuteur de cheville avec pédales à fixation velcro								
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille M - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-				
								
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Gauche	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro Taille L - Droit	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	-	-			
								
ACCESSOIRES (Livrés séparément)								
NM	Commande à gauche	<input type="checkbox"/>		39,88 €	42,07 €	-	-	 E1M  E3  E7  E8L / E8R  E13  E14  E5
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	<input type="checkbox"/>		68,61 €	72,38 €	-	-	
E3	Compteur Kilométrique	<input type="checkbox"/>		90,94 €	95,94 €	-	-	
E6	Porte canne	<input type="checkbox"/>		36,69 €	38,71 €	-	-	
E7	Porte gourde	<input type="checkbox"/>		23,94 €	25,26 €	-	-	
E8L	Rétroviseur à gauche	<input type="checkbox"/>		71,80 €	75,75 €	-	-	
E8R	Rétroviseur à droite	<input type="checkbox"/>		71,80 €	75,75 €	-	-	
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	<input type="checkbox"/>		255,23 €	269,27 €	-	-	
E14	Panier avant	<input type="checkbox"/>		53,29 €	56,22 €	-	-	
E5	Top Case	<input type="checkbox"/>		261,61 €	276,00 €	-	-	

PRODUITS D'ASSISTANCE À LA POSTURE (PAP)
Rappel : prise en charge Achat ou LLD

MEMBRES SUPERIEURS - Forfait A


Éléments posturaux pouvant être installés sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV TTC
Cumulable avec le forfait B membres inférieurs

PAP du Dossier


Sélectionner les options en cochant les cases SVP				*Prix limite de vente		PLV* TTC	Code Remboursement	
				Prix public HT	Prix public TTC			
Dispositifs de positionnement thoraco-lombaires (Physipro)								
Sangle thoracique								
00.01	Sangle multi-usage neoflex					Forfait A Concernes toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	9961008	
2997957	o Small (Longueur 100cm/Largeur 8cm)			<input type="checkbox"/>	95,00 € 100,23 €			
2997958	o Medium (Longueur 140cm/Largeur 10cm)			<input type="checkbox"/>	95,00 € 100,23 €			
2997959	o Large (Longueur 160cm/Largeur 10cm)			<input type="checkbox"/>	95,00 € 100,23 €			
2997960	o X-Large (Longueur 180cm/Largeur 10cm)			<input type="checkbox"/>	95,00 € 100,23 €			
00.02	Extension sangle multi-usage neoflex							9961008
2997957	o Small (Longueur 80cm/Largeur 8cm)			<input type="checkbox"/>	65 € 68,58 €			
2997958	o Medium (Longueur 80cm/Largeur 10cm)			<input type="checkbox"/>	65 € 68,58 €			
2997960	o X-Large (Longueur 80cm/Largeur 10cm)			<input type="checkbox"/>	65 € 68,58 €			
20.01	Harnais large neoflex						9961008	
2997879	o X-Small			<input type="checkbox"/>	185,00 € 195,18 €			
2997880	o Small			<input type="checkbox"/>	185,00 € 195,18 €			
2997881	o Medium			<input type="checkbox"/>	185,00 € 195,18 €			
2997882	o Large			<input type="checkbox"/>	185,00 € 195,18 €			
2997883	o X-Large			<input type="checkbox"/>	185,00 € 195,18 €			
20.02	Harnais large avec zip neoflex						9961008	
2997842	o X-Small			<input type="checkbox"/>	199,00 € 209,95 €			
2997843	o Small			<input type="checkbox"/>	199,00 € 209,95 €			
2997844	o Medium			<input type="checkbox"/>	199,00 € 209,95 €			
2997845	o Large			<input type="checkbox"/>	199,00 € 209,95 €			
2997846	o X-Large			<input type="checkbox"/>	199,00 € 209,95 €			
20.03	Harnais étroit neoflex						9961008	
2997874	o X-Small			<input type="checkbox"/>	179,00 € 188,85 €			
2997875	o Small			<input type="checkbox"/>	179,00 € 188,85 €			
2997876	o Medium			<input type="checkbox"/>	179,00 € 188,85 €			
2997877	o Large			<input type="checkbox"/>	179,00 € 188,85 €			
2997878	o X-Large			<input type="checkbox"/>	179,00 € 188,85 €			
20.04	Harnais étroit avec zip neoflex					9961008		
2997859	o X-Small			<input type="checkbox"/>	195,00 € 205,73 €			
2997860	o Small			<input type="checkbox"/>	195,00 € 205,73 €			
2997861	o Medium			<input type="checkbox"/>	195,00 € 205,73 €			
2997862	o Large			<input type="checkbox"/>	195,00 € 205,73 €			
2997863	o X-Large			<input type="checkbox"/>	195,00 € 205,73 €			
Dispositifs de positionnement de l'épaule						9961008		
Harnais épaule								
20.05	Harnais d'épaule neoflex							
2997892	o Small			<input type="checkbox"/>	119 € 125,55 €			
2997893	o Medium			<input type="checkbox"/>	119 € 125,55 €			
2997894	o Large			<input type="checkbox"/>	119 € 125,55 €			
2997895	o X-Large			<input type="checkbox"/>	119 € 125,55 €			
20.06	Harnais d'épaule avec fermeture clip neoflex							
2997899	o Small			<input type="checkbox"/>	129 € 136,10 €			
2997901	o Medium			<input type="checkbox"/>	129 € 136,10 €			
2997902	o Large			<input type="checkbox"/>	129 € 136,10 €			
2997903	o X-Large			<input type="checkbox"/>	129 € 136,10 €			




00.01




20.01



20.02



20.03



20.04



20.05



20.06

Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur www.vemirenl.fr

MEMBRES INFÉRIEURS - Forfait B

Éléments posturaux pouvant être installées sur tous VHP modulaire,
conçus pour maintenir, compenser ou corriger le positionnement du corps
Prescription d'un ou plusieurs éléments posturaux à hauteur du montant forfaitaire maximal de 600€ PLV
Cumulable avec le forfait A membres supérieurs

PAP des membres inférieurs

Sélectionner les options en cochant les cases SVP				Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement												
40.02	Maintien de cheville	neoflex					Forfait B Concerne toutes les options disponibles et au choix pour les membres supérieurs : Montant forfaitaire maximal 600€ PLV TTC	4510005											
2998385		o X-Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998386		o Small	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998387		o Medium	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998388		o Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
2998389		o X-Large	<input type="checkbox"/>	125,00 €	131,88 €														
		<table><tr><th></th><th>A</th></tr><tr><td>XS</td><td>14 cm - 17 cm</td></tr><tr><td>S</td><td>17 cm - 20 cm</td></tr><tr><td>M</td><td>19 cm - 23 cm</td></tr><tr><td>L</td><td>22 cm - 29 cm</td></tr><tr><td>XL</td><td>28 cm - 33 cm</td></tr></table>			A	XS	14 cm - 17 cm	S	17 cm - 20 cm	M	19 cm - 23 cm	L	22 cm - 29 cm	XL	28 cm - 33 cm				
	A																		
XS	14 cm - 17 cm																		
S	17 cm - 20 cm																		
M	19 cm - 23 cm																		
L	22 cm - 29 cm																		
XL	28 cm - 33 cm																		



SYSTEMES D'ATTACHE pour sangles néoflex Forfait A et Forfait B				neoflex			
1920915	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm (image 1)	<input type="checkbox"/>	15,00 €	15,83 €	Forfait A et/ou Forfait B	4510005/ 4510004	
1920916	Collier de fixation pour tube rond X2 Ø 25cm/22cm/19cm (image 2)	<input type="checkbox"/>	23,00 €	24,27 €			
1920917	Collier de fixation triangulaire pour TRIGO X2 (image 3)	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
	Collier de liaison métal (1 choix de diamètre) livré par 2 unités (image 4)						
1920918	Ø 19cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920919	Ø 22cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920920	Ø 25cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920921	Ø 29cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920922	Ø 30cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			
1920923	Ø 35cm	<input type="checkbox"/>	19,00 €	20,05 €			

Pensez à nos différents systèmes de rampes ultra-pratiques !



longueur 180cm • poids 2x9kg • poids supporté : 2x150kg



Kit rampes



Rampes sur mesure

RAMPES PLIABLES							
8002925	Paire de Rampes 692 (180 cm) avec sacs de rangement	<input type="checkbox"/>	329,00 €	347,10 €	-	-	
KITS RAMPES							
8002565	Rampes extérieures Kit N°1 (de 1,8 à 5,5 cm)	<input type="checkbox"/>	69,00 €	72,80 €	-	-	
8002566	Rampes extérieures Kit N°2 (de 3,6 à 9,1 cm)	<input type="checkbox"/>	138,00 €	145,59 €	-	-	
8002567	Rampes extérieures Kit N°3 (de 7,2 à 12,7 cm)	<input type="checkbox"/>	229,90 €	242,54 €	-	-	
8002568	Rampes extérieures Kit N°4 (de 10,8 à 16,3 cm)	<input type="checkbox"/>	327,00 €	344,99 €	-	-	
8003004	Rampes extérieures Kit N°5 (de 14,4 à 19,9 cm)	<input type="checkbox"/>	479,00 €	505,35 €	-	-	

Sélectionner les options en cochant les cases SVP	Prix public HT	Prix public TTC	PLV* TTC	Code Remboursement
QUICKRAMPS				

8002582	Kit Quickramp 10 mm	<input type="checkbox"/>	34,50 €	36,40 €	-	-
8002583	Kit Quickramp 12 mm	<input type="checkbox"/>	37,90 €	39,98 €	-	-
8002584	Kit Quickramp 14 mm	<input type="checkbox"/>	43,90 €	46,31 €	-	-
8002585	Kit Quickramp 16 mm	<input type="checkbox"/>	46,90 €	49,48 €	-	-
RAMPES SUR MESURE (Cf Fiche de mesure spécifique sur Vermeiren.fr - Produit- Accessoire)						
Sur mesure	Rampes ALPHA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes BETA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			
Sur mesure	Rampes GAMMA	<input type="checkbox"/>	Veuillez vous rapprocher du service commercial			

TOTAL :					
---------	--	--	--	--	--

Commentaires :

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (AI) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon). Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.

2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm
 à partir de 3 ans	 à partir de 8 ans	 à partir de 14 ans	 adultes
Modèles : AQUA - SAFARI	Modèles : HAPPY - SPORTY	Modèles : FREEDOM E-tricycle	Modèles : LAGOON - VENTAGE E-tricycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille

Il vous intéresse?
Contactez votre service commercial



Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.

Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant **et** en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant **uniquement**.