



## Tonicross City



## INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur :

Référence de commande :

Adresse de livraison :

Date de commande :

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

## CARACTERISTIQUES

TONICROSS CITY est notre gamme de tricycles de rééducation, surbaissée pour une installation et une utilisation confortable. Extrêmement maniable et résistant (châssis garanti 5 ans), il dispose en série\* de garde-boues ; ainsi que d'une selle confort avec panier arrière large et d'un guidon standard (pour la version adulte), d'une selle large avec panier arrière d'un guidon standard (pour la version Junior).

Versions XL/XP : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, Version XP : pour utilisateurs jusqu'à 135kg

Le TONICROSS CITY existe en 3 couleurs de cadre

= \* en remplacement de l'équipement standard

TAILLES	Hauteur d'entrejambes en cm	de 56 à 80	de 66 à 90
		JUNIOR	ADULTE/XP

Code promo:

## BASE

## LPPR

## PP HT

## PP TTC

<input checked="" type="checkbox"/> TONICROSS CITY	631,17 €	918,48 €	969,00 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€			

☐ KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE

Joindre fiche de mesure spécifique

## TAILLE

## PP TTC

<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY JUNIOR	<input type="checkbox"/> Onyx - TYJ30ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYJ30JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYJ30QU -	- €
<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE	<input type="checkbox"/> Onyx - TYA40ON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYA40JA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYA40QU	115 €
<input type="checkbox"/> Largeur XL (pour City Adulte uniquement)	TBA4521	65 €
Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 110kg		
<input type="checkbox"/> TONICROSS CITY ADULTE XP	<input type="checkbox"/> Onyx - TYAXPON - <input type="checkbox"/> Jaspe - TYAXPJA - <input type="checkbox"/> Quartz - TYAXPQL	340 €
Voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité, pour utilisateurs jusqu'à 135kg		

## COULEURS

## REFERENCE

## PP TTC

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		
ON	JA	QU
Noir Onyx	Jaspe Cuivre	Gris Quartz

## TRANSMISSION (1 seul choix possible)

## PP TTC

## UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE

<input checked="" type="checkbox"/> Pignon Fixe		- €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)	TAP0097	399 €

## UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE

<input type="checkbox"/> Roue libre avec frein supplémentaire	TAT0090	110 €
<input type="checkbox"/> Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)	TAT0091	245 €
<input type="checkbox"/> Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0092	235 €
<input type="checkbox"/> Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAT0093	299 €
<input type="checkbox"/> Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)	TAL0106	469 €

## OPTIONS DE TRANSMISSION

## PP TTC

<input type="checkbox"/> Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)	TAP0020	179 €
<input type="checkbox"/> Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106)	TAP0096	269 €
Incompatible avec le City Adulte XP		
<input type="checkbox"/> Supplément montage à gauche de la poignée de frein	TAT0020	29 €
<input type="checkbox"/> Frein V Brake + frein parking sur roue avant (compatible toute version) *	TAP0021	49 €


ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/> Cales pieds avec sangles	TAP0055	35 €
<input type="checkbox"/> Appui dos avec dossier	TAT0041	220 €
<input type="checkbox"/> Double appui dos avec dossier	TAT0043	329 €
<input type="checkbox"/> Appui ventral	TAT0047	255 €
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire)	TAT0053	215 €
<input type="checkbox"/> Sabots réglables en largeur (paire) Compatible uniquement avec un tricycle taille adulte	TAT0054	225 €
<input type="checkbox"/> Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) <input type="checkbox"/> T0/1 (TAT0061) <input type="checkbox"/> T2 (nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055	TAT0063	179 €
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/> Guidon cadre *	TAT0072	110 €
<input type="checkbox"/> Guidon papillon *	TAP0074	120 €
<input type="checkbox"/> Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 *	TAT0073	170 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page		PP TTC
<input type="checkbox"/> Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032	150 €
<input type="checkbox"/> Selle MONOCYCLE *	DAT0136	105 €
<input type="checkbox"/> Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) *	TACSP30	50 €
Panier avant		PP TTC
<input type="checkbox"/> Panier avant	TAT0011	55 €
<input type="checkbox"/> Panier arrière large (CITY JUNIOR uniquement) *	TAJ0019	55 €
<input type="checkbox"/> Panier arrière en osier *	TAJ0020	155 €
ACCESSOIRES DIVERS		PP TTC
<input type="checkbox"/> Supplément autre couleur	TAP010	207 €
<input type="checkbox"/> Eclairage LED AV/AR sur piles	TAT0015	49 €
<input type="checkbox"/> Butées directionnelles	TAT0017	81 €
<input type="checkbox"/> Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064	221 €
<input type="checkbox"/> Klaxon « Fantaisie » <input type="checkbox"/> Rhino <input type="checkbox"/> Tigre <input type="checkbox"/> Baleine	TAT0025	18 €
<input type="checkbox"/> Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080	57 €
Incompatible avec l'option sabots		
<input type="checkbox"/> Rétroviseur, unitaire	TACSP220	54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire



**Caractéristiques dimensionnelles (cm)**

**TONICROSS**  
L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
<b>X</b>	56	61	61	67	67	77
<b>Y</b>	59	65	65	72	72	82
<b>Z (pouces)</b>	12	16	16	20	20	20
<b>LONGUEUR hors tout</b>	94	115	126	140	160	160

**TONICROSS PLUS plié**

	T1	T2	T3	T4	XL
<b>Longueur</b>	65	65	65	70	70
<b>Largeur</b>	50	50	60	60	70
<b>Hauteur*</b>	50	50	60	65	65

\* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence