



Tonicross Liberty



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS LIBERTY est la génération de tricycle pliant adolescent et adulte prévus pour un usage urbain. Il est équipé d'accessoires haut de gamme : différentiel, frein à disque, moyeu 3 vitesses avec roue libre, selle gel confort, porte bagages avec panier arrière amovible, éclairage route à Dynamo, gardes boue.

Longueur hors tout: 159cm // Largeur hors tout: 72cm
 Hauteur selles/sol: 79-101cm // Hauteur guidon/sol: 121-134cm
 Hauteur d'entrejambes: 66-90cm
 Dimensions des roues: 20"x1,75"// Chassis: Acier
 Poids du tricycle: 23kg
 Poids maxi de l'utilisateur: 95kg

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: _____


BASE	LPPR	PP HT	PP TTC
☒ TONICROSS LIBERTY	631,17 €	2 100,00 €	2 215,50 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€			

☐ KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE

Joindre fiche de mesure spécifique

COULEURS REFERENCE PP TTC

☐ TLI40L3




L3

☐ TLI40L4




L4

☐ TLI40L6




L6

☐ TLI40L7




L7

☐ TLI40L8



L8

☐ TLI40L9



L9

☐ TLI40LL



LL

TRANSMISSION (1 seul choix possible)

PP TTC

UTILISATION SANS MARCHÉ ARRIERE

☒ Frein à disque, moyeu 3 vit. indexées, roue libre intégré	TAL0106	- €
☐ Frein rétropédalage mono vitesse, avec roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque)	TAL0105	- €

UTILISATION AVEC MARCHÉ ARRIERE

☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)	TAP0097	- €
--	---------	-----

OPTIONS DE TRANSMISSION

PP TTC

☒ Différentiel	TAP0096	- €
☐ Supplément montage à gauche de la poignée de frein	TAT0020	29 €
☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant *	TAP0021	49 €

ACCESSOIRES DE MAINTIEN <i>voir photos dernière page</i>			PP TTC
☒	Cales pieds avec sangles	TAP0055	- €
☐	Appui dos avec dossière	TAT0041	220 €
☐	Double appui dos avec dossière	TAT0043	329 €
☐	Appui ventral	TAT0047	255 €
☐	Sabots réglables en largeur (paire) T3-4	TAT0053	215 €
☐	Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement taille adulte</i>	TAT0054	225 €
☐	Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire)	TAT0063	179 €
GUIDONS SPECIAUX <i>voir photos dernière page</i>			PP TTC
☒	Guidon corne de bœuf	TAT0073	- €
☐	Guidon cadre *	TAT0072	110 €
☐	Guidon papillon *	TAP0074	120 €
SELLES SPECIALES <i>voir photos dernière page</i>			PP TTC
☒	Selle Confort Gel à suspensions	TACSP30	- €
☐	Réglage de la selle antéro-postérieur	TAT0032	150 €
☐	Selle MONOCYCLE *	DAT0136	105 €
PANIER			PP TTC
☒	Panier arrière amovible		- €
☐	Panier avant	TAT0011	55 €
ACCESSOIRES DIVERS			PP TTC
☐	Supplément autre couleur	TAP010	207 €
☐	Butées directionnelles	TAT0017	81 €
☐	Système anti-équiu (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)	TAT0064	221 €
☐	Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *	TAC0080	57 €
<i>Incompatible avec l'option sabots</i>			
☐	Rétroviseur, unitaire	TACSP220	54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

❑ Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.

❑ Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.

❑ Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entraînant de fait un délai de traitement supplémentaire

