



Tonicross Plus



INFORMATIONS DE COMMANDE

Nom du distributeur : _____

Contact commercial + email et ligne directe : _____

Référence de commande : _____

Adresse de livraison : _____

Date de commande : _____

Commande à retourner à **commande@quantum-rehab.fr**

CARACTERISTIQUES

TONICROSS PLUS est la version de tricycle de rééducation pliable conçue pour vous apporter la solution du transport et du rangement. La simplicité, la rapidité du pliage et du démontage des roues permettent de le transporter dans un coffre de voiture et élargissent ses possibilités d'utilisation.

Panier arrière offert sur les TONICROSS PLUS JUNIOR et T4.

Version XL : voie arrière élargie de 10cm pour une meilleure stabilité.

DIMENSIONS (cm)

	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 73	60 à 80	66 et plus
Hauteur entrejambe					
Référence	T1	T2	T3	TJ	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	35	50	60	60	95
Poids (kg)	12	13	17	18	20

* en remplacement de l'équipement standard

Code promo: _____

BASE

	LPPR	PP HT	PP TTC
☒ TONICROSS PLUS	631,17 €	1 563,98 €	1 650,00 €
9269502 - VHP, TRICYCLE A PROPULSION MANUELLE OU PODALE (ancien code 4222803) : 631.17€			
☐ KIT ASSISTANCE ELECTRIQUE			

Joindre fiche de mesure spécifique


TAILLE

		PP TTC
☐ TONICROSS PLUS T1	TPU10.. (...référence couleur)	70 €
☐ TONICROSS PLUS T2	TPU20..	- €
☐ TONICROSS PLUS T3	TPU30..	- €
☐ TONICROSS PLUS JUNIOR (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPUJ0..	155 €
☐ TONICROSS PLUS T4 (SURBAISSE avec panier arrière offert)	TPU40..	155 €

COULEURS

REFERENCE

PP TTC



☐		☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	

KITS DE PERSONNALISATION		REFERENCE	PP TTC
☐ COURSE (C)	☐ GUEPARD (G)	☐ PAPILLON (P)	☐ REQUIN (R)
☐ SPLASH (S)			
			
☐ Kit complet de personnalisation		TAT01.0	90 €
☐ Planche d'adhésifs décoratifs		TAT01.1	20 €
☐ Flasques de roues arrière avec plaque de guidon		TAT01.2	50 €
☐ Fanion		TAT01.3	50 €
			
TRANSMISSION (1 seul choix possible)			PP TTC
UTILISATION AVEC MARCHE ARRIERE			
☒ Pignon Fixe			- €
☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec marche arrière, roue libre intégrée (en remplacement du frein à disque) (T3/Jr/4)		TAP0097	399 €
UTILISATION SANS MARCHE ARRIERE			
☐ Roue libre avec frein supplémentaire		TAT0090	110 €
☐ Dérailleur 5 vitesses à friction, roue libre intégrée, et frein supplémentaire (T3/Jr/4)		TAT0091	245 €
☐ Moyeu mono vitesse, Frein rétropédalage, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0092	235 €
☐ Frein rétropédalage 3 vitesses indexées, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAT0093	299 €
☐ Moyeu 3 vitesses, frein à disque, avec roue libre intégrée (T3/Jr/4)		TAL0106	469 €
OPTIONS DE TRANSMISSION			PP TTC
☐ Frein à disque (pour roue libre seule ou dérailleur)* (T3/Jr/4)		TAP0020	179 €
☐ Différentiel pour pignon fixe, moyeu mono ou 3V(TAL0106)		TAP0096	269 €
<i>Uniquement pour TONICROSS PLUS T4</i>			
☐ Supplément montage à gauche de la poignée de frein		TAT0020	29 €
☐ Frein enfant + frein parking (T0/1/2) *		TAT0022	49 €
☐ Frein V Brake + frein parking sur roue avant (TJr-4) *		TAP0021	49 €
ACCESSOIRES DE MAINTIEN voir photos dernière page			PP TTC
☒ Cales pieds avec sangles		TAP0055	-
☐ Appui dos avec dossière	☐ Taille 0,1,2 (TAT0040)	☐ Taille Jr et 4 (TAT0041)	220 €
☐ Double appui dos avec dossière	☐ Taille 0,1,2 (TAT0042)	☐ Taille Jr et 4 (TAT0043)	329 €
☐ Appui ventral		TAT0047	255 €
☐ Sabots réglables en largeur (paire)	☐ Taille 0,1 (TAT0051)	☐ Taille 2 (TAT0052)	215 €
☐ Sabots réglables en largeur (paire) <i>Compatible uniquement avec un tricycle taille 4</i>		TAT0054	225 €
☐ Tuteurs de jambes fixes réglables en hauteur (paire) ☐ T0/1 (TAT0061)	☐ T2 (TAT0062)	☐ TJr/4 (TAT0063)	179 €
(nécessite l'option Sabots TAT005. ou Cales pieds TAT0055)			
GUIDONS SPECIAUX voir photos dernière page			PP TTC
☐ Guidon cadre *	☐ Taille 0,1,2 (TAT0071)	☐ Taille Jr et 4 (TAT0072)	110 €
☐ Guidon papillon *	☐ Taille 0,1,2 (TAP0076)	☐ Taille Jr et 4 (TAP0074)	120 €
☐ Guidon corne de bœuf T3/Jr/4 *		TAT0073	170 €
SELLES SPECIALES voir photos dernière page			PP TTC
☐ Réglage de la selle antéro-postérieur		TAT0032	150 €
☐ Selle MONOCYCLE *		DAT0136	105 €
☐ Selle large (en série sur T3/Jr/4) *		TAT0031	30 €
☐ Selle Confort Gel à suspensions (T3/Jr/4uniquement) *		TACSP30	50 €
ACCESSOIRES DIVERS			PP TTC
☐ Panier avant		TAT0011	55 €
☐ Largeur XL (T4 UNIQUEMENT)		TBA4521	65 €
☐ Supplément autre couleur		TAP010	207 €
☐ Eclairage LED AV/AR sur piles		TAT0015	49 €
☐ Butées directionnelles		TAT0017	81 €
☐ Ressort de rappel (incompatible avec les garde-boue)		TAT0019	49 €
☐ Gardes boue avec support AV/AR		TAP016	214 €
☐ Système anti-équin (uniquement avec SABOTS ou CALES PIEDS)		TAT0064	221 €
☐ Canne à pousser (T0/1/2)		TAT0074	121 €
☐ Klaxon « Fantaisie » ☐ Rhino ☐ Tigre ☐ Baleine		TAT0025	18 €
☐ Pack Confort (jeu de pédales larges et poignées ergonomiques) *		TAC0080	57 €
<i>Incompatible avec l'option sabots</i>			
☐ HOME TRAINER		TAT0018	690 €

ACCESSOIRES DIVERS (suite)

PP TTC

☐ Rétroviseur, unitaire

TACSP220

54 €

Notes et informations utiles à lire avant de passer commande

- Merci de renseigner l'ensemble des informations nécessaires à la fabrication et aux réglages du tricycle.
- Toute commande reçue incomplète ne pourra être validée en production impliquant de fait un délai de traitement supplémentaire.
- Sauf indication contraire lors de la commande, les sélections "standards" seront validées en production. Toute modification post-production sera à votre charge.

Merci de vous assurer d'avoir complété la fiche entièrement

Tout oubli conduira à un retour d'e-mail du service administration des ventes, entrainant de fait un délai de traitement supplémentaire



Caractéristiques dimensionnelles [cm]

TONICROSS

L'encombrement maximum pour le passage des portes est donné par les roues arrière (Y).

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
X	56	61	61	67	67	77
Y	59	65	65	72	72	82
Z (pouces)	12	16	16	20	20	20
LONGUEUR hors four	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A	94	115	126	140	160	160

	T0	T1	T2	T3	T4	XL
A —entre selle et pédale au point bas*	33	40	43,5	59	67	67
B —Longueur de la manivelle	10	10	12,5	15	15	15
C —Coursse de réglage de la selle	9	7	12	18	24	24

* La mise en place du support d'appui des rallonge les cotes A de 3 cm

TONICROSS PLUS plié

	T1	T2	T3	T4	XL
Longueur	65	65	65	70	70
Largeur	50	50	60	60	70
Hauteur*	50	50	60	65	65

* Guidon replié, en fonction du réglage de la potence

