

## Attelles d'immobilisation à dépression

Le jeu de 3, Réf. ZI241. / AD3/SAD



Le jeu de 4, Réf. ZI240. / AD/SAD

Pour immobiliser les membres de façon efficace, simple et pratique

- > faciles à mettre en place
- > finesse des microbilles permettant d'épouser parfaitement les formes du membre
- > système anti-rétraction
- > sangles Bio Safe amovibles à fermeture rapide
- > 3 formats disponibles pour couvrir l'ensemble des besoins
- > faciles d'entretien grâce à leur revêtement lavable



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

COMPOSITION	Couche supérieure (en contact avec la victime) et inférieure : toile polyamide 6/6 avec double enduction polyuréthane 500g/m2 Billes intérieures en polystyrène expansé 30kg/m3 de 0.5mm à 1mm
DESCRIPTION	Forme trapézoïdale ou rectangulaire selon le modèle Billes en vrac Sangles haute visibilité Bio Safe réglables largeur 30 mm avec boucle à fermeture rapide (clip plastique). Ces sangles sont amovibles Système anti-rétraction Valve 1/4 de tour en aluminium radiotransparent et compatible IRM (existe aussi en ABS radiotransparent - sur commande) Galon périphérique sur thermosoudure
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	Lors de la dépression (aspiration de l'air contenu dans l'attelle), les billes en polystyrène se plaquent les unes contre les autres permettant à l'attelle de devenir rigide et de se modeler parfaitement autour du membre de la victime pour l'immobiliser Anti-rétraction garantie par la combinaison des densité de billes et le non étirement de la couche interne
MODÈLES DISPONIBLES	Disponibles à l'unité et par jeu de 3 ou 4 : - <b>Attelle à dépression jambe complète, Réf. ZI045 / ADJC</b> <i>Forme trapézoïdale. Longueur 90 cm. Largeur de 55 à 67 cm. 4 sangles de fermeture centrale à boucle rapide amovibles.</i> - <b>Attelle à dépression jambe ou bras complet, Réf. ZI044 / ADJB</b> <i>Forme trapézoïdale. Longueur 64 cm environ. Largeur de 47 à 52 cm. 3 sangles de fermeture centrale à boucle rapide amovibles</i> <b>Attelle à dépression avant-bras, Réf. ZI046 / ADAB</b> <i>Forme rectangulaire. Longueur 50 cm. Largeur 37 cm. 2 sangles de fermeture centrale à boucle rapide amovibles</i> - <b>Attelles à dépression, le jeu de 3 avec sac, Réf. ZI241. / AD3/SAD</b> <i>Comprend un modèle de chaque attelle</i> - <b>Attelles à dépression, le jeu de 4 avec sac, Réf. ZI240. / AD/SAD</b> <i>Comprend 1 x ADJC + 2 x ADJB + 1 x ADAB</i>
ACCESSOIRES DISPONIBLES	Sac de rangement, Réf. ZI047 / SAD en toile Nylon avec fermeture à glissière et poignée de portage. Dimensions : hauteur 60 cm, largeur : 100 cm. Épaisseur : 20 cm   Pompe à dépression seringue, Réf. ZI349 / PSAD 
CERTIFICATION	Dispositif médical de classe I Conforme à la norme NF EN 1865