



Description



CHARIOT-DOUCHE

HAUTEUR MAXI (SOL/PLAN DE COUCHAGE) : 100 CM - HAUTEUR MINI : 50 CM
- HAUTEUR BARRIÈRES/PLAN DE COUCHAGE = 16 CM - DIMENSIONS HORS
TOUT = LONGUEUR 213 CM X LARGEUR 77 CM - POIDS MAXIMUM PATIENT :
140 KG - POIDS DU CHARIOT (AVEC L'OPTION PROCLIVE) : 86 KG -
INCLINAISON STANDARD PLAN DE COUCHAGE = 2°

Points forts

- 1- Confort** : Coussin de tête amovible pour s'adapter à la morphologie de la personne.
- 2- Sécurité** : Barrières latérales escamotables pour le transfert du patient.
- 3- Mobilité** : Roulettes diamètre 150 mm pour une mobilité aisée.

Composition

Poignée de brancardage - Barrières escamotables - Equipement
Bonde d'évacuation en pieds - Coussin de tête amovible

PACK - ÉQUIPEMENT

Dosserets	Poignée de brancardage
Barrières	Barrières escamotables
Équipement	Bonde d'évacuation en pieds - Coussin de tête amovible

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids avec barrières et poignées de poussée	86 kg
---	-------

DIMENSIONS

Longueur structure + dosserets + barrières	213 cm
Largeur structure + dosserets + barrières	77 cm
Hauteur Variable mini	50 cm
Hauteur Variable maxi	100 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Housse	Tissu enduit PVC
----------------	------------------

TYPE

Type de hauteur variable	X-Type
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Frein individuel sur 4 roues

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Piètement	Traitement anti-corrosion POLYZINC - Acier Epoxy Noir
Châssis	Traitement anti-corrosion POLYZINC - Acier Epoxy Noir
Poignées	Traitement anti-corrosion POLYZINC - Acier Epoxy Noir
Hauteur variable	Traitement anti-corrosion POLYZINC - Acier Epoxy Noir
Roues	Corps acier zingué - Bandage Polyurethane
Socle de protection	4 butoirs d'angle rotatifs

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roues
Diamètre roues	150 mm

INCLINAISONS

Proclive	2° (inclinaison standard du sommier) - 2 à 7° (option proclive) °
----------	---

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	140 kg
CFS	170 kg

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	CE

CLASSEMENT FEU

Housse	M1
--------	----

ACCESSOIRES



OP-2011-PRO
PROCLIVE ASSISTÉE PAR VÉRIN
PROCLIVE ASSISTÉE PAR VÉRIN - INCLINAISON PLAN DE COUCHAGE = 2° À 7°

ACCESSOIRES



OP-2011-BC - 
FREINAGE CENTRALISÉ DES 4 ROUES AVEC 1 ROUE DIRECTIONNELLE
POUR CHARIOT DOUCHE
FREINAGE CENTRALISÉ DES 4 ROUES AVEC 1 ROUE DIRECTIONNELLE
POUR CHARIOT DOUCHE