

CARDIOTOCOGRAPHES

Réf. EDA441

MONITEUR FOETAL PORTABLE EDAN FTS-6 MOBILE AVEC TABLETTE



Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



MONITEUR FOETAL PORTABLE EDAN FTS-6 MOBILE AVEC TABLETTE

Le **moniteur foetal portable Edan FTS6** est une solution de monitoring foetal portable, connectée et légère bénéficiant de caractéristiques avancées dans l'analyse et la gestion de données. Les capteurs sans fils du FTS-6 le rendent idéal pour les **consultations à domicile**. Ce dispositif dispose d'une fonction de **connexion automatique**, il suffit d'activer la fonction HotSpot pour que les sondes se connectent automatiquement. Le format du FTS-6 lui permettent de pouvoir être utilisé à la fois à l'hôpital et en visite à domicile. De plus, le flux de travail de ce moniteur foetal est similaire à celui des moniteurs foetaux traditionnels, ce qui facilitera sa prise en main par le personnel soignant. Le FTS-6 est waterproof (IP28) et dispose d'**une sonde à 12 cristaux**, ce qui rend la mesure précise, tout comme la connectivité WIFI qui permet de garantir une continuité du signal cardiaque foetal. Les capteurs de ce système de monitoring foetal apportent plus de confort à la femme enceinte lors du monitoring puisqu'ils peuvent être utilisés sans fils. Pendant le monitoring, les paramètres suivants sont analysés **toutes les 2 minutes** : perte de signal, RCF de base, variation à court et long terme, le nombre d'UC, les mouvements foetaux, les décélérations et les accélérations. Le FTS-6 peut également interpréter des données à l'aide de paramètres clés tels que la variabilité du RCF de base, l'accélération, la décélération précoce, la décélération tardive, la décélération variable, la décélération prolongée et le schéma sinusoïdal. Lorsque le FTS-6 Mobile est utilisé dans un environnement non hospitalier, les données de surveillance peuvent être transférées, stockées et analysées en accédant au serveur via cloud pour se connecter à distance au système de l'hôpital.

La mallette électronique / base de recharge est garantie 3 ans. Les accessoires comme la tablette et les capteurs sont garantis 1 an.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Léger et compact
- ◆ Connexion automatique
- ◆ Sauvegarde, impression et export des rapports
- ◆ Sonde 12 cristaux
- ◆ Routeur wifi intégré pour plus de fiabilité
- ◆ Livré avec : tablette tactile Android, le système de surveillance foetale et une sangle de maintien

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 50-240 BPM
- ◆ Temp. stockage : -20 °C~55°C
- ◆ Alimentation : Secteur
- ◆ Dimensions (cm) : 42,5x18,3x42,5
- ◆ Humidité : 15%RH~95%RH
- ◆ Certifications : 93/42 EEC
- ◆ Poids : 6,3 kg
- ◆ Pression : 70~ 106 kPa
- ◆ Organisme notifié : CE 0123

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Moniteur foetal portable Edan FTS-6

Destination : Monitoring / Enregistrement du rythme cardiaque foetal et enregistrement des contractions utérines.

Fabricant : EDAN

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 13/02/2025

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 35 ANS**

T. +33 4 93 72 53 54 / F. + 33 4 93 21 03 83

infos@fracito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activités Roguez Village - Bât E

06670 Castagniers, France