

Zetuvit ® E non stérile

Pansement absorbant avec dos hydrophobe



Référence	Taille ou dimensions
413860	10 x 10 cm
413861	10 x 20 cm
413862	15 x 20 cm
413863	15 x 25 cm
413864	20 x 20 cm
413865	20 x 25 cm
413866	20 x 40 cm

Produit

Pansement absorbant, recouvert d'un nontissé très doux, afin d'éviter l'adhérence à la plaie.

Indications / Classification

Pour le soin des plaies à sécrétions, aiguës ou chroniques. Pansement destiné à être en contact directement avec la plaie (recouvrement et protection mécanique).

Zetuvit ® E non stérile est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

La partie centrale est constituée d'un coussin absorbant en cellulose défibrée, entouré d'un voile de cellulose, hydrophile.

La face arrière est renforcée d'un nontissé hydrophobe en polypropylène.

L'ensemble est enveloppé d'un nontissé externe en polypropylène blanc non adhérent.

Fermeture longitudinale et transversales par soudage ultrasons.

Présence d'un fil de couleur bleue dans la soudure longitudinale indiquant la face externe du pansement.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 50 g/100 cm² de coussin absorbant (selon norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2).

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
413860	10 x 10 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 12,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm (environ) Poids du pansement : 4 g (environ)
413861	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 10,5 x 22,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm (environ) Poids du pansement : 9 g (environ)
413862	15 x 20 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 22,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm (environ) Poids du pansement : 13 g (environ)
413863	15 x 25 cm	Dimensions du pansement : 15,5 x 27,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 15 x 25 cm (environ) Poids du pansement : 16 g (environ)
413864	20 x 20 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 22,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 20 x 20 cm (environ) Poids du pansement : 17 g (environ)
413865	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 27,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm (environ) Poids du pansement : 21 g (environ)
413866	20 x 40 cm	Dimensions du pansement : 20,5 x 42,4 cm (environ) Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm (environ) Poids du pansement : 34 g (environ)

Présentation / Conditionnement

Conditionnement en boîte pour une hygiène optimale et une distribution facilitée dans les services.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
413860	10 x 10 cm	50	12	32
413861	10 x 20 cm	50	4	56
413862	15 x 20 cm	50	4	35
413863	15 x 25 cm	50	3	36
413864	20 x 20 cm	50	4	28
413865	20 x 25 cm	50	4	16
413866	20 x 40 cm	30	4	20

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
413860	10 x 10 cm	138 x 125 x 210 mm	564 x 387 x 224 mm	1200 x 800 x 1942 mm
413861	10 x 20 cm	221 x 210 x 136 mm	556 x 233 x 224 mm	1200 x 800 x 1940 mm
413862	15 x 20 cm	310 x 221 x 136 mm	556 x 233 x 324 mm	1200 x 800 x 1768 mm
413863	15 x 25 cm	310 x 275 x 137 mm	423 x 322 x 289 mm	1200 x 800 x 1879 mm
413864	20 x 20 cm	410 x 225 x 135 mm	552 x 237 x 424 mm	1200 x 800 x 1841 mm
413865	20 x 25 cm	410 x 260 x 142 mm	561 x 296 x 437 mm	1200 x 800 x 1893 mm
413866	20 x 40 cm	411 x 206 x 177 mm	421 x 361 x 427 mm	1200 x 800 x 1853 mm

Péréemption

Durée de vie : 5 ans.